



HOMECARE



BOS



KLINIK

KATALOG

REVISION 6.0



Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Kunden und Partner,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen. Dieser enthält nicht nur unsere bewährten Produkte sowie aktuelle Daten, sondern auch eine Vielzahl von Neuheiten und innovativen Entwicklungen.

In diesem Jahr feiern wir ein bedeutendes Jubiläum: Unser Unternehmen blickt auf **30 Jahre erfolgreicher Entwicklung und Vertrieb hochwertiger Medizin- und Textilprodukte** zurück. Wir möchten uns daher herzlich für Ihr fortwährendes Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit HUM bedanken. Gemeinsam haben wir bedeutende Herausforderungen gemeistert und wegweisende Innovationen initiiert und vorangetrieben.

Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf zwei zentralen Bausteinen:

Höchste Produktqualität: Unser Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 13485 und wird fortlaufend optimiert, um Ihnen Produkte von höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Kundenzufriedenheit: Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Dank regelmäßigen Feedbacks und unserer Audits stellen wir sicher, dass unsere Produkte und Dienstleistungen Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.

Zusätzlich haben wir mit unseren AERO-Marken innovative und sich ergänzende Lösungen entwickelt, die sich durch herausragende Qualität und Funktionalität auszeichnen. Unser Sortiment in den Bereichen **Homecare, BOS** und **Klinik** wird kontinuierlich erweitert und an die Bedürfnisse des Marktes angepasst.

Ein weiterer Fokus liegt neben der Medizintechnik auf der Textiltechnik. In unserem letzten Katalog haben wir unsere Tochtergesellschaft in Bielefeld vorgestellt – unsere Fertigungsstätte für hochwertige Taschen und Transportbehälter „Made in Germany“. Diese ist inzwischen Teil von HUM, was uns ermöglicht, unser Portfolio weiter auszubauen. Als OEM-Dienstleister und Technologieberater für technische textile Systeme bieten wir Ihnen, auch abseits der bekannten AEROcase® – Notfallrucksäcke und -taschen, maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen **Industrial, Tactical** und **Lifestyle**, welche exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Für Fragen stehen wir Ihnen auch weiterhin jederzeit mit einer fachlichen Beratung zur Seite. Unser Ziel ist es, Sie weiterhin mit hochwertigen Produkten gemäß medizinischer Standards und zu marktgerechten Preisen zu versorgen.

Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam mit Ihnen, unseren geschätzten Partnern und Kunden, erfolgreich zu sein!

Mit freundlichem Gruß



Dietmar Uhlenbruch
Geschäftsführer



ppa. Daniel Schnabel
Leiter Qualitätsmanagement
Betriebsleiter



ppa. Jan F. Uhlenbruch
Leiter Marketing
Stv. Betriebsleiter

Ihre Kundennummer

.....

Neuheiten und Symbolerklärung

Die folgenden Symbole im Innenteil unseres Katalogs geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Zuordnung unserer Produkte zu den Einsatzbereichen. Weiterhin sind produktspezifische Details zu Status und weiterer Zugehörigkeit gekennzeichnet. Auch weitere Anfrage-Möglichkeiten haben wir für Sie hervorgehoben!

SCAN
ME



N = NEUHEIT

A = Auslaufartikel

Homecare

BOS

Klinik

QTY: XX


Auf Anfrage

Ersatzteile

Zubehör

Hier finden Sie unsere Neuheiten!

Inhaltsverzeichnis

MEDIZINISCHE FILTER		AEROvent® 9 - 14	  
	9	Übersicht	
	10 - 11	Geräteschutzfilter	
	11	BakterienausgangsfILTER Sauerstoff-Konzentratoren	
	11 - 12	Bakterien- und Virenfilter Beatmungsfilter	
	12	Foam Gerätefilter Sauerstoff-Konzentratoren	
	13	Hypoallergene Filter, Fine und Foam Gerätefilter nCPAP- und BiPAP / Bilevel-Geräte	
	14	Fine und Foam Gerätefilter Heimbeatmungsgeräte	
	14	Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) Künstliche Nase	

ATEMWEGS- UND BEATMUNGSMANAGEMENT

AEROTube® | 15 - 21





- 15 Übersicht
- 16 Metall-Laryngoskopspatel und -griffe
- 17 Universal CPAP-Atemschläuche und Zubehör für die CPAP-Therapie
- 18 Schlauchverbinder
- 18 Universal IPPB-Schlauchsystem
- 18 Tubusverlängerungen
- 19 Testlunge
- 19 Larynxmasken
- 20 Endotrachealtuben
- 21 Führungsstäbe
- 21 Guedel-Tuben

IMMOBILISATION		AERoresc® 22 - 24	 
	22	Übersicht	
	23	EASY Splint - Universalschienen	
	24	EASY Collar Adult Mini Zervikalkragen	

PULSOXIMETRIE DIAGNOSTIK		AEROcheck® 25 - 37	  
	25	Übersicht	
	26	Finger-Pulsoximeter	
	27 - 28	Pulsoximeter sat 801+ und sat 805	
	29 - 33	Masimo – Sensoren (RD SET LNCS®)	
	34 - 35	Masimo – Patienten- und Adapterkabel	
	35	Masimo – Sensoren Zubehör und Ersatzteile	
	35	Diagnostiklampe	
	36	Stethoskope Flachkopf und Doppelkopf	
	36	Neurologischer Reflexhammer	
	37	Aneroid-Blutdruckmessgeräte	

NOTFALL- UND TRANSPORTBEHÄLTNISSE

AEROCASE® | 38 - 79





38 Übersicht

EMS+

- 39 - 41 Einführung EMS+
- 42 Notfallrucksäcke EMS+
- 42 Notfalltasche EMS+
- 43 - 45 Baukastensystem EMS+
- 46 EASY Click - Ampullenleisten-System
- 47 Sauerstofftasche EMS+
- 48 - 49 Spezialausrüstung EMS+
- 50 - 52 Persönliche Ausrüstung EMS+

EMS

- 53 Einführung EMS
- 54 - 61 Notfallrucksäcke EMS - Die nächste Generation
- 62 - 65 Notfallrucksäcke EMS
- 66 Notfalltasche EMS
- 67 - 68 Ampullarien EMS
- 69 Intubationstaschen EMS
- 70 Sauerstofftasche EMS

1R

- 71 Einführung 1R
- 72 - 74 Notfallrucksäcke 1R
- 75 - 79 Notfalltaschen 1R

ERSTE HILFE VENENSTAUER		AEROfusion 80 - 81	  
	80	Übersicht	
	81	Einhand-Venenstauer	

ERSTE HILFE VERBRAUCHSMATERIAL		AEROuse 82 - 84	  
	82	Übersicht	
	83	EASY Gloves Einmal-Handschuhe Nitril	
	84	Sofort-Kältekomresse	
	84	Rettungsdecke GS1	

GASVERSORGUNG INHALATIONSTHERAPIE		AEROWay® 85 - 104	  
	85	Übersicht	
	86 - 87	Flowmeter und Doppel-Flowmeter	
	88 - 90	Druckminderer	
	91 - 94	Flowregler und Doppel-Flowregler	
	95	Druckminderer	
	96	Wartungen	
	96	Ersatzteile für Druckminderer	
	96 - 97	Adapter, Blindverschraubungen und Schlauchanschlussstücken	
	98 - 99	Kupplungen, Stecker und Verbindungsstücke	
	100 - 101	Verteilerleisten	
	101	Druckschläuche	
	102 - 104	Air Liquide Healthcare - Inhalationssysteme	

INFEKTIONSSCHUTZ PATIENTENSICHERHEIT		AEROprotective® 105 - 106	  
	105	Übersicht	
	106	OP-Gesichtsmaske Typ IIR	

KOMPONENTEN ZUR SAUERSTOFF-THERAPIE		AEROTreat® 107 - 112	  
	107	Übersicht	
	108	Komponenten zur Sauerstoff-Therapie Tragbar - mit Tasche	
	109 - 111	Komponenten zur Sauerstoff-Therapie Fahrbar	
	111	Tragevorrichtungen	
	112	Zubehör und Ersatzteile	

MANUELLE BEATMUNG BEATMUNGSHILFEN		AERObag® 113 - 120	  
	113	Übersicht	
	114	Beatmungsbeutel-Sets SEBS	
	115	Beatmungsbeutel-Sets Silikon	
	116	Beatmungsbeutel SEBS Silikon	
	117	Beatmungsmasken PVC Silikon	
	118 - 119	Zubehör - Beatmungsmasken	
	119	Hyperventilationsmaske	
	120	Taschenmasken	
	120	Beatmungstücher	


ABSAUGUNG		AEROSuc® 121 - 132	  
	121	Übersicht	
	122	Rescue - Handabsaugpumpe	
	123	VacUp - Fußabsaugpumpe	
	124	Komponenten für Absauggeräte Tragbar und Fahrbar - Pneumatisch	
	125 - 127	Vakuumregler und Absauginjektoren	
	128	Absauggefäße Gefäße und Deckel	
	129	Halterungen und Köcher-Sets	
	130	Absaugkatheter	
	130	Absaugverbindingsschlauch und Absaugunterbrecher	
	131 - 132	Elektrische Absauggeräte EASY Home 1 und 2	

MEDIZINISCHE GASE SAUERSTOFF-THERAPIE		AEROp ^{art} ® 133 - 141	
	133	Übersicht	
	134 - 135	Druckgasflaschen (O ₂ AIR N ₂ O CO ₂)	
	136 - 137	Sauerstoff-Brillen	
	137	Sauerstoff-Masken	
	138	Aerosol-Inhalationssets	
	138	Venturi-Masken	
	138	Sauerstoff-Sicherheitsschläuche	
	139	Schlauchanschlussstücken und Schlauchverbinder	
	139	Wasserfalle	
	140	Atemgasbefeuchter	
	140 - 141	Sterilwasser und Sterilwassersysteme	
	141	Halterungen	

IHR INDIVIDUELLES PRODUKT		HUM Individuell 142 - 145	
	142	Übersicht	
	143	Taschenmasken	
	143	Beatmungstücher	
	144	Einhand-Venenstauer	
	145	Sofort-Kältekomresse	

Übersicht Hilfsmittelnummern / Pharmazentralnummern

MEDIZINISCHE FILTER



AEROvent® ist unser vielfältiges Angebot an medizinischen Filtern höchster Qualität mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Schutz von Patient, Anwender und Gerät ist hierbei von größter Bedeutung.

AEROvent® – Geräteschutzfilter für Absauggeräte | Sauerstoff-Konzentratoren | nCPAP-Geräte Heimbeatmungsgeräte

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Geräteschutzfilter, speziell entwickelt für die jeweiligen Anforderungen an den Einsatz bei der Beatmung, Aerosol- und Sauerstoff-Therapie, Spirometrie und Absaugung. Ob Filter, Grob- oder Feinfiltermatten, Schalldämpfer und mehr - mit unserem Sortiment stehen Ihnen verschiedenste Lösungen zur Verfügung.

AEROvent® – Bakterien- und Virenfilter | Beatmungsfilter

Unser Programm umfasst elektrostatische Bakterien- und Virenfilter, auch mit HME-Funktion, sowie mechanische Bakterien- und Virenfilter mit gefalteter hydrophober Membran. Die Filter bieten einen zuverlässigen Kontaminationsschutz, kombiniert mit einer schonenden Atemgasklimatisierung. „Slimline“ - Filter runden unsere Produktpalette entsprechend ab.

AEROvent® – Geräteschutzfilter | Absauggeräte

Bakterien- und Virenfilter für Absauggeräte, zuverlässiger Schutz vor kontaminierter Luft und Eindringen von Flüssigkeit in das Geräteinnere.

- Hohe Luftleistung
 - Hydrophobe PTFE-Membran
- Kombi- oder konische Anschlüsse
 - Geeignet für „High Flow“ - Anwendungen
 - Einzeln verpackt

Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren 99,9999 %



Luftleistung Max.	Gehäuse Ø	Anschlüsse beidseitig	Verpackung	Bestellnummer
30 l/min	65 mm	5 - 9,8 mm, Kombi	VE = 50 Stk.	➊ HAF01-K
40 l/min	65 mm	11 mm, konisch	VE = 50 Stk.	➋ HAF02-K
60 l/min	90 mm	11 mm, konisch	VE = 50 Stk.	➌ HAF02-K-HF


AEROvent® – Geräteschutzfilter | Sauerstoff-Konzentratoren (HEPA-Filter)

Mechanische Geräteeingangsfilter / HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air-Filter) für nahezu alle gängigen Sauerstoff-Konzentratoren.

- Hohe bzw. herausragende ➋ Flow-Kapazität
 - Geringer Widerstand
- Hohe Wirksamkeit gegen Teilchen
 - Einzeln verpackt

Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren > 99,9999 %

Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren > 99,999 %



Filter für DeVilbiss 525DS

Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren > 99,99 %

Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren > 99,9 %



Filter für Invacare® – Sauerstoff-Konzentratoren*
Platinum™ 5 | Platinum™ 10 | Mobilaire™ | Perfecto2™

Filter für Respirationics Sauerstoff-Konzentrator EverFlo™

Geräte	Widerstand	Anschlüsse beidseitig	Verpackung	Bestellnummer
Für nahezu alle gängigen O ₂ -Konzentratoren	1,40 mbar bei 30 l/min Ø	22M - 22F (ISO)	VE = 50 Stk.	➊ HGF01-INTAKE
Für nahezu alle gängigen O ₂ -Konzentratoren	< 0,32 mbar bei 10 l/min	22M - 22F (ISO)	VE = 1 Stk.	➋ HGF11-INTAKE
DeVilbiss Compact 525	< 9,90 mbar bei 47 l/min	22M (ISO)	VE = 1 Stk.	➌ HGF12-INTAKE
Invacare® Geräte*	ca. 1,314 mbar bei 10 l/min	22M AD - 3/8" FNPT	VE = 1 Stk.	➍ HGF12-INTAKE-I
Respirationics Everflo	< 1,27 mbar bei 10 l/min	12,72 mm	VE = 1 Stk.	➎ HGF12-INTAKE-R-EF

AEROvent® – Geräteschutzfilter

Geräteschutzfilter PALL | Sauerstoff-Konzentratoren

Mechanische Geräteeingangsfilter Pall BB25 und BB50, mit gefalteter hydrophober Membran, transparentes Gehäuse, einzeln verpackt.



Filtrationseffizienz:
Bakterien | Viren > 99,999 %

Filtrationseffizienz:
Bakterien > 99,999 % | Viren > 99,995%

Geräte	Widerstand	Anschlüsse		Verpackung	Bestellnummer
		Patientenseitig	Geräteseitig		
Für nahezu alle gängigen O ₂ -Konzentratoren	ca. 3,43 mbar bei 60 l/min	15 mm ID 22 mm OD	22 mm ID 15 mm OD	VE = 1 Stk.	➊ HGF01-25
Für nahezu alle gängigen O ₂ -Konzentratoren	ca. 2,5 mbar bei 60 l/min	15 mm ID 22 mm OD	22 mm ID	VE = 50 Stk.	➋ HGF01-U50

AEROvent® – BakterienausgangsfILTER | Sauerstoff-Konzentratoren

BakterienausgangsfILTER für nahezu alle gängigen Sauerstoff-Konzentratoren, mit konischen Anschlüssen, Gehäuse aus Polypropylen, einzeln verpackt.



Filtrationseffizienz: Bakterien | Viren > 99,99 %

Geräte	Anschlüsse beidseitig	Gewicht	Verpackung	Bestellnummer
Für nahezu alle gängigen Sauerstoff-Konzentratoren	3,175 - 6,35 mm	ca. 18 g	VE = 1 Stk.	HBAF11-K

AEROvent® – Bakterien- und Virenfilter mit HME | Beatmungsfilter

Elektrostatische Bakterien- und Virenfilter mit Wärme- und Feuchtigkeitstauscher (HME - Heat and Moisture Exchanger) mit Luer-Lock-Port für die Filtration sowie Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft. Mit transluzentem Gehäuse für eine gute Feuchtigkeitkontrolle.

- Ideale elektrostatische Filtration
 - Optimale Anfeuchtungs- und Filtrationsleistung
- Mit Luer-Lock-Port für die CO₂-Messung
 - Für Erwachsene ➊, Kinder ➋ und Neonaten ➌

Filtrationseffizienz: Bakterien 99,998 % | Viren 99,96 %

Filtrationseffizienz: Bakterien 99,99 % | Viren 99,96 %

Filtrationseffizienz: Bakterien 99,998 % | Viren 99,96 %



Tidalvolumen (VT)	Anfeuchtungsleistung	Widerstand	ISO-Anschlüsse	Totraumvolumen	Gewicht	Verpackung	Bestellnummer
150 - 1500 ml	39 mg H ₂ O/l bei VT 1000 ml	0,79 mbar bei 30 l/min	22 mmM - 15/22 mmMF	55 ml	ca. 33,5 g	VE = 50 Stk.	➊ HBF21-HFLS
75 - 300 ml	28,6 mg H ₂ O/l bei VT 250 ml	2,94 mbar bei 15 l/min	22F-15M / 22M-15F	29 ml	ca. 22 g	VE = 75 Stk.	➋ HBF21-HFLP
> 35 ml	30,1 mg H ₂ O/l bei VT 50 ml	0,68 mbar bei 7,5 l/min	15M - 15F	10 ml	ca. 9,5 g	VE = 75 Stk.	➌ HBF21-HFLN

AEROvent® – Bakterien- und Virenfilter „Slimline“ | Beatmungsfilter

Elektrostatische Bakterien- und Virenfilter für den Einsatz in Beatmungsschlauchsystemen für die Anästhesie und Intensivpflege. Transparente Gehäuse zur einfachen Visualisierung von potenziellen Blockaden, einzeln verpackt.

- Schlankes und leichtes Design - geringe Zugkräfte auf Patientenverbindung
 - Sehr geringes Totraumvolumen minimiert Gefahren durch CO₂-Rückatmung
- Hocheffiziente Filtrationsleistung
 - Mit oder ohne Luer-Lock-Port für die CO₂-Messung

Filtrationseffizienz: Bakterien > 99,998 % | Viren > 99,96 %




Tidalvolumen (VT)	Widerstand	ISO-Anschlüsse	Totraumvolumen	Luer-Lock	Gewicht	Verpackung	Bestellnummer
150 - 1500 ml	0,49 mbar bei 30 l/min	22 mmM - 15/22 mmMF	45 ml	ja	ca. 21 g	VE = 50 Stk.	1 HBF21-BFLS
		22F-15M 15F-22M	77 ml	ja	ca. 23,7 g	VE = 50 Stk.	2 HBF21-BFLMG
		22 mmM - 15/22 mmMF	45 ml	nein	ca. 19,5 g	VE = 50 Stk.	3 HBF21-BFS

AEROvent® – Foam Gerätefilter | Sauerstoff-Konzentratoren

Grobfilter für Sauerstoff-Konzentratoren unterschiedlicher Hersteller, für die Filtration von Partikeln aus der vom Gerät angesaugten Umgebungsluft.

Grobfilter



Adapter Schalldämpfer



Hersteller	Gerät	Grobfilter		Adapter Schalldämpfer	
		Verpackung	Bestellnummer	Verpackung	Bestellnummer
DeVilbiss	Compact 5 505 515	VE = 5 Stk.	HGF22-D/5	-	-
	Compact 525 525KS	VE = 5 Stk.	HGF24-D/5	-	-
Invacare	Perfecto2	VE = 5 Stk.	HGF23-I/5	-	-
	Platinum S	VE = 5 Stk.	HGF22-I/5	-	-
	Platinum 9			-	-
Kröber	Aeroplus 5 Pro	VE = 5 Stk.	HGF25-K/5	-	-
	O2 (p/n KR02.00) O2 Vers. 4.0 (p/n KR4.00)	VE = 5 Stk.	HGF22-K2/5*	-	-
Philips Respironics	Everflo	VE = 2 Stk.	HGF11-R-EF	-	-
	Millenium M5	-	-	VE = 100 Stk.	HGF01-SD-22M
Löwenstein Medical Technology (Weinmann)	Oxymat 3	-	-	VE = 100 Stk.	HGF01-SD-22M

*Weitere VE-Größen erhältlich - siehe Preisliste

AEROvent® – Hypoallergene, Fine und Foam Gerätefilter | nCPAP- und BiPAP / Bilevel-Geräte

Hypoallergene, Fein- und Grobfilter für nCPAP-Geräte unterschiedlicher Hersteller, für die Filtration von Partikeln aus der vom Gerät angesaugten Umgebungsluft.




Hersteller	Gerät	Hypoallergene Filter		Feinfilter		Grobfilter	
		Verpackung	Bestellnummer	Verpackung	Bestellnummer	Verpackung	Bestellnummer
Breas	iSleep 10 20 20+ 20i 22 25	-	-	VE = 5 Stk.	HCF22-BR-FINE/5	VE = 5 Stk.	HCF22-BR-FOAM/5
Covidien Puritan Bennett	Goodknight 420	-	-	-	-	VE = 1 Stk.	HCFNPB23-FOAM/1
DeVilbiss	SleepCube Blue IntelliPAP range	-	-	VE = 4 Stk.	HCFD22-FINE/4	VE = 4 Stk.	HCFD22-FOAM/4
Fisher & Paykel	HC230, HC600	-	-	VE = 2 Stk.	HCFF02-FINE	-	-
	Icon	-	-	VE = 1 Stk.	HCFF23-FINE/1	-	-
Löwenstein Medical Technology (Weinmann)	SOMNOSoft+ SOMNOVent SOMNOSmart 2 SOMNOSet	-	-	VE = 12 Stk.	HCFW22-FINE/12	VE = 2 Stk.	HCFW22-FOAM/2
	SOMNOComfort 2 SOMNOSoft 2 SOMNOBalance	-	-	VE = 12 Stk.	HCFW23-FINE/12	VE = 2 Stk.	HCFW23-FOAM/2
	prisma LUISA	-	-	VE = 12 Stk.	HCFW24-FINE/12	VE = 2 Stk.	HCFW24-FOAM/2
	S8	-	-	VE = 12 Stk.	HCFs03-FINE	-	-
ResMed (MAP, Sullivan)	S9 Airsense 10	VE = 12 Stk.	HCFS24H-FINE/12	VE = 12 Stk.	HCFS24-FINE/12*	-	-
	Airsense 11	VE = 12 Stk.	HCFS25H-FINE/12	VE = 12 Stk.	HCFS25-FINE/12*	-	-
Resvent	iBreeze	-	-	VE = 1 Stk.	HCFRV21-FINE/1	-	-
Philips Respironics	M-Series REMstar REMstar Plus REMstar Pro REMstar Auto BiPAP Plus BiPAP Auto	-	-	VE = 6 Stk.	HCFR26-FINE/6	VE = 2 Stk.	HCFR26-FOAM/2
	Rempro Harmony Legacy Series- Fine REMstar Lite Pro Pro2 Plus Auto	-	-	VE = 2 Stk.	HCFR27-FINE/2	VE = 2 Stk.	HCFR27-FOAM/2
	A30 / A40 - Remstar System One 60 series (REMstar Pro and REMstar Auto) BiPAP A30 (-S) & A40 "Silver Series" Omnilab Advanced+ M series DORMA Somnia 2 (A-Flex/C-Flex) Somnia 3i Phoenix 2 & 3i Remstar Pro series 50/60 Remstar Auto series 50/60 Remstar auto	-	-	VE = 2 Stk.	HCFR28-FINE/2*	VE = 2 Stk.	HCFR26-FOAM/2
	DreamStation	-	-	VE = 6 Stk.	HCFR29-FINE/6	VE = 2 Stk.	HCFR29-FOAM/2*
	DreamStation 2	-	-	VE = 6 Stk.	HCFR29.1-FINE/6*	VE = 2 Stk.	HCFR29.1-FOAM/2*
		-	-				

*Weitere VE-Größen erhältlich - siehe Preisliste

AEROvent® – Fine und Foam Gerätefilter | Heimbeatmungsgeräte

Fein- und Grobfilter für Heimbeatmungsgeräte unterschiedlicher Hersteller, für die Filtration von Partikeln aus der vom Gerät angesaugten Umgebungsluft.



Hersteller	Gerät	Feinfilter		Grobfilter	
		Verpackung	Bestellnummer	Verpackung	Bestellnummer
Breas	Vivo 1 2 3	VE = 5 Stk.	HVF27-BR-FINE/5	VE = 5 Stk.	HVF27-BR-FOAM/5
	Vivo 30 40	VE = 5 Stk.	HVF25-BR-FINE/5	VE = 5 Stk.	HVF25-BR-FOAM/5
	Vivo 45 Nippy	VE = 5 Stk.	HVF28-BR-FINE/5	VE = 5 Stk.	HVF28-BR-FOAM/5
	Vivo 50 55 60 65	VE = 10 Stk.	HVF26-BR-FINE/10	VE = 5 Stk.	HVF26-BR-FOAM/5
Medtronic (Airox)	Legendair	VE = 6 Stk.	HVF22-A-FOAM/6	-	-
Löwenstein Medical Technology (Weinmann)	prisma	VE = 12 Stk.	HCFW24-FINE/12	VE = 2 Stk.	HCFW24-FOAM/2
Philips Respironics	BiPAP Plus Pro2 Auto ST AutoSV AutoSV Advanced Nova Phoenix Somnia Synchrony II Harmony II	VE = 2 Stk.	HCFR27-FINE/2	VE = 2 Stk.	HCFR27-FOAM/2
	BiPAP / BiPAP ST20	VE = 2 Stk.	HCFR28-FINE/2*	VE = 2 Stk.	HCFR26-FOAM/2

*Weitere VE-Größen erhältlich - siehe Preisliste

AEROvent® – Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) | Künstliche Nase

Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME - Heat and Moisture Exchanger) für spontanatmende Patienten mit Tracheostoma.

- Effektiver Schutz der Atemwege vor negativen Auswirkungen von kaltem, trockenem Atemgas
- Partikelfiltration, Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft
- Wiederherstellung des Atemwiderstandes
- Gehäuse aus Polypropylen (PP), Filtermedium aus Polyurethan-Schaum (PU)
- Mit ISO-Anschluss 15F
- Einzeln verpackt



Anfeuchtungsleistung Max.	Widerstand Max.	Totraumvolumen	Gewicht	Verpackung	Bestellnummer
19,99 mg/l bei VT 500 ml	0,33 mbar bei 30 l/min	ca. 17 ml	ca. 4,4 g	VE = 50 Stk.	HBF01-KN-TS

ATEMWEGS- UND
BEATMUNGSMANAGEMENT

AEROtube®



AEROtube® zeichnet sich durch sichere Lösungen in den Bereichen Atemwegsmanagement, Beatmung oder CPAP-Therapie aus. Unser Sortiment besteht aus Produkten verschiedenster Eigenschaften und Materialien und bietet Ihnen sowohl in der Anwendung als auch im Patientenkomfort viele Vorteile.

AEROtube® – Atemwegsmanagement

Für eine sichere Intubation bzw. Atemwegssicherung stehen Ihnen hochwertige Produkte wie unsere Metall-Laryngoskopspatel und -griffe oder adäquate Hilfsmittel, wie z. B. Larynxmasken, Endotracheal- und Oropharyngealtuben, zur Verfügung. Ob im Bereich Homecare, Rettungsdienst oder Klinik - wir bieten Ihnen die passenden Lösungen.


AEROtube® – Beatmungsmanagement

Für die Beatmung erhalten Sie CPAP-Schläuche vom Typ Standard und Slim - verfügbar als leichte und flexible Ausführung. Weiterhin umfasst unser Sortiment das zuverlässige Universal IPPB-Schlauchsystem, Zubehör wie Schlauchverbinder, Testlungen und Tubusverlängerungen. Sprechen Sie uns darüber hinaus jederzeit gerne zu Ihrem persönlichen Bedarf an!

AEROtube® – Metall-Laryngoskopspatel | Einmalgebrauch

Einmal-F.O.-Laryngoskopspatel aus hochwertigem Stainless Steel, Typen Macintosh und Miller.

- Kompatibel mit Griffen gemäß DIN EN ISO 7376 (Grüner Standard)
 - Schwarze Lichtleiter-Ummantelung verhindert Reflexionen
 - Hohe Lichtleitfähigkeit
- Glatte, gerundete matte Oberfläche
 - Hygienisch sicher, kein Kreuzkontaminationsrisiko
 - Kein Aufbereitungsaufwand



Macintosh	Größe	Bestellnummer
	0	1 HLK02-SMC0LS-E
	1	2 HLK02-SMC1LS-E
	2	3 HLK02-SMC2LS-E
	3	4 HLK02-SMC3LS-E
	4	5 HLK02-SMC4LS-E
	5	6 HLK02-SMC5LS-E

QTY: 10

Miller	Größe	Bestellnummer
	00	7 HLK02-SML00LS-E
	0	8 HLK02-SML0LS-E
	1	9 HLK02-SML1LS-E
	2	10 HLK02-SML2LS-E
	3	11 HLK02-SML3LS-E
	4	12 HLK02-SML4LS-E

AEROtube® – Metall-Laryngoskopgriffe | Wiederverwendbar

Wiederverwendbare F.O.-Laryngoskopgriffe, in drei verschiedenen Ausführungen.

- Kompatibel mit Spateln gemäß DIN EN ISO 7376 (Grüner Standard)
 - Hochwertige Qualität aus Chrom-beschichteten Messing
 - Batteriebetrieben (2 x 1,5V Typ C bzw. 2 x 1,5V Typ AA)
- Energiesparende LED-Technik
 - Sehr gute Lichtleistung
 - Rutschfeste Griffhülsenoberfläche



LED mit sehr guter Leuchtkraft

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Ø	Bestellnummer
Medium	Standard-Version	28 mm	1 HLK04-GB28-M
Pädiatrisch	Schmale Version	19 mm	2 HLK04-GB19-M
Stubby	Kurze Version	32 mm	3 HLK04-GB32-M

Lieferung ohne Batterien

AEROtube® – Universal CPAP-Atemschläuche | Standard und Slim

Hochwertige Universal CPAP-Atemschläuche vom Typ Standard (19 mm) 1 und Slim (15 mm) 2, mit 22 mm Muffen, in Grau, Länge 1,80 m, für Erwachsene. Für den Gebrauch mit Atemtherapiegeräten und Anfeuchtern mit konischen ISO-Konnektoren gemäß DIN EN ISO 5356-1. Geeignet für die nicht-invasive Atemtherapie in den Bereichen Homecare, Klinik sowie im Schlaflabor. Einsetzbar auch bei einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr.

- Leichte und flexible Ausführungen
 - Aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
 - 6 Jahre Haltbarkeit
- Zur Verwendung bei einem Patienten
 - Latexfrei sowie DEHP-frei
 - Einzeln verpackt



Ausführung	Ø	Bestellnummer
CPAP-Atemschlauch Standard Flex	19 mm	1 HCS21-1800FL-G
CPAP-Atemschlauch Slim Flex	15 mm	2 HCS21-1800FL-GSL

AEROtube® – Zubehör für die CPAP-Therapie

Produkte für mehr Hygiene und Komfort bei der CPAP-Therapie.

Zubehör für CPAP-Therapie



Schlauch-Reinigungssystem

Vereinfacht die Reinigung und Aufbewahrung von CPAP-Schläuchen

- Für alle CPAP-Schläuche mit 22 mm Muffen
- Befestigung mit Saugnapf oder Haken
- Wiederverwendbar
- Waschbar



Schlauchhülle

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

- Verbessert die Wärmespeicherung entlang des Schlauchs
- Aus hochwertigem Polyester
- Reinigung per Handwäsche
- Länge ca. 1,70 m
- Kompatibel mit nahezu allen CPAP-Schläuchen der Länge 1,80 m

Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Schlauch-Reinigungssystem*	1 HCZ01-RS1-HB
Schlauchhülle, für nicht beheizte Schläuche*	2 HCZ11-SH1-BLK

*Lieferung ohne Schlauch

AERObube® – Schlauchverbinder

Einmal-Schlauchverbinder / Adapter zum Verbinden von Anästhesie- / Beatmungs- und CPAP-Atemschläuchen bzw. Schlauchsystemen.



Material	Bestellnummer
Polyethylen (PE)	1 HBAD01-22M15F-22M15F
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)	2 HBAD01-22M-22F-6

Universal IPPB-Schlauchsystem

Einmal-Schlauchsystem 1,20 m Universal, geeignet für Erwachsene. Bestehend aus 22 mm Faltenschlauch mit geringer Compliance, 2 Steuerschläuchen, geradem Anschluss 22mm M/M 15mm F, Mundstück mit Anschluss 22mm M, Ausatemventil, Medikamentenvernebler, Schlauchclip. Mit separatem Druckschlauch / T-Stück, Anschluss für Bird® und Luer- / Rekord-Anschluss.

Gesamtlänge Ø	Bestellnummer
Ca. 1,20 m 22 mm	HBSS02-IPPB

QTY: 40



AERObube® – Tubusverlängerungen

Einmal-Tubusverlängerungen zur Verbindung des Beatmungssystems mit der Patientenschnittstelle bei mechanisch beatmeten Patienten. Sie ermöglichen eine optimierte Zuleitung von Atemgasen sowie gleichzeitig eine Absaugung oder Durchführung einer Bronchoskopie. Erhältlich in gerader Ausführung 1 oder mit 360° Doppeldrehkonnektor und Absaugport 2 - 4 sowie als ausziehbar Varianten oder mit fester Länge (Smoothbore – innen glatt) 2.

Gerade



90° Doppeldrehkonnektor mit Absaugport



Ausführung	Anschlüsse		Länge		Bestellnummer
	Patient	Gerät	Schlauch	Gesamtlänge mit Konnektoren	
Gerade Ausziehbar	22M / 15F	22F	150 mm (flexibel von 100 - 165 mm)	210 mm	1 HTV21-22F/15A
360° Doppeldrehkonnektor mit Absaugport Fest	22M / 15F	22F	200 mm	250 mm	2 HTV21-22F/20-DKK
360° Doppeldrehkonnektor mit Absaugport Ausziehbar	22M / 15F	15M	150 mm (flexibel von 100 - 165 mm)	210 mm	3 HTV21-15M/15A-DKK
	22M / 15F	22F	150 mm (flexibel von 100 - 165 mm)	210 mm	4 HTV21-22F/15A-DKK

N

AERObube® – Testlunge

Wiederverwendbare Testlunge 1000 ml, zur einfachen Überprüfung und Kalibrierung von Beatmungsgeräten, die bei der Behandlung von verschiedenen Atemwegs- und Lungenerkrankungen eingesetzt werden.

- Standard-Anschluss 15 mm OD gemäß DIN EN ISO 5356-1
- Compliance 25 ml / cmH₂O
- Atemwegswiderstand 11 cmH₂O / l / s
- Tidalvolumen 500 ml (mit 1 l Beutel)
- Autoklavierbare Silikonkomponenten - bei 121 °C für 15 min, silikonfreie Komponenten - Reinigung und Desinfektion durch Abwischen



Farbe	Bestellnummer
Weiß	HTL02-1000W

AERObube® – Larynxmasken

PVC-Larynxmasken für den Einmalgebrauch, farbcodiert. Geeignet als optimale Alternative bei schwierigem Atemweg, zur Beatmung mit Masken und Endotrachealtuben.

- 15 mm Konnektor gemäß DIN EN ISO 5356-1
 - Kontrollmarkierung für korrekte Positionierung
 - Weicher, klassisch geformter Cuff mit guter Abdichtung
- Kontrollballon für die Überwachung des Cuff-Innendrucks
 - Latexfrei sowie DEHP-frei
 - Einzel steril verpackt



PVC (Einmalgebrauch)




Größe	Patientengruppe	Körpergewicht (kg)	ID mm	AD mm	Cuffvolumen max. (ml)	Bestellnummer
1	Neonaten	0 - 5	5,8	8,8	4	1 HLM12-1
1,5	Kleinkinder	5 - 10	6	10	7	2 HLM12-1.5
2	Kleinkinder / Kinder	10 - 20	7,8	12	10	3 HLM12-2
2,5	Kinder	20 - 30	8,5	13,2	14	4 HLM12-2.5
3	Kinder	30 - 50	10,2	15	20	5 HLM12-3
4	Erwachsene	50 - 70	10,2	15	30	6 HLM12-4
5	Erwachsene	70 - 100	12	17	40	7 HLM12-5

AERObube® – Endotrachealtuben

Einmal-Endotrachealtuben aus glasklarem und weichem PVC, ohne Niederdruck-Cuff ❶, mit Niederdruck-Cuff ❷ sowie Sets bestehend aus Endotrachealtubus mit Niederdruck-Cuff, Führungsstab und Luer-Spritze ❸. Geeignet zur kurz- und langfristigen trachealen Intubation.

- Typ Magill mit Murphy-Auge
- 15 mm ISO-Konnektor
- Kontrollmarkierung für korrekte Tubuslage
- Weicher Niederdruck-Cuff
- Kontrollballon für die Überwachung des Cuff-Innendrucks
- Einzeln steril verpackt



Größen Maße				Bestellnummer		
ID	CH	ID (mm ±)	AD (mm ±)	❶ ohne Cuff	❷ mit Cuff	❸ Set
2,0	10	2,0 ± 0,15	3,3 ± 0,15	HET01-20	-	-
2,5	11	2,5 ± 0,15	3,7 ± 0,15	HET01-25	HET01-25M	-
3,0	12	3,0 ± 0,15	4,0 ± 0,15	HET01-30	HET01-30M	-
3,5	14	3,5 ± 0,15	4,7 ± 0,15	HET01-35	HET01-35M	-
4,0	16	4,0 ± 0,15	5,3 ± 0,15	HET01-40	HET01-40M	-
4,5	18	4,5 ± 0,15	6,0 ± 0,15	HET01-45	HET01-45M	-
5,0	20	5,0 ± 0,15	6,7 ± 0,15	HET01-50	HET01-50M	HET01-50M-SET
5,5	22	5,5 ± 0,15	7,3 ± 0,15	HET01-55	HET01-55M	HET01-55M-SET
6,0	24	6,0 ± 0,15	8,0 ± 0,15	HET01-60	HET01-60M	HET01-60M-SET
6,5	26	6,5 ± 0,20	8,7 ± 0,20	HET01-65	HET01-65M	HET01-65M-SET
7,0	28	7,0 ± 0,20	9,3 ± 0,20	HET01-70	HET01-70M	HET01-70M-SET
7,5	30	7,5 ± 0,20	10,0 ± 0,20	HET01-75	HET01-75M	HET01-75M-SET
8,0	32	8,0 ± 0,20	10,7 ± 0,20	HET01-80	HET01-80M	HET01-80M-SET
8,5	34	8,5 ± 0,20	11,3 ± 0,20	HET01-85	HET01-85M	HET01-85M-SET
9,0	36	9,0 ± 0,20	12,0 ± 0,20	HET01-90	HET01-90M	HET01-90M-SET
9,5	38	9,5 ± 0,20	12,7 ± 0,20	HET01-95	HET01-95M	-
10,0	40	10,0 ± 0,20	13,3 ± 0,20	HET01-100	HET01-100M	-

AERObube® – Führungsstäbe

Einmal-Führungsstäbe für Endotrachealtuben, latexfrei, einzeln steril verpackt.



Charrière (CH)	Ø in mm (± 0,05 mm)	Länge in mm (± 10 mm)	Bestellnummer
6	2,0	270	HET01-FS06
10	3,3	335	HET01-FS10
14	4,7	325	HET01-FS14

Auf Anfrage erhalten Sie auch Führungsstäbe mit anderen Charrières

AERObube® – Guedel-Tuben

Einmal-Oropharyngealtuben nach Guedel, semi-transparent.

- Außenmaterial aus flexiblem Polyethylen
- Integrierter Beißblock aus stabilem Polypropylen
- Farbcodiert entsprechend den Größen



Größe	ISO	Länge	Farbcode	Bestellnummer
000	4	40 mm	Pink	❶ HOT01-G000
00	5	50 mm	Blau	❷ HOT01-G00
0	6	60 mm	Schwarz	❸ HOT01-G0
1	7	70 mm	Weiß	❹ HOT01-G1
2	8	80 mm	Grün	❺ HOT01-G2
3	9	90 mm	Gelb	❻ HOT01-G3
4	10	100 mm	Rot	❼ HOT01-G4
5	11	110 mm	Orange	❽ HOT01-G5
6	12	120 mm	Violett	❾ HOT01-G6



Auch als Set in transparenter und stabiler Aufbewahrungsbox verfügbar

Maße Box ca. 17,5 x 12 x 5 cm (L x B x H)

Größen	Verpackung	Bestellnummer
000 - 5	Kunststoffbox	HOT01-G000-5-BOX



AEROresc® ist speziell auf die sichere Immobilisation der Gliedmaßen und des Zervikalbereichs ausgelegt, um bestehende Verletzungen mit Soforthilfemaßnahmen zu behandeln und weiteren Verletzungen am Unfallort oder beim Transport optimal vorzubeugen.

AEROresc® – EASY Splint

Unsere EASY Splint - Universalschienen dienen der Immobilisation nahezu aller Abschnitte der menschlichen Gliedmaßen. Dank strukturierter Oberfläche der Patientenseite sorgen sie für einen sicheren Halt und eine bessere Luftzirkulation. Geeignet für zahlreiche Einsatzbereiche. Leicht, stabil und universell.


AEROresc® – EASY Collar Adult | Mini

Die beiden Modelle unseres Zervikalkragens sind die perfekte Ergänzung für Ihre Ausrüstung im Bereich Immobilisation. Sie bieten größte Stabilität und höchstmöglichen Tragekomfort bei einfacher Handhabung. Mit großer Trachealöffnung für Atemwegsmanagement und Palpation. Platzsparender Transport dank selbstaufrichtender Kinnstütze.

AEROresc® – EASY Splint

Modellierbare Universalschienen zur Immobilisation nahezu aller menschlichen Gliedmaßen und der Halswirbelsäule. Leicht, kompakt und platzsparend sowie beliebig zuschneidbar. Geeignet für zahlreiche Einsatzbereiche.

- Mit gelber Außenseite und blauer Patientenseite
- Patientenseite mit strukturierter Oberfläche für sicheren Halt und besserer Luftzirkulation
- Weich gepolsterter Mantel aus Polyethylen-Schaum IXPE, mit Aluminium-Kern
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Wasserdicht und wiederverwendbar



Bessere Luftzirkulation | Sicherer Halt

Basisformen und Anwendungsbeispiele



C-Curve | Stabil

Ziehen Sie für die Wölbung der C-Curve beide Seitenkanten nach innen.




Reverse C-Curve | Stabiler

Formen Sie die C-Curve. Anschließend formen Sie die Seitenkanten in die entgegengesetzte Richtung.



T-Curve | Am stabilsten

Legen Sie die Seitenkanten übereinander. Biegen Sie dann die Hälfte jeder Seite um, bis die Biegung einen 90° Winkel erreicht hat.



Einzelschienen



Auch als Tactical Version erhältlich

Schienen-Set



Untergebracht in einer Einsatztasche aus Nylon

EASY Splint - Einzelschienen

Größe	Maße (B x L)	Gewicht	Ausführung	Bestellnummer
XS	5 x 11 cm	ca. 4 g	flach	1 HIMT02-SP-XS
M	50 x 11 cm	ca. 80 g	gerollt	2 HIMT02-SP-M
XL	100 x 11 cm	ca. 160 g	gerollt	3 HIMT02-SP-XL

EASY Splint - Set und Set-Ersatzschienen

Größe	Maße	Gewicht	Ausführung	Bestellnummer
2x XS 1x M 1x XL	17,5 x 12 x 6 cm (B x H x T)	ca. 310 g	Set	6 HIMT02-SP-SET1
XS	5 x 11 cm (B x L)	ca. 4 g	gefaltet / flach	1 HIMT02-SP-XS
M	50 x 11 cm (B x L)	ca. 80 g		4 HIMT02-SP-M-SET
XL	100 x 11 cm (B x L)	ca. 160 g		5 HIMT02-SP-XL-SET


Abbildungen ähnlich

AEROresc® – EASY Collar Adult | Mini

Größenverstellbarer Zervikalkragen für Erwachsene oder Kleinkinder, Kinder und kleine Erwachsene, welcher für die sichere Immobilisation der Halswirbelsäule eingesetzt wird und eine einfache Handhabung sowie hohe Stabilität bietet.

- Adult-Version einstellbar auf 16 Stufen | Mini-Version auf 12 Stufen
- Überdimensionale Zugänge front- und rückseitig für Pulskontrolle, Atemwegsmanagement, Sicht auf den Kehlkopf, Palpation
- Dank selbstaufrichtender Kinnstütze sehr flaches Design und platzsparendes Verstauen möglich
- Röntgenstrahlendurchlässig, CT- und MRT-tauglich sowie hypoallergen

Einfache Handhabung




- Befestigungshaken**
- Links- und rechtsseitig
 - Sichere Fixierung von Nasenbrillen-Schläuchen
- Komfortable Kinnstütze**
- Richtet sich beim Anlegen auf
 - Anatomisch und weich gepolstert
- Flexible Größeneinstellung**
- Symmetrische Größeneinstellung
 - 16 Stufen Adult-Version:
1 - 4 Neckless | 5 - 8 Short
9 - 12 Regular | 13 - 16 Tall
 - 12 Stufen Mini-Version:
1 - 4 Kleinkinder | 5 - 8 Kinder
9 - 12 Kleine Erwachsene
- Verschluss-System**
- Bietet eine hohe Stabilität
 - Auffällige Verriegelungsknöpfe für schnelles Erkennen

Mit selbstaufrichtender Kinnstütze



QTY: 20



QTY: 20



Auch als
Tactical Version erhältlich

Modell	Farbe	Maße (B x H)	Gewicht	Bestellnummer
Adult (für Erwachsene)	Gelb / Weiß	57 x 18 cm	126 g	1 HIMT11-EC-E
Mini (für Kleinkinder, Kinder und kleine Erwachsene)	Blau / Weiß	44,5 x 14 cm	74 g	2 HIMT11-EC-K

PULSOXIMETRIE
DIAGNOSTIK

AEROcheck®



AEROcheck® – Finger-Pulsoximeter

Das Spot-Check-Gerät ermöglicht eine schnelle und zuverlässige SpO₂-Messung bei klinisch geprüfter Messgenauigkeit und punktet besonders durch hochwertige Materialien und Verarbeitung plus langer Betriebsdauer.

AEROcheck® – sat 801+ und AEROcheck® – sat 805 - Pulsoximeter

Mit diesen beiden Pulsoximetern sind Sie dank umfangreicher Datenspeicherung und Li-Ion-Akkus optimal für die Langzeitüberwachung gerüstet. Ausgestattet mit Masimo SET® – Technologie sowie geeignet für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Masimo – Sensoren, Patienten- und Adapterkabel

Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an verschiedensten RD SET® – und LNCS® – Sensoren, zur Verwendung für einen Patienten sowie wiederverwendbare Sensoren. Des Weiteren liefern wir diverse Patienten- und Adapterkabel sowie Zubehör.

AEROcheck® – Diagnostikinstrumente

Unsere aneroiden Blutdruckmessgeräte eignen sich für alle medizinischen Bereiche und sind als Ein-Schlauch- sowie Zwei-Schlauch-System erhältlich. Zusätzlich stehen ab sofort Stethoskope, Reflexhammer und Diagnostiklampe für Sie bereit.

AEROcheck® – Finger-Pulsoximeter - P011-FCE

Handliches Finger-Pulsoximeter zur Messung der partiellen Sauerstoffsättigung, Economic-Version, geeignet für Erwachsene und Kinder. Komfortabel, schnell, präzise sowie mit niedrigem Energieverbrauch. Lieferung inklusive Finger-Pulsoximeter, Aufbewahrungstasche, Halteband und Batterien 1 - 4.

Genau

- Anzeigen: SpO₂ | Pulsfrequenz | Pulsanzeige
Plethysmogramm | Signalanzeige | Batteriekapazität
- Klinisch geprüfte Messgenauigkeit

Übersichtlich

- Zweifarbiges OLED-Display, auf Knopfdruck 360° verstellbar (6 Anzeigemodi)
- Helligkeitsstufen 1 - 10

Langlebig

- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Stabiles Batteriefach mit aufklappbarem Deckel

Einsatzbereiche

- Homecare
- Klinik
- Weitere med. Einrichtungen



Ein-Tasten-Bedienung für Displayanzeige und Helligkeit



Robuster Federmechanismus



Angenehme Haptik

Bestellnummer		HP011-FCE
Technische Daten		
Maße (B x H x L)		Ca. 3,2 x 3,4 x 5,8 cm
Gewicht		50 g (inkl. Batterien)
Stromversorgung		2 Batterien, Typ 1.5 V AAA
Betriebsdauer		Bis zu 24 Std. bei 1.200 mAh (ohne Pause)
SpO ₂	Messbereich	70 % ~ 100 %
	Auflösung	1 %
	Genauigkeit	70 % ~ 100 %, ± 2 % 0 % ~ 69 %, unspezifiziert
Pulsfrequenz	Messbereich	30 bpm ~ 250 bpm
	Auflösung	1 bpm
	Genauigkeit	30 ~ 99 bpm ± 2 bpm 100 bpm ~ 250 bpm, ± 2 %
Alarm (optisch)		Batterie-schwach-Anzeige
Anschaltautomatik		Per Knopfdruck
Abschaltautomatik		Nach 8 Sekunden ohne Signal

AEROcheck® – sat 801+

Leichtes sowie handliches Pulsoximeter für höchste Mobilität, mit sämtlichen wichtigen Ausstattungsmerkmalen. Brillantes Multicolour-TFT-Display, integrierter Schutzkragen, mit diversen Anschlüssen. Lieferung inklusive Netzteil EU.

Ideal für die Langzeitüberwachung und Spot-Check-Messung in den Bereichen Homecare, Rettungsdienst und Klinik



HP002-801+/EU

AEROcheck® – sat 805

Pulsoximeter mit vorbildlichem Bedienkomfort und umfassenden Ausstattungsmerkmalen. Großes Display mit brillanter LCD-Anzeige, Multifunktionsdrehaster, großer Datenspeicher und verschiedenste Schnittstellen. Lieferung inklusive Netzteil EU.

Ideal für die Langzeitüberwachung in den Bereichen Homecare, Klinik und Schlaflabor



HP002-805/EU

- Mit bewährter Masimo SET® – Technologie für eine sichere Überwachung der Sauerstoff-Sättigung, selbst bei schwierigsten Einsatzbedingungen
- FastSAT™ – Fast Saturation Algorithmus zur schnellen Erfassung und Darstellung von abrupten SpO₂-Änderungen und Signal IQ™ – Indikator, zur genauen Beurteilung der Signalqualität bei Bewegung und geringer Perfusion
- 22 Std. Li-Ion-Mn bzw. Li-Ion Akku, Anzeige von SpO₂, Pulsfrequenz, Perfusionsindex (PI), Plethysmogramm, Signal IQ™, Alarmen (optisch und akustisch), Alarmgrenzen, Akkukapazität und verbleibende Speicherkapazität

Empfohlenes Zubehör – bitte separat mitbestellen:

Bezeichnung	Bestellnummer
LNCS® Neo – Neugeborene < 3 kg, Kinder > 40 kg	HP014-NEO
LNC®-4 – Sensoranschlusskabel 1,2 m für LNCS®-Sensoren	HP014-K-PC04
RD SET Neo – Neugeborene < 3 kg, Kinder > 40 kg	HP015-NEO
RD SET MD14-05 – Sensoranschlusskabel 1,5 m für RD SET®-Sensoren	HP015-K-PC05

Spezifikationen		Modelle	Bestellnummer	
		HP002-801+/EU (sat801+)	HP002-805/EU (sat805)	
Maße (B x H x L)		8,5 x 4,6 x 12,8 cm	24 x 10,4 x 9,2 cm	
Gewicht		230 g (inkl. Akku)	900 g (inkl. Akku)	
Netzteil		100-240 V ~50-60 Hz / 5 V DC 1 A	100-240 V ~50 / 60 Hz / 9,3 V DC +/- 1 % / 1,29 A - 12 VA	
Interne Stromversorgung		Li-Ion-Mn Akku 2 x 3.6 V / 2 x min. 2250 mAh	Li-Ion Akku 7,2 V / min. 3600 mAh	
Akku-Betriebsdauer		22 Std. garantiert (vollgeladen)	20 Std. garantiert, 24 Std. typisch	
SpO ₂	Anzeige	1 - 100 %		
	Genauigkeit	Ohne Bewegung 70 - 100 %		+/- 2 digits Erwachsene, Kinder; +/- 3 digits Neugeborene
		Mit Bewegung 70 - 100 %		+/- 3 digits Erwachsene, Kinder, Neugeborene
	Auflösung	1 %		
Puls	Anzeige	25-240 1/min		
	Genauigkeit	Ohne Bewegung 25-240 1/min+/- 3 digits		Mit Bewegung 25-240 1/min+/- 5 digits
	Auflösung	1 1/min		
Perfusion Anzeigebereich		0,02 - 20 %		
Alarme		SpO ₂ , Puls, Akku, Sensor, System		
Speicher		Interner Speicher sowie optionale microSD- bzw. SD-Karte erhältlich		

AEROcheck® – Taschen | Netzteile | Halterungen

+ Zubehör - Pulsoximeter

Tragetaschen, Netzteile EU, Halterungen sowie Fernalarm-Anschlusskabel für die stationäre Anwendung für AEROcheck® – sat 801+ bzw. sat 805.



Artikelbeschreibung	Bestellnummer	
	sat 801+	sat 805
Tragetasche	1 HP002-800/801-T	2 HP002-805-T
5 m Fernalarm-Anschlusskabel mit RJ-12 Steckverbindung	-	3 HP002-805-KAF
Netzteil EU	4 HP002-801+-NT/EU	5 HP002-805-NT/EU
Halterungen mit integrierter Wandschienenklaue	6 HP002-800/801-H	7 HP002-805-H

Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne weiteres Zubehör, wie USB-Kabel oder microSD-Karten.

AEROcheck® – satView

Software für die effiziente Verwaltung und Analyse von Daten für AEROcheck® – Pulsoximeter sat 801+ und sat 805.

Intuitive Bedienoberfläche, schnelle Datenanalyse, Datenbankfunktionalität sowie einfache Berichterstellung.

* Software-Version 1.1.9, ohne Anzeige von ODE und ODI kostenlos erhältlich

Ab Software-Version 1.2.0 einmalige Lizenzgebühr je Rechner / Installation



Technische Spezifikationen		Bestellnummer
Kompatibilität	Server 2008, Windows XP, Vista, 7, 8 und 10, Mac OS X (CrossOver)	HP002-SW-SATVIEW
Darstellung der Zeitverläufe	SpO ₂ , Puls, Signal IQ™	
Datenanalyse	Statistik, Entsättigungen	
Darstellbare Ereignisse	Alarmer, Alarmunterdrückungen, Entsättigungen, individuelle Markierungen	

Masimo – Sensoren, Patienten- und Adapterkabel

Bei uns erhalten Sie ein umfangreiches Angebot an RD SET® – und LNCS® – Sensoren, zur Verwendung für einen Patienten sowie wiederverwendbare Sensoren. Auch Patienten- und Adapterkabel sowie diverses Zubehör steht Ihnen zur Verfügung. Ob zur Verwendung mit unseren Pulsoximetern oder als Einzelprodukte - lassen Sie sich gerne von uns beraten!




Verwendbar mit AEROcheck® – sat 801+ und AEROcheck® – sat 805 - Pulsoximetern

Masimo RD SET® – Sensoren


Zur Verwendung für einen Patienten

Mit Masimo SET® Measure-through Motion und Low Perfusion™ – Technologie, mit verbesserter SpO₂-Genauigkeit bei Bewegung und ohne Bewegung. Klappbare Sensoren, erhältlich in Größen für Erwachsene, Kinder, Kleinkinder und Neonaten. Nicht steril, enthält keinen Latex aus Naturkautschuk, mit je 20 Klebesensoren (Blue® 10 Stück 6) .



RD SET® – SpO₂-Sensoren

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger oder Zeh	RD SET Adt	1 HP015-ADT
Kinder	10 - 50 kg		RD SET Pdt	2 HP015-PDT
Kleinkinder	3 - 20 kg	3 - 10 kg, Daumen oder gr. Zeh / 10 - 20 kg, Finger oder Zeh	RD SET Inf	3 HP015-INF
Neonaten	< 3 kg / > 40 kg	Hand oder Fuß (Neon.) / Finger oder Zeh (Erw.)	RD SET Neo	4 HP015-NE0
	< 1 kg	Hand oder Fuß	RD SET NeoPt	5 HP015-NEOPT
Neonaten, zyanotisch	> 2,5 - 30 kg	Daumen oder gr. Zeh	RD SET Blue®	6 HP015-BLUE




RD SET® – Kabelsensoren | Mit verlängertem Kabel

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung / Länge	Bestellnummer
Kleinkinder	3 - 20 kg	3 - 10 kg, Daumen oder gr. Zeh 10 - 20 kg, Finger oder Zeh	RD SET Inf CS-2 / 2 ft	7 HP015-INF-CS2
			RD SET Inf CS-3 / 3 ft	8 HP015-INF-CS3
Neonaten	< 3 kg / > 40 kg	Fuß (Neonaten) / Finger oder Zeh (Erwachsene)	RD SET Neo CS-2 / 2 ft	9 HP015-NEO2
			RD SET Neo CS-3 / 3 ft	10 HP015-NEO3

Masimo RD SET® – Sensoren

Wiederverwendbare Sensoren

Sensoren für Erwachsene und Kinder sowie universell einsetzbar, für verschiedenste Applikationsstellen. Mit Masimo SET® Measure-through Motion und Low Perfusion™ – Technologie.




Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger	RD SET DCI® / Digit Clip-Sensor	1 HPO15-DCI
		Mittel- oder Ringfinger	RD SET DBI / Softsensor	2 HPO15-DBI
		Ohr	RD SET TC-I / Tip-Clip Ohrsensor	3 HPO15-TCI
		Stirn	RD SET TF-I / Transflektiv	4 HPO15-TFI
Kinder	10 - 50 kg	Finger oder Zeh	RD SET DCI-P / Digit Clip-Sensor	5 HPO15-DCIP
Neonaten	> 1 kg	Div. Applikationen	RD SET Y-I / Universell einsetzbar	6 HPO15-YI

Auf Anfrage sind weitere RD SET® – Sensoren erhältlich

Masimo LNCS® – Sensoren


Zur Verwendung für einen Patienten

Rauscharme, verkabelte LNCS-Sensoren (Low Noise Cabled Sensors), mit Masimo SET® Measure-through Motion und Low Perfusion™ – Technologie, mit hervorragender SpO₂-Leistung. Klappbare Sensoren, erhältlich in Größen für Erwachsene und Kinder sowie Rundum-Sensoren, erhältlich in Größen für Erwachsene, Kinder, Säuglinge und Neugeborene. 9-Pin-Konnektor / DB9-Stecker zur Kompatibilität mit LNC-Patientenkabeln oder M15-Konnektor 12 - 15. Nicht steril, enthält keinen Latex aus Naturkautschuk, mit je 20 Klebesensoren.




LNCS® – SpO₂-Sensoren

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung / Länge	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger oder Zeh	LNCS Adtx / 18 Zoll	1 HPO14-ADTX
Kinder	10 - 50 kg	Finger oder Zeh	LNCS Pdtx / 18 Zoll	2 HPO14-PDTX
			LNCS Pdtx-3 / 0,91 m (3 ft)	3 HPO14-PDTX3
Neonaten	< 3 kg / > 40 kg	Hand oder Fuß (Neon.) / Finger oder Zeh (Erw.)	LNCS Neo-L / 0,91 m (3 ft)	4 HPO14-NEOL
	< 1 kg	Hand oder Fuß	LNCS NeoPt-L / 0,91 m (3 ft)	5 HPO14-NEOPTL



LNCS® – Sensoren | Mit austauschbarer Manschette | 9-Pin-Konnektor

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung / Länge	Bestellnummer
Kleinkinder	3 - 20 kg	Daumen oder gr. Zeh	LNCS Inf / 18 Zoll	6 HPO14-INF
			LNCS Inf-3 / 0,91 m (3 ft)	7 HPO14-INF3
Neonaten	< 3 kg / > 40 kg	Hand oder Fuß (Neon.) / Finger oder Zeh (Erw.)	LNCS Neo / 18 Zoll	8 HPO14-NEO
			LNCS Neo-3 / 0,91 m (3 ft)	9 HPO14-NEO3
	< 1 kg	Hand oder Fuß	LNCS NeoPt / 18 Zoll	10 HPO14-NEOPT
			LNCS NeoPt-3 / 0,91 m (3 ft)	11 HPO14-NEOPT3



SofTouch™ für empfindliche Haut

M-LNCS® – Sensoren | Mit austauschbarer Manschette | M15-Konnektor

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Kinder	10 - 50 kg	Finger oder Zeh	M-LNCS-PDTH	12 HPO14-M-PDTH
Kleinkinder	3 - 20 kg	Daumen oder gr. Zeh	M-LNCS Inf, 18 Zoll	13 HPO14-M-INF
Neonaten	< 3 kg / > 40 kg	Hand oder Fuß (Neon.) / Finger oder Zeh (Erw.)	M-LNCS Neo	14 HPO14-M-NEO
			M-LNCS Neo-3	15 HPO14-M-NEO3
	< 1 kg	Hand oder Fuß	M-LNCS NeoPt	16 HPO14-M-NEOPT

Masimo LNCS® – Sensoren

LNCS® – Spezialsensoren

Trauma- und Neugeborenen-Sensoren mit automatischer Berücksichtigung der schnellsten SpO₂ und Pulsmessungen bei maximaler Empfindlichkeit und gleichzeitiger Unterstützung einer schnellen Anwendung mit minimaler Klebeverbindung. Lieferung mit je 20 Klebesensoren 1, 4. Zusätzliche Ohr- und Stirn-Sensoren für alternative Applikationsstellen, mit je 10 Klebesensoren 2, 3.



SofTouch™ für empfindliche Haut

10 Stk.

10 Stk.


SofTouch™ für empfindliche Haut

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger	LNCS Trauma	1 HPO14-TRA
		Ohr	LNCS E1® / 0,91 m (3 ft)	2 HPO14-E1
	> 10 kg	Stirn	LNCS TFA-1® / 0,91 m (3 ft)	3 HPO14-TFA1
Kleinkinder	3 - 30 kg	3 - 10 kg, Daumen oder gr. Zeh / 10 - 30 kg, Finger oder Zeh	LNCS-Newborn Inf/Pt	4 HPO14-NEOINF

Masimo LNCS® – Sensoren

Wiederverwendbare Sensoren

Sensoren für Erwachsene und Kinder sowie universell einsetzbar, für verschiedenste Applikationsstellen, Länge 3 ft. Mit Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ – Technologie Technologie, neues Kabelverbinderdesign für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie präzise Leistung unter Bewegungsbedingungen und bei geringer Durchblutung. Anschluss an alle Masimo SET® – Oximeter über LNC® – Patienten kabel.



LNCS® – Wiederverwendbare Sensoren | Mit 9-Pin-Konnektor

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger	LNCS DC-I® / Digit Clip-Sensor	1 HPO14-DCI
		Mittel- oder Ringfinger	LNCS DB-I / Softsensor	2 HPO14-DBI
		Ohr	LNCS TC-I / Tip-Clip Ohrsensor	3 HPO14-TCI
		Stirn	LNCS TF-I / Transfektiv	4 HPO14-TFI
Kinder	10 - 50 kg	Finger	LNCS DCI-P / Digit Clip-Sensor	5 HPO14-DCIP
Neonaten	> 1 kg	Div. Applikationen	LNCS-Y-I / Universell einsetzbar	6 HPO14-YI



LNCS® – Wiederverwendbare Sensoren | Mit M15-Konnektor

Patient	Körpergewicht	Applikationsstelle	Bezeichnung	Bestellnummer
Erwachsene	> 30 kg	Finger	M-LNCS DC-I®	7 HPO14-M-DCI
		Mittel- oder Ringfinger	M-LNCS DB-I / Softsensor	8 HPO14-M-DBI

Auf Anfrage sind weitere LNCS® – Sensoren erhältlich


Masimo – Patientenkabel

Wiederverwendbare Masimo – Patientenkabel, in verschiedenen Ausführungen. Nicht steril, enthält keinen Latex aus Naturkautschuk.




RD SET® – Patientenkabel

Kabellänge	Bezeichnung	Bestellnummer
1,52 m	RD SET MD14 - 05 / 14-polig, 5 ft	1 HPO15-K-PC05
1,52 m	RD SET MD20 - 05 / 20-polig, 5 ft	2 HPO15-R-K-PC05
2,44 m	RD SET MD14 - 08 / 14-polig, 8 ft	3 HPO15-K-PC08
3,66 m	RD SET MD14 - 12 / 14-polig, 12 ft	4 HPO15-K-PC12



LNC® – und M-LNC® – Patientenkabel

Kabellänge	Bezeichnung	Bestellnummer
1,22 m	LNC-04 / 14-polig, 4 ft	5 HPO14-K-PC04
3,05 m	LNC-10 / 14-polig, 10 ft	6 HPO14-K-PC10
4,27 m	M-LNC-14 / 14-polig, 14 ft.	7 HPO14-M-K-PC14



Red LNC® – Patientenkabel

Kabellänge	Bezeichnung	Bestellnummer
1,22 m	Red LNC-04 / 20-polig, 4 ft	8 HPO14-R-K-PC04
3,05 m	Red LNC-10 / 20-polig, 10 ft	9 HPO14-R-K-PC10
3,05 m	Red LNC M20-10 / M20 LNCS, 10 ft	10 HPO14-RM-K-PC10

Auf Anfrage sind weitere Patientenkabel erhältlich

Masimo – Adapterkabel

Adapterkabel zur Verbindung von RD SET® auf LNC.



Adapterkabel

Kabellänge	Bezeichnung	Bestellnummer
0,46 m	RD SET auf LNC / 1,5 ft	1 HPO14-P005-AD
0,91 m	RD SET auf LNC / 3 ft	2 HPO14-P005-AD2

Auf Anfrage sind weitere Adapterkabel erhältlich

Masimo – Sensoren | Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Klebestreifen in verschiedenen Ausführungen sowie Schaumstoff-Klettmanschette. Nicht steril, enthält keinen Latex aus Naturkautschuk.



Bezeichnung	Bestellnummer
Klebestreifen für RD SET Inf / Inf CS-2 / Inf CS-3 / RD SET Blue®, 102 Stk.	1 HPO15-INF-PF
Klebestreifen für RD SET Neo / Neo CS-2 / Neo CS-3, 102 Stk.	2 HPO15-NEO-PF
Klebestreifen für LNCS Inf / Inf-3, 102 Stk.	3 HPO14-INF-PF
Klebestreifen für LNCS Neo / Neo-3, 102 Stk.	4 HPO14-NEOL-PF
Klebestreifen für LNCS NeoPt / NeoPt-3 / Trauma, 10 Stk.	5 HPO14-NEOPT-PF
Manschette für YI-Sensor, 12 Stk.	6 HPO02-KM-YI

AEROcheck® – Diagnostiklampe

Wiederverwendbare Diagnostiklampe, geeignet für die allgemeine Untersuchung sowie zugelassen und geprüft für die Augendiagnostik. Leichte und kompakte Stiffform, robust verarbeitet und besonders langlebig. Helles und gezieltes Licht dank LED-Technik, mit austauschbarer Lichtquelle. Lieferung inklusive Batterien.

- Idealer alltäglicher Begleiter in Klinik, Praxis und Rettungsdienst
- Beleuchtungsstärke: 4,8 Lumen (lm)
- Farbtemperatur: 3200 Kelvin (K) – Warmweißes Licht
- Austauschbares Leuchtmittel
- Bestehend aus Diagnostikleuchte, Federclip, LED-Lampe, 2 Batterien (Typ 1.5 V AAA)



Artikelbeschreibung	Material	Maße	Gewicht	Bestellnummer
Diagnostikleuchte mit Federclip, LED-Lampe sowie Batterien	Aluminiumlegierung	ca. 14 cm lang, Ø ca. 0,11 cm	ca. 22,5 g*	HDL01-AL01-R

*Inklusive Batterien

AEROcheck® – Stethoskope | Flachkopf und Doppelkopf

Flachkopf-Stethoskop

Stethoskop zum mittelbaren Abhören (Auskultation) der inneren Organe, insbesondere von Herz und Lunge, optimal für die rasche und häufige Anwendung. Sehr gute Schallübertragung, robuste Verarbeitung, langlebig sowie latexfrei.

Doppelkopf-Stethoskop

Geeignet für die multifunktionale Anwendung und den täglichen Einsatz. Leichtgewichtiges sowie gleichzeitig robustes Modell mit hoher akustischer Qualität dank ultrasensibler Membran – zur Übertragung von hohen Frequenzen und Isolierung der niedrigen Frequenzen.

- Wiederverwendbar
- Geeignet für Erwachsene
- Einfache Handhabung
- Robuste und solide Verarbeitung, besonders langlebig
- Sehr gute Schallübertragung durch PVC-Schlauch
- Auch zur Verwendung mit einem Sphygmomanometer, wie den AEROcheck® – Aneroid-Blutdruckmessgeräten



Artikelbezeichnung	Materialien	Gesamtlänge	Gewicht	Bestellnummer
Flachkopf-Stethoskop	PVC (Schlauch), Aluminiumlegierung, eloxiert (Bruststück)	ca. 75 cm	ca. 82 g	1 HSTKP01-E01-E-BLK
Doppelkopf-Stethoskop		ca. 77,5 cm	ca. 91 g	2 HSTKP02-E01-E-BLK

AEROcheck® – Neurologischer Reflexhammer

Wiederverwendbarer Reflexhammer nach Buck, zur neurologischen Reiz- und Reflexprüfung, mit Nadel und Pinsel zur Sensibilitätsprüfung. Design und Qualität gewährleisten Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

- Besonders geeignet für die Neurologie sowie den allgemeinen Praxisbedarf und Rettungsdienst
- Leichtes Modell, mit stabilem Griff
- Gefertigt aus einer Zinklegierung
- Mit integrierten Zusatzinstrumenten zur Sensibilitätsprüfung 1



Artikelbeschreibung	Material	Maße	Gewicht	Bestellnummer
Neurologischer Reflexhammer, mit Hammergriff und -kopf, Nadel und Pinsel	Zinklegierung, Polyvinylchlorid (PVC)	ca. 5,6 x 18,6 cm (B x L) Ø Griff ca. 1,3 cm	ca. 75 g	HRFH01-P01

AEROcheck® – Aneroid-Blutdruckmessgeräte | Ein-Schlauch- | Zwei-Schlauch-System

Qualitativ hochwertige Aneroid-Blutdruckmessgeräte, erhältlich als Ein-Schlauch- 1 und Zwei-Schlauch-System 2, zur Verwendung am Oberarm. Mit extra stoßgeschütztem Gehäuse und großer, gut ablesbarer Skala, geeignet für alle medizinischen Bereiche. Lieferung inklusive einer Manschette für Erwachsene sowie in einer Aufbewahrungstasche.

- Messbereich: 0 - 300 mmHG
- Hohe Messgenauigkeit
- Auflösung: 2 mmHG
- Druckreduzierungsrate: 2 - 3 Sek.
- 6 cm Ziffernblatt mit extra Stoßschutzring
- Korrosionsfreies Manometer
- Schlauchlänge: 70 cm
- Steckanschluss für ein schnelles Wechseln der Manschette
- Abwaschbarer Manschettenüberzug aus Nylon
- Flexibel anpassbare Klettmanchette ohne störenden Bügelring

Ein-Schlauch-System

Die Ein-Schlauch-Technik gewährleistet eine einfache Handhabung und überzeugt durch sein leichtes und kompaktes Design.

Zwei-Schlauch-System

Das Blutdruckmessgerät mit Zwei-Schlauch-System ermöglicht ein schnelleres und genaueres Aufpumpen der Manschette dank Verteilung der Pumpstöße.



Artikelbezeichnung	Materialien	Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer
Ein-Schlauch-System	Edelstahl, verchromtes ABS (Messgerät), Nylon (Manschette, Tasche)	18,5 x 11 x 7,5 cm	450 g	1 HBDM01-S1M60E1-BLK
Zwei-Schlauch-System			500 g	2 HBDM01-S2M60E1-BLK

AEROcheck® – Aneroid-Blutdruckmessgeräte | Zubehör und Ersatzteile



Artikelbezeichnung	Material	Farbe	Umfang	Bestellnummer	
				1 Ein-Schlauch	2 Zwei-Schlauch
Manschette für Kinder	Nylon	Schwarz	18,4 - 26,7 cm	HBDM01-KMS1K1-BLK	HBDM01-KMK1-BLK
Manschette für Erwachsene			25,4 - 40,6 cm	HBDM01-KMS1E1-BLK	HBDM01-KME1-BLK
Manschette für große Erwachsene (XL)		Rot	33 - 51 cm	HBDM01-KMS1XL1-R	HBDM01-KMXL1-R



AEROcase® steht für unsere professionellen Notfallrucksäcke und -taschen, die der Härte Ihrer Einsätze standhalten. Ob in der Profirettung oder als Ersthelfer, bei uns bekommen Sie die Qualität, die Ihr Einsatz erfordert.

AEROcase® – EMS+

Handgefertigte Notfallrucksäcke und -taschen, die sich durch Langlebigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen auszeichnen. Dank des überragenden EASY Clean-Hygienekonzepts sind diese einfach hygienisch aufzubereiten und schnell wieder einsatzfähig. [Weitere Informationen im Katalog „AEROcase® – Baukastensystem“, erhältlich bei Ihrem AEROcase® – SchwerpunktFachhändler.](#)

AEROcase® – EMS

Ob Intubation, Sauerstoff- oder Medikamentengabe, welche Art von Notfall auch immer bevorsteht: Die AEROcase® – EMS Notfallrucksäcke und -taschen bieten perfekte und flexible Lösungen, um den vielseitigen Anforderungen an eine umfassende Notfallversorgung gerecht zu werden.

AEROcase® – 1R

AEROcase® – 1R Notfallrucksäcke und -taschen sind zuverlässige Partner, wenn es um die medizinische Erstversorgung geht. Durch das kompakte und leichte Design sind sie bequem zu transportieren und ideale Begleiter für Einsatzorte mit langem Weg oder eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Unsere Produktserie AEROcase® – EMS+ besticht durch Langlebigkeit auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Sie umfasst das Baukastensystem 3.0, bestehend aus unserem Notfallrucksack PROpack bzw. der Notfalltasche PRObag sowie einer Vielzahl an individualisierbaren Modultaschen und Containern – mit allesamt handgefertigten Komponenten. Dank besonderer Flexibilität und Übersichtlichkeit des Systems wird Ihre Einsatztasche zum persönlichen Tetris-Spiel. Des Weiteren umfasst die EMS+ Serie professionelle Notfalltaschen für spezielle medizinische Anwendungen sowie die persönliche Ausrüstung.

✓ Allgemeine Informationen EMS+

- Die angegebenen Maße sind ohne Griff sowie das Gewicht ohne Inhalt.
- Alle angegebenen Maße unterliegen produktionsbedingt einer branchenüblichen Toleranz von $\pm 1,5$ cm je Maß.
- Das Volumen ergibt sich aus dem Hauptfach sowie allen außenliegenden Taschen und Fächern.
- Dargestellte Befüllungen sind zur Illustration und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Änderungen hinsichtlich der beworbenen Produkte behalten wir uns vor.



Die Qualität im Detail: Das AEROcase® – Baukastensystem 3.0



PROpack - Das Konzept

Unser AEROcase® – PROpack wird aus dem Planenmaterial AEROtex® – PLAN^{PRO} gefertigt und ist damit besonders reiß- und abriebfest, desinfizierbar sowie umweltfreundlich recyclebar. Er steht für Langlebigkeit auch unter härtesten Einsatzbedingungen sowie Qualität mit Wiedererkennungswert.


- Verfügbar in den folgenden Farben (Leuchttrot gemäß DIN EN 1789, Anhang A):
- Mit gepolstertem Rückenbereich und robusten, rutschhemmenden Tragegriffen mit geschlossener Oberfläche
- Besonderer Kanten- und Abriebschutz an den verschleißempfindlichen Stellen
- Mit zwei flachen Frontfächern (Modelle GTSB, GTDB und GTB), z. B. geeignet als Dokumentenfach oder Fach für Zervikalkragen
- Einzelne erneuerbare Rückentrag Gurte, extra starke und doppelt genietete Metallösen sowie Farbmarkierungen für die R/L-Ausrichtung
- Weitere Features wie z. B. stark reflektierende Reflexstreifen oder griffige, desinfizierbare Reißverschlussanhänger in Grau sowie optional in Leuchtgelb

Die neuen Features


- Bis zu 1200 g / System leichter:** Gewichtseinsparung durch optimierte Fertigungsprozesse
- Neues Tragesystem für weiteren Komfort:** Rückentrag Gurte mit verbesserter Polsterung inklusive Brustgurt sowie mit Anordnung für verschiedenste Körperformen – ein Beckengurt ist optional erhältlich
- Mit AEROcase® – SMART BAGtag:** Eingearbeiteter RFID-Chip (UHF, Reichweite bis zu 30 m) mit Lese- und Schreibfunktion via Scanner – für die automatische Bestandskontrolle in Ihrem RFID-System u. v. m.



Mit RFID Technologie – auch nachrüstbar



Verbesserte Trägereinrichtung



Inklusive Brustgurt für einen sicheren Halt



Anwendungsbeispiel



Unser „AEROcase® – Baukastensystem“
Weiterführende Information & Vertrieb über unseren
AEROcase® – Schwerpunkt Fachhandel



Weiterführende Informationen zum
SMART BAGtag mit RFID oder NFC

Das magnetische Modulsystem



PROpack | PRObag - Das Konzept

Was genau steckt dahinter?

Ferromagnetische Scheiben werden in einem vordefinierten Raster eingearbeitet und geben den mit Magneten versehenen und farblich abgesetzten Modultaschen auf diese Weise einen sicheren Halt.

Die am Raster orientierte Anordnung der Modultaschen ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und individuelle Organisation des Rucksacks / der Tasche.

Durch das modulare System kann im Innenraum nahezu gänzlich auf Schmutzfänger, wie z. B. Klettstreifen oder Fixierschlaufen, verzichtet werden. Das Verkeimungsrisiko wird erheblich verringert.

Wie ist das Raster aufgebaut?

Alle AEROcase® – PROpack Rucksäcke sind mit einem 4 x 7 Raster (28 Magnetfelder) ausgestattet, die AEROcase® – PRObag Taschen mit einem 4 x 4 Raster (16 Magnetfelder).

An den rechteckigen Rasterfeldern orientiert sich die horizontale oder vertikale Ausrichtung der zur Verfügung stehenden Modultaschen.

Ein umfangreiches Sortiment an horizontal oder vertikal einzusetzenden Modultaschen steht Ihnen für eine lückenlose und individuelle Bestückung zur Verfügung.



Das Grundkonzept

Aufbau der Rucksäcke mit Unter- und Oberschale / Deckel

Je nach Modell sind unsere Notfallrucksäcke und -taschen so konzipiert, dass sie entweder

- eine Unterschale mit eingearbeitetem Raster mit Magnettechnik und einen Deckel haben (Modell: PROpack GTS | GTSB)
- oder**
- eine Unterschale mit eingearbeitetem Raster mit Magnettechnik und einen Deckel mit außenliegenden Fächern haben (Modelle: PROpack GTA 1 | GTA 2)
- oder**
- eine Unterschale und Oberschale mit eingearbeitetem Raster mit Magnettechnik haben (Modelle: PROpack GTD | GTDB | GT | GTB | sowie alle PRObag)

Dabei ist die Unterschale bei jedem Modell gleich und nur die Oberschalen / Deckel geben die unterschiedliche Version / Verwendung an:

- Deckel PROpack GTA 1 mit Außenfächern: Geeignet zur Aufnahme eines 4 x 4 großen Ampullariums im außenliegenden Schnellzugriff-Einschubfach sowie eine zusätzliche darunterliegende Außentasche zur Aufnahme z. B. einer 4 x 3 Modultasche
- Deckel PROpack GTA 2 mit Außenfach: Geeignet zur Aufnahme eines 4 x 7 Ampullariums im außenliegenden Schnellzugriff-Einschubfach über die gesamte vordere Fläche
- Oberschale PROpack GT und GTB: Geeignet zur Aufnahme von 9 cm und 13 cm hohen Modultaschen
- Oberschale PROpack GTD und GTDB: Geeignet zur Aufnahme von 9 cm hohen Modultaschen

Im Innenmaß unterschiedliche Höhen: Unterschale 13 cm | Oberschale 13 cm und / oder 9 cm

AEROcase® – PROpack

GTD | GTDB | GT | GTB




Unterschale

Oberschale

AEROcase® – PROpack


GTS | GTSB | GTA 1 | GTA 2



Unterschale

Deckel


AEROcase® – PRObag



Unterschale

Oberschale

AEROcase® – PRObag



Im einzelnen Rasterfeld frei bewegliche ferromagnetische Scheiben verhindern eine punktuelle Abnutzung des Materials.

AEROCASE® – PROpack Notfallrucksäcke



MADE IN GERMANY

MADE IN EU

Individualisierbare Grundmodelle

Notfallrucksäcke mit einer oder zwei Schalen und integrierter Magnettechnik.

1 GTS

2 GTSB

3 GTA 1

4 GTA 2

5 GTD

6 GTDB

7 GT

8 GTB

Magnettechnik in Unterschale

Leuchttrot RAL 3024

Unsere PROpack Sonderausrüstung zu Tactical, Windenrettung und Türöffnung finden Sie hier.

Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Modell	Bestellnummer
AERotex® – PLAN ^{PRO} (LKW-Plane)	● Leuchttrot (RAL 3024)	ca. 40 x 52 x 14 cm	ca. 2,40 kg	ca. 29 l	GTS	1 HT13-SPGTS-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 14 cm	ca. 2,80 kg	ca. 29 l	GTSB	2 HT13-SPGTSB-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 29 cm	ca. 3,10 kg*	ca. 48 l*	GTA 1	3 HT13-SPGTA1-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 29 cm	ca. 2,70 kg*	ca. 34 l*	GTA 2	4 HT13-SPGTA2-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 21 cm	ca. 3,00 kg	ca. 44 l	GTD	5 HT13-SPGTD-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 21 cm	ca. 3,40 kg	ca. 44 l	GTDB	6 HT13-SPGTDB-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 25 cm	ca. 3,10 kg	ca. 52 l	GT	7 HT13-SPGT-70W/BLK
		ca. 40 x 52 x 25 cm	ca. 3,30 kg	ca. 52 l	GTB	8 HT13-SPGTB-70W/BLK

*Gewicht und Volumen ohne Ampullarium - separat erhältlich

AEROCASE® – PRObag Notfalltasche



Notfalltasche mit zwei Schalen und integrierter Magnettechnik.



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN ^{PRO} (LKW-Plane)	● Leuchtgelb (RAL 1026)	ca. 43 x 31 x 19 cm	ca. 1,7 kg	ca. 25 l	HT13-SBM1-90W/BLK

AEROCASE® – Modultaschen und Container

MADE IN GERMANY

MADE IN EU

Individualisierbare Grundmodelle

Strukturiertes Modultaschensystem in 9 verschiedenen Größen (Raster) für eine lückenlose und individuelle Bestückung Ihrer Tasche oder Ihres Rucksacks. Die Modultaschen können Ihrem Einsatzzweck entsprechend farblich abgesetzt und individuell gestaltet werden. Alternativ stehen Ihnen farblich neutrale Container-Modultaschen zur Verfügung. Mittels flexiblem Magnetsystem werden die Modultaschen im Innenraum, je nach Ausrichtung horizontal oder vertikal, platziert.

Horizontale Ausrichtung

Diese Modultaschen können dem Raster entsprechend horizontal im Innenraum platziert werden.

Beispielraster 4 x 3



Alle Größen auf einen Blick

2 x 1

2 x 2

4 x 1

4 x 2

4 x 3

4 x 4 (Ampullarium)

2 x 3

Container 2 x 3

2 x 4

Container 2 x 4

4 x 4 (GTA 1)

Vertikale Ausrichtung

Diese Modultaschen können dem Raster entsprechend vertikal im Innenraum platziert werden.

Beispielraster 2 x 4



2 x 7 (Sauerstoff-Einheit)

2 x 7 (Sauerstoff-Einheit)

Das AEROcase® – Baukastensystem

Ein weiterentwickeltes Baukastensystem für hohe Ansprüche und ohne Standard-Modultaschen, die ausschließlich für nur einen Einsatzzweck geeignet sind. Konfigurieren Sie aus verschiedenen Einzelkomponenten Modultaschen individuell nach Ihren Bedürfnissen. Schnell, flexibel und ohne viel Aufwand umrüstbar für jede Taschenbefüllung.




Konfigurierbar für jeden Einsatzzweck

- 1 Korpus mit Gummischlaufen im Boden, verfügbar in 9 verschiedenen Größen
- 2 Deckel außen, verfügbar in 12 verschiedenen RAL-Farben
- 3 Deckel innen, verfügbar mit Netz oder Gummischlaufen-Varianten
- 4 Mittelstege zum Einknöpfen (beidseitig), verfügbar mit Netz, Gummischlaufen-Varianten oder Druckknöpfen zur Anbringung von Klarsichtfächern
- 5 Trennstege zum Unterteilen des Korpus
- 6 Schlaufenleisten zum Einknöpfen (beidseitig), mittels Druckknöpfen, verfügbar in verschiedenen Varianten



Beispiele für verschiedene Einsatzzwecke



Standard-Modultaschen - Beispielhafte Befüllung des PROpack GTB



- 13 cm

Unterschale
 - 1 Sauerstoff-Einheit $\downarrow V$ (2 x 7)
 - 2 Universal $\downarrow V$ (2 x 3)
 - 3 Universal $\downarrow V$ (2 x 4)
- 13 cm

Oberschale
 - 4 Ampullarium $\downarrow V$ (2 x 4)
 - 5 Verband $\downarrow V$ (2 x 4)
 - 6 Intubation $\downarrow H$ (4 x 3)



AEROcase® – Baukastensystem

Konfigurationsmöglichkeiten für Notfallrucksäcke und Modultaschen

Katalog



Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Katalog AEROcase® – Baukastensystem, erhältlich bei Ihrem AEROcase® – Schwerpunktachändler.




AEROcase® – EASY Click

Einfache und schnelle Fixierung und Entnahme von Ampullen bis 17 mm Durchmesser.

Modell

❶ EASY Click - Ampullenleisten-Set, für 2 x 4 Ampullarium
(Inklusive 1x Leiste, 2x Befestigungsschuh und 20x Clip)

- 1 - 2 ml Ampulle passt 11 mal auf 2 x 4 Ampullenleiste
- 5 ml Ampulle passt 8 mal auf 2 x 4 Ampullenleiste
- 10 ml Ampulle passt 7 mal auf 2 x 4 Ampullenleiste



❷ EASY Click - Ampullenleisten-Set, für 4 x 4 Ampullarium
(Inklusive 1x Leiste, 2x Befestigungsschuh und 20x Clip)

- 1 - 2 ml Ampulle passt 16 mal auf 4 x 4 Ampullenleiste
- 5 ml Ampulle passt 12 mal auf 4 x 4 Ampullenleiste
- 10 ml Ampulle passt 11 mal auf 4 x 4 Ampullenleiste



Beispielbestückung



Anwendung



1. Aneinander vorbei zusammen-drücken und aufstecken

2. Positionieren

3. Loslassen, zusammen-drücken, fixiert

4. Fertig zur Bestückung

Individualisierbares EASY Click-System

AEROcase® – OXYbag

Kompakte Sauerstoff-Taschen für Sauerstoff-Flaschen bis zu 2 Liter, verfügbar in „Small“ (als „schlanke“ Ausführung ohne Vortasche) und „Medium“.

- Rundum gepolstert und mit integrierter Kunststoffplatte zum Schutz des Innenraums sowie zum Erhalt der Formstabilität
- Sichere Fixierung der Sauerstoff-Flasche dank stabiler Befestigungsgurte im Hauptfach
- Regulierung des O₂-Flows und Kontrolle des Flascheninhalts über EASY Access-Fenster
- Unterbringung der Sauerstoff-Ausrüstungsgegenstände in den innenliegenden Staufächern sowie der Vortasche (nur OXYbag M2)

❶ OXYbag S2



Angenehmes Tragegefühl

- Gepolsterter Schultertragegurt
- Magnetisch verschließbare Befestigungsgurte für den sicheren Transport an einer Trage



❷ OXYbag M2



mit zusätzlicher Vortasche



EASY Access-Fenster

- Permanente Möglichkeit zur Regulierung des O₂-Flows über magnetisches EASY Access-Fenster
- Ständige Kontrolle des Sauerstoff-Flascheninhalts

Arretierungsgurt

Zum Beschränken der max. Öffnungsweite

 SIMS - Snap In Magnetic System

Befestigungsgurte mit Magnetverschlüssen



OXYbag M2 WINCH

Unsere OXYbag M2 WINCH für die Windenrettung finden Sie hier.



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROtex® – PLAN ^{PRO} (LKW-Plane)	 Enzianblau (RAL 5010)	S	ca. 52 x 22 x 14 cm	ca. 1,1 kg	ca. 16 l	❶ HT13-OXYBS2-1
		M	ca. 52 x 22 x 20 cm	ca. 1,4 kg	ca. 23 l	❷ HT13-OXYBM2-1

AEROCASE® – IMMObag

Spezialausrüstung

Kompakte Notfalltasche für Ihre Immobilisationsausrüstung.

Die IMMObag bietet durch ihre spezielle Konzeption die Möglichkeit, alle relevanten Produkte (z. B. EASY Splint-Schienen, EASY Collar-Zervikalkragen, KED-Systeme, Vakuumschienen, Beckenschlingen etc.) in einer Tasche zu verstauen und im Einsatz mitzuführen.

Das Fach auf der Front und auf der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das Material. Die kompakte Form und der planenverstärkte Griff sprechen für einen ausbalancierten Tragekomfort. Optional erhältliche Haltegurte bieten die Möglichkeit einer Befestigung mit wenigen Handgriffen direkt am Spineboard.

Bestens gerüstet für die Immobilisation - strukturiert und durchdacht

Ausbalancierter Tragekomfort

- Durch planenverstärkten Griff und kompakte Form

Zusätzliche Griffe

- Zum Aufstellen
- Befestigung am Spineboard

Fächertasche

- Mit 6 Fächern für die Aufnahme von Zervikalkragen und Beckenschlingen



Hauptfach

- Großer Stauraum zur Aufnahme eines KED-Systems oder alternativ eines Vakuumschienen-Sets

Großes Frontfach

- Ausgestattet links mit horizontalen Doppelschlaufen und rechts mit vertikalen Schlaufen
- Zur Aufnahme von Splints, Beckenschlingen, Spinne etc.

Befestigungsmöglichkeit

- Optional erhältliche Haltegurte zur Befestigung direkt am Spineboard

1 Anwendungsbeispiel mit BaXstrap Spineboard von Laerdal Medical

LAERDAL ist eine eingetragene Marke der Laerdal Medical AS, P.O. Box 377 N-4002 Stavanger, NO

2 Anwendungsbeispiel mit Schaufeltrage 65 EXL von FERNO Transportgeräte GmbH

FERNO ist eine eingetragene Marke der FERNO-WASHINGTON INC, 45177-9371, Wilmington, US



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AER0tex® – PLAN ^{PRO} (LKW-Plane)	● Leuchtrot (RAL 3024)	ca. 84,5 x 24 x 29 cm	ca. 1,65 kg	ca. 59 l	HT13-IMMOBL2-7Y/Y

AEROCASE® – FirstAid Bag

Spezialausrüstung

Erste Hilfe-Tasche mit komfortabler Magnetverschluss-Wandhalterung (SIMS = Snap In Magnetic System). Handwerklich hervorragend verarbeitet, unter Verwendung von hochqualitativen Materialien.

- Für den stationären und den mobilen Einsatz
- Strukturierte und durchdachte Innenaufteilung
- Großzügiges Raumangebot für umfangreiche Erste Hilfe-Ausstattungen
- Leichte und stabile Bauweise



Frontfach für Verbandbuch



Transparente Seitentaschen

SIMS - Snap In Magnetic System



Magnetverschluss-Wandhalterung

Perfekter Bedienkomfort

- Großzügiger Zugang zum Hauptfach
- Durchdachte Innenaufteilung für eine übersichtlich sortierte Erste Hilfe-Ausstattung
- Fixierschlaufen in unterschiedlichen Größen, waagrecht und senkrecht angeordnet
- Ausrollbare Inneneinteilung mit verschließbaren Klarsichttaschen und -fächern
- Schutz vor Schmutz
- Kein Herausrutschen der Materialien



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AER0tex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	ca. 45 x 31 x 18 cm	ca. 1,1 kg	ca. 25 l	HT13-ABL1-R

AEROCASE® – WEARbag

Persönliche Ausrüstung

Geräumige Bekleidungstasche in „Large / Extra Large“ aus AEROTex® – PLAN (Plane). Das multifunktionale Raumwunder - für die hygienische Unterbringung Ihrer persönlichen Schutzkleidung und Spezialausrüstung.

- Praktische Extension-Funktion für eine Größenanpassung je nach Bedarf
 - Hauptfach mit 2 seitlichen Innentaschen längs sowie Frontfach und seitlichem Zusatzfach
- Hygienische Unterbringung der Kleidung dank separatem Stiefelfach aus Planenmaterial
 - Staubdichte Reißverschlüsse bewahren den Innenraum vor Verschmutzung
 - Inklusive gepolsterten Rückentragegurten sowie zusätzlichem Schultertragegurt



Die Qualität im Detail



Vielseitiges Tragesystem




Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROTex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L/XL	ca. 70 (80) x 40 x 45 cm	ca. 2,5 kg	ca. 126 (144) l	① HT23-WEARBLXL1-69
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT23-WEARBLXL1-19
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT23-WEARBLXL1-99
	● Schwarz					④ HT23-WEARBLXL1-09
	● Leuchttrot (RAL 3024)					⑤ HT23-WEARBLXL1-79

AEROCASE® – ORGAbag DIN A4

Persönliche Ausrüstung

Organizer im DIN A4 Format für die übersichtliche Organisation und Aufnahme von Formularen, Unterlagen, Fahrzeugpapieren, Schreibutensilien etc. Mit vielen praktischen Details, die die tägliche Nutzung vereinfachen.



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer	
				4-fach-Lochung	2-fach-Lochung
AEROTex® – PLAN (Plane)	● Leuchttrot (RAL 3024)	ca. 29 x 37,5 x 6,5 cm	ca. 1 kg	① HT13-ORGAB41-7	HT13-ORGAB42-7
	● Ultramarinblau (RAL 5002)			② HT13-ORGAB41-1	HT13-ORGAB42-1
	● Leuchtgelb (RAL 1026)			③ HT13-ORGAB41-9	HT13-ORGAB42-9
	● Schwarz			④ HT13-ORGAB41-0	HT13-ORGAB42-0

AERObase® – Clipboard

Ersatzteile

Anklettbares Klemmbrett aus Aluminium mit Anti-Kratzbeschichtung, als separat bestellbares Ersatzteil für AERObase® – ORGAbag DIN A4. Lieferung inklusive Flauschband.



Mit praktischer Aufhängefunktion

Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer
Aluminium	● Silber	ca. 23 x 32 x 0,10 cm	ca. 0,25 kg	HT00-ORGAB4-CB1/KB

AERObase® – ORGAbag DIN A5

Persönliche Ausrüstung

Organizer im DIN A5 Format für die übersichtliche Organisation und Aufnahme von Formularen, Unterlagen, Fahrzeugpapieren, Schreibutensilien etc. Mit vielen praktischen Details, die die tägliche Nutzung vereinfachen.

SIMS - Snap In Magnetic System



Schlüsselclip, magnetisch zu befestigen



Klare Inneneinteilung

- Durchsichtige Innentaschen
- Elastische Fixierschlaufen für Schreibutensilien

Befüllungsbeispiele



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer
AERObase® – PLAN (Plane)	● Ultramarinblau (RAL 5002)	ca. 29 x 22,5 x 5 cm	ca. 0,5 kg	① HT13-ORGAB51-1
	● Leuchtgelb (RAL 1026)			② HT13-ORGAB51-9
	● Schwarz			③ HT13-ORGAB51-0
	● Leuchtröt (RAL 3024)			④ HT13-ORGAB51-7

AERObase® EMS



Unsere Produktserie AERObase® – EMS überzeugt Anwender, die eine für den Dauereinsatz konzipierte Produktserie mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Serie besteht aus unserem bewährten MPXL1C – dem Original unter Notfallrucksäcken dieser Bauweise und mit extrem robustem Planenmaterial – sowie unseren MEDpacks als nächste Generation der EMS-Notfallrucksäcke mit noch weiteren Modellen. Ergänzend bieten wir Ihnen zusätzliche einsatzspezifische Notfalltaschen für jede Art der Patientenversorgung, die sich durch hohe Qualität und besondere Verlässlichkeit auszeichnen.

✓ Allgemeine Informationen EMS

- Alle Maße sind ohne Griff angegeben; das Gewicht ist inklusive Modultaschen, ohne Befüllung.
- Alle angegebenen Maße unterliegen produktionsbedingt einer branchenüblichen Toleranz von ±1,5 cm je Maß.
- Das Volumen ergibt sich aus dem Hauptfach sowie allen außenliegenden Taschen und Fächern.
- Dargestellte Befüllungen sind zur Illustration und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Änderungen hinsichtlich der beworbenen Produkte behalten wir uns vor.



COMING SOON

NEUHEIT: Lieferbar ab Q1/2026

Die **AEROcase® – MEDpacks** 

Innovativ  | Variabel  | SMART BAGtag 

EMS Entwickelt für den Dauereinsatz, bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis

Entdecken Sie die nächste Generation der Notfallrucksäcke unserer AEROcase® – EMS-Serie. Wir präsentieren Ihnen gerne unser neues Konzept – den „MEDpack“, mit insgesamt vier Modellen: AEROcase® – MEDpack SEG, AED, Basic sowie Ampoule. Unsere EMS-Serie gewährleistet Professionalität für maximale Einsatzbereitschaft, um den vielseitigen Anforderungen an eine umfassende Notfallversorgung gerecht zu werden.

Die neuen Features


- ✚ **Mit Klett- oder Magnetsystem in der Unterschale:** Wir bieten Ihnen höchstmögliche Flexibilität!
- ✚ **Verbesserte Modultaschen:** 4 optimierte Standard-Modultaschen (Multicolour) für mehr Unterbringungsmöglichkeiten sowie ergänzende Sets für Sauerstoff, die Fronttaschen und Medikamente
- ✚ **Neues Tragesystem für weiteren Komfort:** Rückentragegurte mit verbesserter Polsterung inklusive Brustgurt sowie Anordnung für verschiedenste Körperformen
- ✚ **Brandneues Design:** Facelift der bisherigen EMS-Notfallrucksäcke, mit dem AEROcase® – MEDpack Basic als Standardmodell sowie weiteren Modellen für spezifische Anwendungsbereiche wie SEG, AED und Medikamente
- ✚ **AEROcase® – SMART BAGtag:** Nachrüstbare NFC-Chips zum Auslesen und Beschreiben persönlicher Daten via Smartphone (HF, Reichweite bis zu 2 m)
- ✚ Alle Unterschalen sind vom Aufbau gleich konzipiert, nur die Oberschalen geben die unterschiedliche MEDpack-Version an.



Mit nachrüstbarer NFC Technologie



Wahlweise mit Magnet oder Klett



Verbesserte Trägereinrichtung



Anwendungsbeispiel

Die neuen Modelle



AEROcase® – MEDpack SEG



AEROcase® – MEDpack AED



AEROcase® – MEDpack Basic



AEROcase® – MEDpack Ampoule



Klettsystem in Unterschale



Magnetsystem in Unterschale

AEROcase® – Modultaschen-Sets für MEDpacks 

NEUHEIT

Alle MEDpacks werden mit 4 Standard-Modultaschen geliefert, welche auch im Set nachbestellt werden können. Je nach Wahl des Notfallrucksacks verfügen die Modultaschen entweder über ein Klett- oder Magnetsystem (3 x 5 Raster). Zusätzlich bieten wir Ihnen ergänzende Sets für Sauerstoff und Fronttaschen an.



Klettsystem



Magnetsystem



AEROcase® – Modultasche MCAL 2.0 Ampullarium

Verfügbare Sets



AEROcase® – Modultaschen-Set Standard



AEROcase® – Optionales Modultaschen-Set, Ergänzung Sauerstoff



AEROcase® – Optionales Modultaschen-Set, Ergänzung Frontfächer




Weiterführende Informationen zum SMART BAGtag mit RFID oder NFC

AEROCASE® – MEDpack SEG

NEUHEIT

Die nächste Generation des „SEG XL“

- Extrem strapazierfähiger SEG-Notfallrucksack EMS der nächsten Generation in „Extra Large“ im schlanken Design, aus AEROTex® – PLAN (Plane). Entwickelt für den Dauereinsatz im Rettungsdienst und für MANV-Szenarien. Sicherer Transport der Notfallausstattung bei höchstmöglichem Tragekomfort und großem Raumangebot.
- Unterschale mit eingenähtem Klettsystem für 4 einklettbare Modultaschen oder alternativ mit geschweißtem Magnetsystem (3 x 5 Raster) für 4 passende Modultaschen
 - Optional ergänzendes Modultaschen-Set für Sauerstoff
 - Deckelinnenseite mit verschiedenen Fächern und Schlaufen, geeignet zur Dokumentation wie Verletztenanhängekarten (VAK), für kleine Ausrüstungsgegenstände und Stifte
 - Mit flachem Frontfach, geeignet für z. B. Klemmbrett
 - Mit zahlreichen Details wie Komfort-Tragegriffen, abnehmbaren gepolsterten Rückentragegurten, doppelläufigen Reißverschlüssen, verstärktem Bodenschutz u. v. m.



Inklusive 4 Modultaschen mit Klett oder alternativ Magnet sowie mit verschiedenen Fächern und Schlaufen

Mit flachem Frontfach, geeignet für z. B. Klemmbrett

Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer	
						Klettsystem	Magnetsystem
AEROTex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	XL	ca. 37 x 51 x 18 cm	ca. 2,9 kg	ca. 34 l	① HT03-MMP01-SEG1XLC-R	① HT03-MMP11-SEG1XLC-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-MMP01-SEG1XLC-B	② HT03-MMP11-SEG1XLC-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-MMP01-SEG1XLC-Y	③ HT03-MMP11-SEG1XLC-Y
	● Leuchtröt (RAL 3024)					④ HT03-MMP01-SEG1XLC-LR	④ HT03-MMP11-SEG1XLC-LR

Lieferbar ab Q1/2026

AEROCASE® – MEDpack AED

NEUHEIT

Die nächste Generation des „EPMC“

- AED-Notfallrucksack EMS der nächsten Generation in „Extra Large“, aus extrem strapazierfähigem AEROTex® – PLAN (Plane), mit gepolsterter Fronttasche für den sicheren Transport fast aller gängigen AED-Geräte. Kompakter Transport der Notfallausstattung bei höchstmöglichem Tragekomfort und großem Raumangebot.
- Unterschale mit eingenähtem Klettsystem für 4 einklettbare Modultaschen oder alternativ mit geschweißtem Magnetsystem (3 x 5 Raster) für 4 passende Modultaschen
 - Optional ergänzendes Modultaschen-Set für Sauerstoff
 - Oberschale mit aufklappbarer Frontwand mit zahlreichen transparenten Klarsichtfächern und Fixierschlaufen
 - Große AED-Fronttasche, weitere kleine Fronttasche sowie 2 kleine und 1 längliche Seitentasche
 - Mit zahlreichen Details wie Komfort-Tragegriffen, abnehmbaren gepolsterten Rückentragegurten, doppelläufigen Reißverschlüssen, verstärktem Bodenschutz u. v. m.



Inklusive 4 Modultaschen mit Klett oder alternativ Magnet sowie Innenschale mit Klarsichtfächern

Mit großer AED-Fronttasche

Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer	
						Klettsystem	Magnetsystem
AEROTex® – PLAN (Plane)	● Leuchtröt (RAL 3024)	XL	ca. 48 x 51 x 32cm	ca. 3,4 kg	ca. 58 l	HT03-MMP01-AED1XLC-LR	HT03-MMP11-AED1XLC-LR

Lieferbar ab Q1/2026

AERObase® – MEDpack Basic

NEUHEIT



Die nächste Generation des „MPXL1C“

Extrem strapazierfähiger Notfallrucksack EMS der nächsten Generation in „Extra Large“, aus AERObex® – PLAN (Plane), entwickelt für den Dauereinsatz im Rettungsdienst. Sicherer Transport der Notfallsausrüstung bei höchstmöglichem Tragekomfort und besonders großem Raumangebot.

- Unterschale mit eingenähtem Klettsystem für 4 einklettbare Modultaschen oder alternativ mit geschweißtem Magnetsystem (3 x 5 Raster) für 4 passende Modultaschen
- Optional ergänzendes Modultaschen-Set für Sauerstoff sowie Modultaschen-Set als auch passgenaues überarbeitetes MCAL2 Ampullarium für die Fronttaschen
- Oberschale mit aufklappbarer Frontwand sowie zahlreichen transparenten Klarsichtfächern und Fixierschlaufen
- 2 besonders große Fronttaschen sowie flaches Frontfach, 2 kleine und 1 längliche Seitentasche
- Mit zahlreichen Details wie Komfort-Tragegriffen, abnehmbaren gepolsterten Rückentragegurten, doppelläufigen Reißverschlüssen, verstärktem Bodenschutz u. v. m.



Inklusive 4 Modultaschen mit Klett oder alternativ Magnet sowie unterschiedlichen Schlaufen

Große Fronttaschen

Inklusive 4 Modultaschen mit Klett oder alternativ Magnet

Großer Innenraum

Mit stabilem Befestigungsgurt

Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer	
						Klettsystem	Magnetsystem
AERObex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	XL	ca. 48 x 51 x 32 cm	ca. 3,9 kg	ca. 60 l	① HT03-MMP01-B1XLC-R	① HT03-MMP11-B1XLC-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-MMP01-B1XLC-B	② HT03-MMP11-B1XLC-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-MMP01-B1XLC-Y	③ HT03-MMP11-B1XLC-Y
	● Leuchtröt (RAL 3024)					④ HT03-MMP01-B1XLC-LR	④ HT03-MMP11-B1XLC-LR

Lieferbar ab Q1/2026

AERObase® – MEDpack Ampoule

NEUHEIT



Die nächste Generation des "MPXL1C", mit integriertem Ampullarium

Extrem strapazierfähiger Notfallrucksack EMS der nächsten Generation in „Extra Large“, aus AERObex® – PLAN (Plane), zur sicheren Unterbringung eines Ampullariums über das Schnellzugriff-Einschubfach. Kompakter Transport der Notfallsausrüstung bei höchstmöglichem Tragekomfort und besonders großem Raumangebot.

- Unterschale mit eingenähtem Klettsystem für 4 einklettbare Modultaschen oder alternativ mit geschweißtem Magnetsystem (3 x 5 Raster) für 4 passende Modultaschen
- Optional ergänzendes Modultaschen-Set für Sauerstoff sowie Modultaschen-Set für die Fronttaschen
- Oberschale mit aufklappbarer Frontwand sowie zahlreichen transparenten Klarsichtfächern und Fixierschlaufen
- Schnellzugriff-Einschubfach für MCAL2 Ampullarium mit weiterer kleiner Fronttasche sowie flachem Frontfach, 2 kleine und 1 längliche Seitentasche
- Mit zahlreichen Details wie Komfort-Tragegriffen, abnehmbaren gepolsterten Rückentragegurten, doppelläufigen Reißverschlüssen, verstärktem Bodenschutz u. v. m.



Inklusive 4 Modultaschen mit Klett oder alternativ Magnet

Großer Innenraum

Mit stabilem Befestigungsgurt

Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer	
						Klettsystem	Magnetsystem
AERObex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	XL	ca. 37 x 51 x 32 cm	ca. 3,9 kg	ca. 58 l	HT03-MMP01-AMP1XLC-R	HT03-MMP11-AMP1XLC-R

Lieferbar ab Q1/2026

AEROcase® – Modultasche MCAL 2.0 Ampullarium

NEUHEIT

Ampullarium der nächsten Generation in „Large“ aus AEROtex® – PLAN (Plane) für die bruch sichere Aufbewahrung von Ampullen, Kanülen und Spritzen.

- Wahl aus drei herausnehmbaren Ampullenleisten-Systemen
 - EASY Click
 - Alu-Leisten (ähnlich dem „Ulmer Koffer“)
 - Schlaufenleisten
- Stabiler herausnehmbarer Mittelsteg mit geräumigen Netztaschen für Spritzen, Kanülen etc.
- Rundherum eingearbeitete Polsterung schützt den Inhalt bruch sicher
- Großzügiges Klarsichtfenster auf der Front für Bestückungsliste / Kennzeichnung
- Doppelläufiger Reißverschluss mit Zipper-Puller



Anwendungsbeispiel: EASYclick



EASYclick: 6 Leisten



Schlaufenleisten: 6 Leisten



Metallschienen: 6 Leisten



Großes Ampullarium mit viel Stauraum



Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer		
						EASYclick	Schlaufenleisten	Metallschienen
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 27 x 23 x 14,5 cm	ca. 0,8 kg	ca. 9 l	① HT03-MCAL2-EC-R	② HT03-MCAL2-SL-R	③ HT03-MCAL2-MB-R

Abbildungen ähnlich

Lieferbar ab Q1/2026

AEROcase® – Modultaschen-Set, Ergänzung Frontfächer

NEUHEIT



+ Zubehör

Für die geschlossenen Frontfächer des MEDpacks bieten wir zusätzlich ein entsprechendes Ergänzungsset an, welches Ihnen weitere Möglichkeiten zur individuellen Organisation bietet.



Klettsystem



Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe Raster	Maße (B x H x T)	Volumen	Bestellnummer
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Grau	1 x 2	ca. 11 x 11 x 23 cm	ca. 2,8 l	HT03-MMP01-C-SET/FP
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Grau	1 x 2	ca. 11 x 11 x 23 cm	ca. 2,8 l	

Lieferbar ab Q1/2026


AEROcase® – Modultaschen-Set, Ergänzung Sauerstoff

NEUHEIT



+ Zubehör

Zur Unterbringung Ihrer Sauerstoff-Flasche sowie des Zubehörs können Sie zusätzlich ein Ergänzungsset bestellen, welches Sie gegen vorhandene Standard-Modultaschen tauschen.



Klettsystem



Magnetsystem



Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe Raster	Maße (B x H x T)	Volumen	Bestellnummer	
					Klettsystem	Magnetsystem
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Ultramarinblau (RAL 5002)	1 x 2	ca. 11 x 11 x 20 cm	ca. 2,4 l	HT03-MMP01-C-SET/O2	HT03-MMP11-C-SET/O2
		1 x 5	ca. 11 x 12 x 46 cm	ca. 6,1 l		

Lieferbar ab Q1/2026

AEROcase® – Modultaschen-Set Standard

NEUHEIT



ⓘ Ersatzteile

Alle MEDpacks werden mit 4 Standard-Modultaschen geliefert, welche als Set nachbestellt werden können. Je nach Wahl des Notfallrucksacks verfügen die Modultaschen entweder über ein Klett- oder Magnetsystem.



Klettsystem



Magnetsystem



Anwendungsbeispiel

Material	Farbe	Größe Raster	Maße (B x H x T)	Volumen	Bestellnummer	
					Klettsystem	Magnetsystem
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	1 x 3	ca. 11 x 11 x 28,5 cm (je Modultasche)	ca. 3,5 l (je Modultasche)	HT03-MMP01-C-SET	HT03-MMP11-C-SET
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					
	● Grau	3 x 2	ca. 34 x 11 x 16 cm	ca. 6 l		

Lieferbar ab Q1/2026

AEROCASE® – MPXL1C

Extrem strapazierfähiger Notfallrucksack EMS in „Extra Large“, aus AERotex® – PLAN (Plane), erhältlich in verschiedenen Farben sowie in Schwarz mit matter Spezialveredelung. Entwickelt für den Dauereinsatz im Rettungsdienst sowie Katastrophenschutz.

- Zweigeteilter Innenraum mit 7 transparenten Modultaschen in unterschiedlichen Größen
 - Integrierte Sauerstoff-Flaschenhalterung für Sauerstoff-Flasche (0,8 | 1 | 2 Liter)
 - Aufklappbare Front- und Mittelwand mit zahlreichen transparenten Klarsichtfächern und Fixierschlaufen
 - Zusätzliche Fixierschlaufen: Fronttasche unten, im Rahmen innen umlaufend
- 2 kleine und 1 längliche Seitentasche, 2 große Fronttaschen sowie Dokumentenfach
 - 2 ergonomische Komfort-Tragegriffe oben und seitlich
 - Abnehmbare gepolsterte Rückentragegurte mit Schnellverschlussgurten zur Fixierung am Körper
 - Doppelläufige Reißverschlüsse
 - Verstärkter Bodenschutz



Klettstreifen für Patches



180°



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	XL	ca. 50 x 52 x 25 cm	ca. 4,1 kg	ca. 59 l	① HT03-MPXL1C-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-MPXL1C-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-MPXL1C-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					④ HT03-MPXL1C-BLK
	● Leuchtröt (RAL 3024)					⑤ HT03-MPXL1C-LR

Die Qualität im Detail



Robuste, rutschhemmende, desinfizierbare Tragegriffe



Transparentes Fenster zum Einschub von Kennzeichnungen



Extra starke und doppelt genietete Metallösen für Rückentragegurte (Farbmarkierungen R/L-Ausrichtung)



Griffige, desinfizierbare Reißverschlussanhänger in Leuchtgelb und optional erhältlich in Grau (HT10-ZP02C-GR/10 – VE 10 Stk.)



Inklusive 7 Modultaschen

AEROCASE® – MPXL1C | Ersatzteile

⑪ Ersatzteile

Rückentragegurte



Material	Farbe	Passend für	Ausrichtung	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	HT03-MPXL1C-R	Rechts	① HT03-MPXL1C-GR/R-R
			Links	② HT03-MPXL1C-GR/L-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)	HT03-MPXL1C-B	Rechts	③ HT03-MPXL1C-GR/R-B
			Links	④ HT03-MPXL1C-GR/L-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)	HT03-MPXL1C-Y	Rechts	⑤ HT03-MPXL1C-GR/R-Y
			Links	⑥ HT03-MPXL1C-GR/L-Y

Modultaschen



Material	Farbe	Passend für	Größe	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	Notfallrucksack MPXL1C	S	① HT03-MPXL1-CS-R
	● Grau			② HT03-MPXL1-CS-GR
	● Signalrot (RAL 3001)		M	③ HT03-MPXL1-CM-R
	● Grau			④ HT03-MPXL1-CM-GR
	● Signalrot (RAL 3001)		L	⑤ HT03-MPXL1-CL-R
	● Grau			⑥ HT03-MPXL1-CL-GR
	● Signalrot (RAL 3001)		XL	⑦ HT03-MPXL1-CXL-R
	● Grau			⑧ HT03-MPXL1-CXL-GR

AEROCASE® – SEG XL

Auslaufartikel



Extrem strapazierfähiger SEG-Notfallrucksack EMS in „Extra Large“ im schlanken Design. Aus AERotex® – PLAN (Plane), erhältlich in verschiedenen Farben sowie in Schwarz mit matter Spezialveredelung. Entwickelt für den Dauereinsatz im Rettungsdienst und für MANV-Szenarien. Sicherer Transport der Notfallausstattung bei höchstmöglichem Tragekomfort und mit großem Raumangebot. Lieferung inklusive 4 Modultaschen.

- Innenraum mit 4 einklettbaren Modultaschen
- Deckelinnenseite mit verschiedenen Fächern und Schlaufen, geeignet zur Dokumentation wie Verletztenanhängekarten (VAK), für kleine Ausrüstungsgegenstände und Stifte
- Mit flachem Frontfach, geeignet für z. B. Klemmbrett
- Robuste, rutschhemmende, desinfizierbare Tragegriffe
- Transparentes Fenster zum Einschub von Kennzeichnungen
- Extra starke und doppelt genietete Metallösen für Rückentragegurte (Farbmarkierungen R/L-Ausrichtung)
- Griffige, desinfizierbare Reißverschlussanhänger in Leuchtgelb und optional erhältlich in Grau (HT10-ZP02C-GR/10 – VE 10 Stk.)



Nachbestellbar: HT03-MPSEGXL1-C-SET

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	XL	ca. 37 x 54 x 17 cm	ca. 3,26 kg	ca. 34 l	① HT03-MPSEGXL1C-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-MPSEGXL1C-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-MPSEGXL1C-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					④ HT03-MPSEGXL1C-BLK
	● Leuchtrot (RAL 3024)					⑤ HT03-MPSEGXL1C-LR

AEROCASE® – EPMC

Auslaufartikel



AED-Notfallrucksack EMS in „Medium“, aus strapazierfähigem AERotex® – PLAN (Plane), mit gepolsterter Fronttasche für den sicheren Transport fast aller gängigen AED-Geräte. Durch den einzigartigen Aufklappmechanismus sind alle Fächer im Notfall schnell zu erreichen und bieten eine strukturierte Übersicht.

- Abklappbare Außentasche mit Polstertableau für fast alle gängigen AED-Geräte
- Zweigeteilter Innenraum mit 2 Klarsichtfächern und 3 Modultaschen sorgt für großzügigen Stauraum
- Entnehm- und veränderbares Polstertableau zum Schutz des Geräts
- Hoher Tragekomfort durch robuste Tragegriffe und gepolsterte, entnehmbare Rückentragegurte
- Frontseitiger Klettstreifen zur individuellen Kennzeichnung



Polstertableau im vorderen Fach

Inklusive 3 Modultaschen

Bequemer Transport mit gepolstertem Schultertragegurt

Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	M	ca. 40 x 42 x 27 cm	ca. 2,9 kg	ca. 45 l	HT03-EPMC

AEROCASE® – MBVL1

Auslaufartikel

Notfalltasche EMS in „Large“ aus AEROTEX® – PLAN (Plane).

- Strukturierte, praxisbezogene Inneneinteilung mit vielseitigen Organisationsmöglichkeiten
 - Hauptfach im Boden mit variabel einstellbarem Trennstegsystem
 - Im oberen Hauptfach fixierbare, entnehmbare Mittelwand mit Riemen, Schlaufen und Fächern für eine optimale Organisation größenspezifischer Materialien
- Bequemer Transport durch ergonomischen Komfort-Tragegriff und gepolstertem Schultertragegurt
 - Geschützter Boden- und Rückenbereich
 - Hauptfach im Deckel mit großen verschließbaren Fächern und Fixierschlaufen



Klettstreifen für Patches

Geschützter Boden- und Rückenbereich




Inklusive
Schultertragegurt



Innenraum-Konzept für den professionellen Einsatz



180°



Individuelle Einteilung leicht gemacht



Befüllungsbeispiel



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROTEX® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 45 x 34 x 19 cm	ca. 2,9 kg	ca. 29 l	HT03-MBVL1-R

AEROCASE® – MCAS1

Ampullarien

Ampullarium EMS in „Small“ aus AEROTEX® – PLAN (Plane) für die bruchsichere Aufbewahrung von Ampullen, Kanülen und Spritzen.

Kleines Ampullarium

- Aufnahme von 50 Ampullen (24x 1 ml | 14x 1- 2 ml | 7x 5 ml | 5x 10 ml)
- Mittelsteg per Klett entnehmbar
- Beidseitig eingearbeitete Fixierschlaufen
- Klarsichtfenster für eine Bestückungsliste
- Rundherum eingearbeiteter Schaumstoff schützt den Inhalt bruchsicher
- Klettstreifen auf der Rückseite für die Befestigung in Notfallbehältnissen
- Platzsparende Aufnahme in Notfalltaschen oder -rucksäcken



Aufnahme von 50 Ampullen



Mittelsteg per Klett entnehmbar



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROTEX® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	S	ca. 18 x 14 x 7,5 cm	ca. 0,23 kg	ca. 1,9 l	HT03-MCAS1-R

AEROCASE® – MCAL1

Auslaufartikel

Ampullarien

Ampullarium EMS in „Large“ aus AEROTEX® – PLAN (Plane) für die bruchsichere Aufbewahrung von Ampullen, Kanülen und Spritzen.

Großes Ampullarium

- Herausnehmbare Ampullentableaus mit professionellen Ampullenleisten und 3 elastischen Fixierschlaufen
- Gepolsterter Mittelsteg mit geräumigen Klarsichtfächern für Spritzen, Kanülen etc.
- Rundherum eingearbeiteter Schaumstoff schützt den Inhalt bruchsicher
- Klarsichtfenster für Bestückungsliste / Kennzeichnung
- Klettstreifen auf der Rückseite für die optimale Befestigung in Notfallbehältnissen
- Doppelläufiger Reißverschluss mit Zipper-Puller



Aufnahme von 66 Brechampullen
und 6 Stechampullen



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROTEX® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 27 x 22 x 9,5 cm	ca. 1,20 kg	ca. 6 l	HT03-MCAL1-R

AEROCASE® – Gürtelampullarium

Ampullarium EMS in „Medium“ aus rotem AERotex® – PLAN (Plane) mit Spezialveredelung, für die bruchsichere Aufbewahrung von Ampullen, direkt am Gürtel. Geeignet als platzsparende alternative Aufnahme in Notfallrucksäcken oder -taschen.

- Aus wasserabweisendem und desinfizierbarem Planenmaterial mit matter Spezialveredelung
- Verfügbar in Signalrot (RAL 3001)
- Geeignet für die Aufnahme von 8 großen Ampullen (10 ml) oder bis zu 16 kleinen Ampullen (1 - 2 ml)
- Mit praktischer Gürtelschlaufe zur fixen und Gürtelclip zur abnehmbaren Befestigung auf der Rückseite
- Mittelsteg aus Folie für Beschriftungen
- Beidseitig eingearbeitete Fixierschlaufen
- Rundherum eingearbeiteter Schaumstoff schützt den Inhalt bruchsicher



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	S	ca. 12 x 8 x 5 cm	ca. 0,1 kg	ca. 0,48 l	HT13-SBGA01-R


Die perfekte Lösung zur Anbringung im Fahrzeug

EASY Click - Ampullenleisten-System

Sie suchen noch nach einer idealen Anbringungsmöglichkeit im Fahrzeug und die üblichen Lösungen stellen Sie nicht zufrieden? Mit unserem EASY Click - Ampullenleisten-System bieten wir Ihnen eine ideale Lösung!

- Geeignet zur flexiblen Unterbringung aller erforderlichen Ampullen im Medikamentenschrank
- Innovative Möglichkeit für den sicheren Transport der Brech- und Stechampullen
- Zur einfachen und schnellen Fixierung sowie Entnahme der Ampullen
- Gefertigt aus High-Tech-Kunststoff
- Für Ampullen bis 17 mm Durchmesser

Weitere Informationen zu unseren EASY Click - Modellen sowie zur Anwendung finden Sie auf S. 45. Zusätzliche variabel anbringbare Einzelkomponenten finden Sie im Katalog „AEROCASE® – Baukastensystem“!



Anwendungsbeispiel auf Plexiglaswechselplatte im Medikamentenschrank

AEROCASE® – MCIS1

Intubationstasche EMS in „Small“ aus AERotex® – DURA (Nylon) für die Aufnahme der zur Atemwegssicherung benötigten Materialien, wie z. B. Endotrachealtuben, Führungsstäbe, Laryngoskopspatel und weiteres.

Intubationstasche MCIS1

Platzsparend zusammenrollbare Intubationstasche aus strapazierfähigem Nylonmaterial AERotex® – DURA (Nylon).

- Hochwertiges Nylon: Besonders reißfeste Fasern | Strapazierfähig und langlebig
- Übersichtlich strukturierter Innenraum mit breiten, stabilen Fixierschlaufen
- Geräumige, separat verschließbare Innentasche
- Seitliche Laschen schützen den Inhalt vor dem Herausfallen
- Längenverstellbarer Verschlussgurt mit Weitenregulierung per Klettverschluss



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – DURA (Nylon)	● Ultramarinblau (RAL 5002)	S	ca. 30 x 16 x 4 cm	ca. 0,24 kg	ca. 2 l	HT01-MCIS1-B

AEROCASE® – MCIL1

Intubationstasche EMS in „Large“ aus AERotex® – DURA (Nylon) für die Aufnahme der zur Atemwegssicherung benötigten Materialien, wie z. B. Endotrachealtuben, Führungsstäbe, Laryngoskopspatel und weiteres.

Intubationstasche MCIL1

Große geräumige Intubationstasche aus strapazierfähigem AERotex® – PLAN (Plane).

- Robuste und gut desinfizierbare verarbeitete Materialien
- Elastische Fixierschlaufen im Boden und Deckel
 - Feste Fixierschlaufen für z. B. Guedeltuben, Laryngoskopspatel und -griffe, Magillzange und Führungsstäbe
 - Fixierschlaufen mit Druckknopf für z. B. Tubenhalter und Pflasterrolle
- Klarsichtfächer mit Magnetverschluss zur Unterbringung von Endotrachealtuben und Larynxmasken
- Klarsichtfenster auf der Front für Bestückungsliste / Kennzeichnung
- Klettstreifen auf der Rückseite für die optimale Befestigung in Notfallbehältnissen
- Doppelläufiger Reißverschluss mit Zipper-Puller



Klettstreifen für Befestigung



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Ultramarinblau (RAL 5002)	L	ca. 35 x 25 x 10 cm	ca. 0,90 kg	ca. 9 l	HT03-MCIL1-B

AEROCASE® – MBOL1

Notfall-Sauerstoff-Tasche EMS in „Large“ aus blauem AEROTex® – PLAN (Plane).

- Gepolsterte Außenwände schützen den Innenraum
- Hauptfach aus AEROTex® – PLAN (Plane) mit Fixiergurten für Sauerstoff-Flaschen (2 und 5 Liter) und zusätzlichen Staufächern ❶
- Außenliegende Fronttasche ❷ mit Klettstreifen, für die Aufnahme des zusätzlichen Beatmungszubehörs
- Arretierungsgurt zum Beschränken der max. Öffnungsweite ❸
- EASY Access-Fenster zur Regulierung des O₂-Flows und Kontrolle des Flascheninhalts ❹
- Befestigungsgurte für den Transport an einer Trage ❺
- Bequemer Transport mit gepolstertem Schultertragegurt oder breiten Tragegurten ❻



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROTex® – PLAN (Plane)	● Ultramarinblau (RAL 5002)	L	ca. 55 x 21 x 31 cm	ca. 1,4 kg	ca. 36 l	HT03-MBOL1-B

AEROCASE® 1R



Unsere Produktserie AEROCASE® – 1R ist Ihre bevorzugte Wahl für Ersthelfer – First Responder, die eine professionelle Ausstattung zum Einstiegspreis suchen. Diese Produkte für die medizinische Erstversorgung überzeugen durch ihr kompaktes und leichtes Design, eine durchdachte Innenaufteilung zur optimalen Organisation und somit schnellen Zugriff auf Ihre lebenswichtige Ausrüstung in kritischen Situationen. Ob unser beliebter RESPONDERpack – der Bestseller unserer 1R-Serie – oder unsere RESPONDERbags in unterschiedlichen Größen und mit optimaler Facheinteilung, unsere Behältnisse sorgen für Ihren sicheren Einsatz.

✓ Allgemeine Informationen 1R

- Alle Maße sind ohne Griff angegeben; das Gewicht ist inklusive Modultaschen, ohne Befüllung.
- Alle angegebenen Maße unterliegen produktionsbedingt einer branchenüblichen Toleranz von ±1,5 cm je Maß.
- Das Volumen ergibt sich aus dem Hauptfach sowie allen außenliegenden Taschen und Fächern.
- Dargestellte Befüllungen sind zur Illustration und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Änderungen hinsichtlich der beworbenen Produkte behalten wir uns vor.



AEROCASE® – RESPONDERpack

Notfallrucksack 1R in „Large“ aus AERotex® – PLAN (Plane) oder AERotex® – PES (Polyester).

- Hauptfach mit stabilem Korpus-Rahmen und entnehmbarem Trennsteg
 - 5 transparente, formstabile, einklettbare Modultaschen im Innenraum: 3 im Hauptfach, 2 in der ausklappbaren Front
 - Elastische Fixierschlaufen innen, 2 Seitentaschen, 2 Fronttaschen, Klarsichtfach
- Ergonomischer verbesserter Tragegriff und gepolsterte Rückentragegurte mit Schnellverschlussgurten zur Fixierung am Körper
 - Verstärkter Bodenschutz aus Planenmaterial
 - Doppelläufige Reißverschlüsse
 - Klettstreifen für Patches



Gepolsterte, ergonomische Rückentragegurte

Netz im Rückenbereich



Bei allen Modellen



Hochwertiges schwarzes AERotex® – PES (Polyester) im Innenraum des Hauptfachs und der Vortasche

Besonders reißfest und leicht abwaschbar! - bei allen Modellen -



Übersichtliches Innenraum-Konzept

Individuelle Organisation

- 5 Modultaschen in verschiedenen Größen
- Plane - einfarbig
- Polyester - farblich abgesetzt
- Klarsichtfenster und Haltegriffe



Modell: Plane



Modell: Polyester

AERotex® – PLAN



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Ausstattung	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 36 x 47 x 26 cm	ca. 2 kg	ca. 44 l	Modultaschen-Set Plane, Rot	❶ HT03-RPL1C-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					Modultaschen-Set Plane, Blau	❷ HT03-RPL1C-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					Modultaschen-Set Plane, Leuchtgelb	❸ HT03-RPL1C-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					Modultaschen-Set Plane, Tiefschwarz	❹ HT03-RPL1C-BLK
	● Violett (RAL 4008)					Modultaschen-Set Plane, Violett	❺ HT03-RPL1C-V
	● Leuchtrot (RAL 3024)					Modultaschen-Set Plane, Leuchtrot	❻ HT03-RPL1C-LR

AERotex® – PES



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Ausstattung	Bestellnummer
AERotex® – PES (Polyester)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 36 x 47 x 26 cm	ca. 1,7 kg	ca. 44 l	Modultaschen-Set (Polyester), 5-farbig	❻ HT01-RPL1C-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)						❼ HT01-RPL1C-B
	● Schwarz						❽ HT01-RPL1C-BLK

Modultaschen-Sets



Material	Farbe	Bestellnummer
AERotex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	❶ HT03-RPL1-C-SET-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)	❷ HT03-RPL1-C-SET-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)	❸ HT03-RPL1-C-SET-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)	❹ HT03-RPL1-C-SET-BLK
	● Leuchttrot (RAL 3024)	❺ HT03-RPL1-C-SET-LR
	● Violett (RAL 4008)	❻ HT03-RPL1-C-SET-V
	● ● ● ● ● 5-farbig	❼ HT03-RPL1-C-SET
AERotex® – PES (Polyester)	● ● ● ● ● 5-farbig	❽ HT01-RPL1-C-SET

HUM
Systems for Life®

AEROCASE® – RESPONDERbag S | M | L

Notfalltasche 1R in „Small“, „Medium“ und „Large“ aus AERotex® – PLAN (Plane) oder AERotex® – PES (Polyester). Ideal für die professionelle Erstversorgung. Extrem robust, strapazierfähig und formstabil konstruiert sowie mit hochwertigen, breiten Reißverschlüssen ausgestattet.



Verarbeitungsdetails

- Zipper in Signalfarbe zur verbesserten Wahrnehmung
- Breiter Klettstreifen (4 cm) für Patches
- Rundum stark reflektierende Reflexstreifen
- Klarsichtfach für die gut sichtbare Unterbringung von Unterlagen und Informationen

Professionell organisiert

2 große Seitentaschen

- Viel optionaler Stauraum

Geräumige Fronttasche

- Große Fronttasche mit mehr Sortieroptionen

Geschützter Bodenbereich

- Wannenförmiger Boden aus stabilem Planenmaterial
- 5 robuste Kunststoff-Pyramidenfüße
- Standfestigkeit und Schutz



Breite Klettstreifen für das Anbringen individueller Patches



5 robuste Kunststoff-Pyramidenfüße



Zipper in Signalfarbe



Inklusive Schultertragegurt

Weitere Ausstattungsdetails RESPONDERbag S | M

Übersichtlicher Innenraum

- Großes, übersichtliches Raumangebot
- Innenliegendes Reißverschlussfach im Deckel
- Dreigeteiltes Hauptfach mit fester Inneneinteilung
- Sinnvoll angeordnete Fixierschlaufen
 - Im Deckel
 - An der innenliegenden Rückseite

Flexibel

- Kompaktes und platzsparendes Design
- Vielseitig nutzbare Staufächer
- Einfache Handhabung

Rundum-Schutz

- Sehr robust und strapazierfähig
- Formstabile Konstruktion

Mehr Handlungsspielraum

- Lieferung inklusive Schultertragegurt
- Hände frei für mehr Bewegungsfreiheit

Gepolsterte Inneneinteilung

- Schützt die Ausrüstung
- Sorgt für Ordnung

Großes Klarsichtfach

- Viel Platz, um Unterlagen und Informationen schnell zu erkennen



Deckel für individuelle Kennzeichnung

Weitere Ausstattungsdetails RESPONDERbag L

Professionell organisiert

- Sehr großes Raumangebot für umfangreiche Ausstattungen
- Innenliegendes Reißverschlussfach im Deckel
- Strukturierte, praxisbezogene Inneneinteilung
- Innenraum mit variablem Trennstegsystem
- Robuste Fixierschlaufen (Qualität A) in:
 - Innenraum
 - Fronttasche

Unterteilte Fronttasche

- Viele nützliche, verschieden große Schlaufen und Trennfächer
- Nutzbar z. B. für Infusionszubehör, Diagnostikgeräte etc.

Optimaler Schutz

- Verstärkt konstruierte Seitenwände
- Rundum gepolstert
- Geschützter Bodenbereich

Variabler Innenraum

- Stege entnehmbar und einteilbar



Aufwendig unterteilte Fronttasche

AEROcase® – RESPONDERbag S



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	S	ca. 37 x 21 x 27 cm	ca. 1,0 kg	ca. 21 l	① HT03-RBS1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-RBS1-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-RBS1-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					④ HT03-RBS1-BLK
	● Leuchtröt (RAL 3024)					⑤ HT03-RBS1-LR
AEROtex® – PES (Polyester)	● Signalrot (RAL 3001)			ca. 0,7 kg		⑥ HT01-RBS1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					⑦ HT01-RBS1-B

AEROcase® – RESPONDERbag M



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AEROtex® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	M	ca. 43 x 25 x 27 cm	ca. 1,0 kg	ca. 29 l	① HT03-RBM1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-RBM1-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-RBM1-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					④ HT03-RBM1-BLK
	● Leuchtröt (RAL 3024)					⑤ HT03-RBM1-LR
AEROtex® – PES (Polyester)	● Signalrot (RAL 3001)			ca. 0,8 kg		⑥ HT01-RBM1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					⑦ HT01-RBM1-B

AERObase® – RESPONDERbag L



Material	Farbe	Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERObase® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	L	ca. 52 x 32 x 32 cm	ca. 1,5 kg	ca. 53 l	① HT03-RBL1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					② HT03-RBL1-B
	● Leuchtgelb (RAL 1026)					③ HT03-RBL1-Y
	● Tiefschwarz (RAL 9005)					④ HT03-RBL1-BLK
	● Leuchtröt (RAL 3024)					⑤ HT03-RBL1-LR
AERObase® – PES (Polyester)	● Signalrot (RAL 3001)			ca. 1,2 kg		⑥ HT01-RBL1-R
	● Ultramarinblau (RAL 5002)					⑦ HT01-RBL1-B
	● Schwarz					⑧ HT01-RBL1-BLK

HUM
Systems for Life®

AERObase® – RBVM1C

Extra robuste Notfalltasche in „Medium“ aus rotem AERObase® – PLAN (Plane) mit variabler Inneneinteilung, inkl. Sauerstoff-Halterung. Lieferung inklusive 4 Modultaschen.

- Integrierte Halterung für Sauerstoff-Flasche 0,8 | 1 | 2 Liter
- Variabel einteilbares Hauptfach mit 3 herausnehmbaren Trennstegen für eine individuelle Facheinteilung
- 4-farbig abgesetzte Innentaschen mit Tragegurten für die individuelle Organisation - einsehbar, tragbar und standfest
- Innenfach in der innenliegenden Modultaschenabdeckung / Verschlusslasche
- Frontseitiges großes Klarsichtfach für eine individuelle Kennzeichnung
- Ausgestattet mit Tragegriffen, einem kombinierten abnehmbaren Schulter- / Rückentragegurt und 5 Kunststofffüßen
- Doppelläufiger Reißverschluss



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Volumen	Bestellnummer
AERObase® – PLAN (Plane)	● Signalrot (RAL 3001)	ca. 47 x 28 x 25 cm	ca. 2,48 kg	ca. 33 l	① HT03-RBVM1C
	● ● ● ● 4-farbig	ca. 24 x 13 x 10 cm	-	-	② HT03-RBVM1-C-SET



AEROfusion ist unsere Marke für die Erste Hilfe im Bereich Venenstauer, welche Ihnen hohe Funktionalität und gleichzeitig Möglichkeit zur Individualisierung bieten. Professionell und patientenfreundlich, einsetzbar im Rettungsdienst, in der Klinik oder in Arztpraxen sowie Pflegeeinrichtungen.

AEROfusion – Einhand-Venenstauer

Als wichtiger Bestandteil einer jeden Erste Hilfe- und Praxisausstattung bieten wir Ihnen mit unseren AEROfusion – Einhand-Venenstauern eine patientenfreundliche und sichere Lösung.

Dank des Multifunktionsverschlusses, welcher getrenntes Entstauen und Öffnen erlaubt, sparen Sie Zeit beim Anlegen und schützen gleichzeitig den Patienten vor Quetschungen oder eingeklemmter Haut. Zudem ist das Polyesterband hautfreundlich und mit einer Elastizität von 250 % besonders robust.

AEROfusion – Einhand-Venenstauer

Professioneller und patientenfreundlicher Venenstauer, geeignet für Erwachsene und Kinder. Individualisierbare Lösung, bequeme Einhandbedienung und dank des Multifunktionsverschlusses getrennt zu entstauen und zu öffnen.

Hilfsmittel zur

- Blutstauung
- Blutentnahme
- Infusion

Einfaches Handling

- Multifunktionsverschluss für leichtes Öffnen bzw. Lockern
- Schnelle Einhandbedienung ohne Umgreifen
- Leichtes Anlegen und sicheres Entstauen
- Sicher aufgerollt durch Klemmverschluss
- Mit Öse zum Aufhängen

Patientenfreundlich und sicher


- Kein Kneifen, Klemmen oder Quetschen der Haut
- Hautfreundliches und mit einer Elastizität von 250 % sehr robustes Polyesterband
- Zuverlässiger Halt dank stabilem Sicherheitsverschluss
- Desinfizierbar und waschmaschinenfest bis




Bedienung

- Die Stauschlinge um den Arm legen und die Schnalle schließen. ❶
- An dem Bandende ziehen, bis der Arm ausreichend gestaut ist. ❷
- Zum Lockern der Stauschlinge Taste B drücken. ❸
- Öffnen des Venenstauers, indem man die Taste A drückt. ❹


❶ Verschließen




❷ Festziehen



❸ Lockern



❹ Öffnen



Kundenspezifische Venenstauer auf Anfrage erhältlich

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 10 verschiedenen Farben möglich!

Material	Standardfarbe*	Maße (L x B)	Gewicht	Bestellnummer
Polyester, Elastan (Band), ABS (Verschluss)	Blau / Weiß	40 x 3,5 cm (2,5 cm Breite Band)	ca. 31 g	HVS01-25W/B-V2.0

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich



AEROuse steht für erstklassige Lösungen im Bereich der Ersten Hilfe sowie optimalen Schutz im Rettungsdienst. Wir bieten Ihnen zuverlässige Produkte für höchste Ansprüche und vielseitige Einsatzzwecke.

AEROuse – EASY Gloves | Einmal-Handschuhe Nitril

Unsere Einmal-Handschuhe entsprechen Ihrem Bedarf an hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung in verschiedensten Einsatzbereichen. Ob bei der Untersuchung von infektiösen Patienten, im Umgang mit Chemikalien, im Labor oder bei Lebensmittelkontakt– Schutz und ein hoher Tragekomfort spielen jederzeit eine zentrale Rolle.

AEROuse – Sofort-Kältekompressen

Ob in Gesundheitseinrichtungen, Betrieben oder im Privatbereich, Sofort-Kältekompressen sollten in keiner Erste Hilfe-Ausstattung fehlen. Mit der AEROuse – Sofort-Kältekompressen sind Sie bestens ausgestattet, wenn es auf eine schnelle Intensivkühlung ankommt.

AEROuse – Rettungsdecke GS1

Als Standardausrüstung im Rettungsdienst und Bestandteil von Betriebs- und Kfz-Verbandkästen steht Ihnen mit unserer Rettungsdecke GS1 eine strapazierfähige Aluminium beschichtete Spezialfolie zur Verfügung, die Verunglückte bei der Ersten Hilfe zuverlässig vor Unterkühlung oder Überhitzung schützt.

AEROuse – EASY Gloves | Einmal-Handschuhe Nitril

Hochwertige Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus blauem oder violettblauem Nitril, puder- und latexfrei, mit Rollrand. Die Handschuhe tragen dazu bei, Kreuzkontaminationen im Rahmen von medizinischen Untersuchungen und diagnostischen / therapeutischen Verfahren zu verhindern, die unter unsterilen Bedingungen durchgeführt werden und schützen den Anwender vor gesundheitsgefährdenden Stoffen und Mischungen sowie schädlichen biologischen Stoffen, die sehr schwerwiegende oder irreversible Gesundheitsschäden verursachen können.

- Mit Rollrand - zuverlässiger Halt, schnell und leicht an- und auszuziehen
- Finger texturiert - sehr gute Griffsicherheit und hervorragendes Tastempfinden
- Empfehlenswert bei empfindlicher Haut und Latex-Allergie
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Passend für beide Hände

EU-Konformität

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Medizinische Untersuchungshandschuhe gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuhe gem. DIN EN 420
- Geprüft nach DIN EN 374 - Sicherer Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen

+ Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 (PPER)

Vollständige Liste der angewendeten Standards sowie der Prüfchemikalien auf Anfrage erhältlich

Modell Premium Guard

- Erhältlich in den Größen S - XL, Farbe Blau
- Wandstärke Finger ca. 0,14 mm, Handfläche ca. 0,09 mm
- Länge 290 mm (+/- 10 mm)

Modell Nitrile Light

- Erhältlich in den Größen S - XL, Farbe Violettblau
- Wandstärke Finger ca. 0,09 mm, Handfläche ca. 0,07 mm
- Länge 240 mm

Einsatzbereiche

- Klinik
- Rettungsdienst
- Arztpraxen
- Pflegeheime
- Küchen / Lebensmittelverarbeitung etc.



Modell Premium Guard



Modell Nitrile Light



Auf Anfrage sind weitere Modelle erhältlich

Modellbezeichnungen	Farbcode	Größen	Stück*	Bestellnummer	
Premium Guard	●	S 6 - 7	100	HHS01-PG-PF3-B-S	EN ISO 374-1:2016/Type B
	●	M 7 - 8		HHS01-PG-PF3-B-M	
	●	L 8 - 9		HHS01-PG-PF3-B-L	
	●	XL 9 - 10	90	HHS01-PG-PF3-B-XL	
Nitrile Light	●	S 7	150	HHS01-L-PF3-B-S	EN ISO 374-1:2016/Type C
	●	M 8		HHS01-L-PF3-B-M	
	●	L 9		HHS01-L-PF3-B-L	
	●	XL 10	135	HHS01-L-PF3-B-XL	

*Je Spenderbox

AEROuse – Sofort-Kältekomresse

Für die Linderung von Schmerzen und Schwellungen bei Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen, leichten Verbrennungen und vieles mehr.

- Sofortige Intensivkälte ohne Vorkühlung
- Einfache Aktivierung durch Zusammendrücken
- Auf Urea- / Wasser-Basis
- Einmalgebrauch

Einsatzbereiche

- Sanitäts- und Rettungsdienst
- Betriebsverbandkasten gem. DIN 13157 | DIN 13169
- Freizeit und Sport
- Privater Haushalt



VE = 20 Stk. / Karton
3.600 Stk. / Palette



Kundenspezifische Kältekompressen auf Anfrage erhältlich

Mit individuellem Kundenlogo und in eigenem Design möglich!

Material	Standardfarbe	Maße (B x L)	Gewicht	Bestellnummer
Polyethylen (PE), Nylon	Blau / Weiß	15 x 17 cm	ca. 155 g	HKP01-U-15x17


AEROuse – Rettungsdecke GS1

Hochwertige aluminiumbeschichtete Rettungsdecke, die verunglückte Personen bei der Ersten Hilfe vor Kälte und Unterkühlung sowie vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützt.

- Extrem dünn und reißfest
- Stark reflektierend
- Verhindert Wärmeverlust
- Schützt vor Unterkühlung
- Stoppt weitgehend die Wärmestrahlung
- Gute Sichtbarkeit an der Unglücksstelle

Einsatzbereiche

- Sanitäts- und Rettungsdienst
- Betriebsverbandkasten gem. DIN 13157 | DIN 13169
- Kfz-Verbandkasten gem. DIN 13164
- Freizeit und Sport
- Privater Haushalt



VE = 1 Stk.
250 Stk. / Karton
9.000 Stk. / Palette



Farbe: Olivgrün / Silber



Auf Anfrage auch als Tactical Version erhältlich

Material	Farbe	Maße (B x L)	Gewicht	Bestellnummer
Polyesterfolie, Aluminium beschichtet	Gold / Silber	160 x 210 cm	ca. 60 g	HD01-GS1-160x210

GASVERSORGUNG
INHALATIONSTHERAPIE



AEROWay® ermöglicht die präzise Steuerung der Gasversorgung mittels Druckminderer, Flowregler, Flowmeter plus umfangreichem Zubehör und ist im Rettungsdienst und der Klinik gefragte und geschätzte Ausrüstung in der Sauerstoff-Versorgung. Die Lösungen von Air Liquide Healthcare runden das Sortiment um Inhalationssysteme für die Aerosoltherapie ab.

AEROWay® – Druckminderer, Flowregler und Flowmeter

Präzision, gute Ablesbarkeit sowie Zuverlässigkeit sind Eigenschaften, die Kunden bei diesen Produkten gerne benennen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten sind gegeben sowie die Auswahl zwischen Modellen mit stufenloser, stufenweiser oder fest eingestellter Sauerstoff-Dosierung. Für die Anwendung mit Sauerstoff und Druckluft erhältlich.

Air Liquide Healthcare - Inhalationssysteme für die Aerosoltherapie

Die leistungsstarken Inhalationssysteme von Air Liquide Healthcare eignen sich zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege und bieten Anwendern der Bereiche Homecare, Pflegeheime sowie Kliniken optimale Lösungen bei höchster Verlässlichkeit.

Fine ZGA | RTM3 Flowmeter



Druckkompensierte Flowmeter gemäß DIN EN ISO 15002, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken.

- Konstanter und präziser Flow, stufenlos einstellbar
- Anschlüsse: Eingang ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Eingangsdruck 4,5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Flowmetergehäuse aus Polyamid (PA)
- Integrierter Eingangsfilter

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage



*Versionen mit Druckschlauch inklusive Wandschienenklaue HWS01-KLEK



		O ₂ -Flow				Bestellnummer	
						Anschluss	
		1,5 l/min	5,0 l/min	15,0 l/min	30,0 l/min	ZGA-Stecker	Druckschlauch 1,5 m mit ZGA-Stecker
O ₂	Standard	✓				HDM00-1.5F-ZGA	HDM00-1.5FS-ZGA
			✓			HDM00-5F-ZGA	HDM00-5FS-ZGA
				✓		HDM00-15F-ZGA	HDM00-15FS-ZGA
					✓	HDM00-30F-ZGA	HDM00-30FS-ZGA
AIR	Standard	✓				HDM04-1.5F-ZGA	HDM04-1.5FS-ZGA
			✓			HDM04-5F-ZGA	HDM04-5FS-ZGA
				✓		HDM04-15F-ZGA	HDM04-15FS-ZGA
					✓	HDM04-30F-ZGA	HDM04-30FS-ZGA

Andere Schlauchlängen auf Anfrage erhältlich | Abbildungen ähnlich

Fine ZGA | RTM3 Doppel-Flowmeter

Druckkompensierte Flowmeter gemäß DIN EN ISO 15002, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken.

- Konstanter und präziser Flow, stufenlos einstellbar
- Anschlüsse: Eingang ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Eingangsdruck 4,5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Flowmetergehäuse aus Polyamid (PA)
- Integrierter Eingangsfilter

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Flowmeter als Doppelausführung, für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage

1 O₂ - Standard



Halteplatte zum Einschub in Wandschienenklaue

Druckschlauch mit DIN-Stecker

2 AIR - Standard



		O ₂ -Flow				Bestellnummer	
						Anschluss	
		1,5 l/min	5,0 l/min	15,0 l/min	30,0 l/min	ZGA-Stecker	Druckschlauch 1,5 m mit ZGA-Stecker
O ₂	Standard	✓				HDM00-1.5F2-ZGA	HDM00-1.5F2S-ZGA
			✓			HDM00-5F2-ZGA	HDM00-5F2S-ZGA
				✓		HDM00-15F2-ZGA	HDM00-15F2S-ZGA
					✓	HDM00-30F2-ZGA	HDM00-30F2S-ZGA
AIR	Standard	✓				HDM04-1.5F2-ZGA	HDM04-1.5F2S-ZGA
			✓			HDM04-5F2-ZGA	HDM04-5F2S-ZGA
				✓		HDM04-15F2-ZGA	HDM04-15F2S-ZGA
					✓	HDM04-30F2-ZGA	HDM04-30F2S-ZGA

Andere Schlauchlängen auf Anfrage erhältlich | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Druckminderer

Fine | REGFLOW Druckminderer

Druckminderer mit druckkompensiertem Flowmeter gemäß DIN EN ISO 10524-1, für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte.

- Stufenlose Sauerstoff-Dosierung
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4"
- Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 4 - 6 mm
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 4,5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Flowmetergehäuse aus Polyamid (PA)
- Integriertes Sicherheitsventil und Eingangsfilter

Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte



UNF 9/16"
Schlauchanschlussstülle 4 - 6 mm

Druckminderer - O₂

O ₂ -Flow	Bestellnummer
1,5 l/min	HDM00-1.5
5,0 l/min	HDM00-5
15,0 l/min	HDM00-15
30,0 l/min	HDM00-30

Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Druckminderer

Fast | REGSON Druckminderer

Druckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1, für tragbare Sauerstoff-Geräte sowie fahrbare Sauerstoff-Standgeräte.

- Stufenweise einstellbarer Flow
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4" (O₂) | G 5/8" (AIR)
- Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 4 - 6 mm
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 4,5 bar
- Bei frontaler Ansicht eingestellter sowie benachbarte Flows sichtbar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Integriertes Sicherheitsventil und Eingangsfilter

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Zusätzliche Abgänge: Beatmung | Absaugung | DIN-Kupplung 13260

Für tragbare und fahrbare Sauerstoff-Geräte



UNF 9/16"
Schlauchanschlussstülle 6 mm

Druckminderer - O₂

O ₂ -Flow Flow-Stufen	Bestellnummer
1 l/min 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 l/min	HDM01-1
5 l/min 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min	HDM01-5
15 l/min 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min	HDM01-15
25 l/min 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 15 - 25 l/min	HDM01-25
50 l/min 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 l/min	HDM01-50

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich



Mengenregelblende mit zwei Anzeigen (seitlich und frontal)

Flow stufenlos einstellbar

Druckminderer mit zusätzlichen Abgängen



Abgang DIN-Kupplung
4,5 bar | 150 l/min

Beatmung fest eingestellt
15 l/min

Absaugung (Injektor)
fest eingestellt



Absaugung (Injektor)
fest eingestellt

Abgang DIN-Kupplung
4,5 bar | 120 l/min

Beatmung fest eingestellt
15 l/min

Abgang DIN-Kupplung
4,5 bar | 120 l/min

Druckminderer - O₂

O ₂ -Flow Flow-Stufen	Zusätzliche Abgänge	Bestellnummer
5 l/min 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min	DIN-Kupplung 4,5 bar 150 l/min	① HDM01-5-PS
	DIN-Kupplung 4,5 bar 150 l/min	① HDM01-15-PS
	Beatmung 15 l/min fest eingestellt	② HDM01-15-B
	Absauginjektor regelbar auf / zu	③ HDM01-15-V
15 l/min 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min	Absauginjektor regelbar auf / zu	④ HDM01-15-PSV
	Beatmung 15 l/min fest eingestellt	⑤ HDM01-15-PSB

Abbildungen ähnlich



AIR - Standard

Druckminderer - AIR

O ₂ -Flow Flow-Stufen	Anschluss	Abgang	Bestellnummer
15 l/min 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min	G 5/8"	UNF 9/16" und Tülle	⑥ HDM04-15

Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Druckminderer

Flow stufenweise einstellbar

Fast | REGSON Druckminderer

Druckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1, als kompakte Ausführung für Notfallkoffer, -taschen und -rucksäcke. Aus der Ausgangsposition (Flow = 0) direkt auf maximalen Flow einstellbar.

- Stufenweise einstellbarer Flow
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4" für Sauerstoff-Flaschen
- Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 4 - 6 mm
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 4,5 bar
- Bei frontaler Ansicht eingestellter sowie benachbarte Flows sichtbar

- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Integriertes Sicherheitsventil und Eingangsfilter

Unterschiedliche Modelle

- Rechts- oder Linksanschluss
- Zusätzliche Abgänge: Für den Anschluss von Beatmungsgeräten oder Demandventilen

Für Notfall- und Transportbehältnisse



Druckminderer | Mit Rechts- oder Linksanschluss

	Zusätzliche Abgänge	O ₂ -Flow Flow-Stufen						
		O ₂ -Flow				Bestellnummer		
		1 l/min	5 l/min	15 l/min	25 l/min	Zusätzliche Abgänge	Rechtsanschluss	Linksanschluss
		1 l/min	5 l/min	15 l/min	25 l/min			
O ₂	Ohne	✓					1 HDM01-1-KR	2 HDM01-1-KL
			✓				1 HDM01-5-KR	2 HDM01-5-KL
				✓			1 HDM01-15-KR	2 HDM01-15-KL
					✓		1 HDM01-25-KR	2 HDM01-25-KL
	+ Zusätzliche Abgänge	✓				DIN-Kupplung 4,5 bar 150 l/min	3 HDM01-1-KRPS	HDM01-1-KLPS
				✓			3 HDM01-15-KRPS	HDM01-15-KLPS
					✓		3 HDM01-25-KRPS	HDM01-25-KLPS
				✓		2 x DIN-Kupplung 4,5 bar 150 l/min	4 HDM01-15-KRPS2	HDM01-15-KLPS2
				✓		G 3/8" 5,0 bar 110 l/min	5 HDM01-15-KRSA	HDM01-15-KLSA

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Flowregler

Flow stufenweise einstellbar

Fast ZGA | DEBSON2 Flowregler

Flowregler gemäß DIN EN ISO 15002, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken. Übersichtliche und schnelle Handhabung durch Easy Click-Einstellung.

- Konstanter und präziser Flow, stufenweise einstellbar
- Anschlüsse: Eingang ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Eingangsdruck 4,5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Integrierter Eingangsfilter

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage



Einzel-Flowregler



O ₂ Flow-Stufen		1 l/min 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 l/min 5 l/min 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min 15 l/min 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min 25 l/min 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 15 - 25 l/min 50 l/min 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 l/min					Bestellnummer	
		O ₂ -Flow					Anschluss	
		1 l/min	5 l/min	15 l/min	25 l/min	50 l/min	ZGA-Stecker	Druckschlauch 1,5 m mit ZGA-Stecker
O ₂	Standard	✓					HDM01-1-ZGA	HDM01-1S-ZGA
			✓				HDM01-5-ZGA	HDM01-5S-ZGA
				✓			HDM01-15-ZGA	HDM01-15S-ZGA
					✓		HDM01-25-ZGA	HDM01-25S-ZGA
						✓	HDM01-50-ZGA	HDM01-50S-ZGA
AIR	Standard	✓					HDM04-1-ZGA	HDM04-1S-ZGA
			✓				HDM04-5-ZGA	HDM04-5S-ZGA
				✓			HDM04-15-ZGA	HDM04-15S-ZGA
					✓		HDM04-25-ZGA	HDM04-25S-ZGA
						✓	HDM04-50-ZGA	HDM04-50S-ZGA

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Doppel-Flowregler

Fast ZGA | DEBSON2 Doppel-Flowregler

Flowregler gemäß DIN EN ISO 15002, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken. Übersichtliche und schnelle Handhabung durch Easy Click-Einstellung.

- Konstanter und präziser Flow, stufenweise einstellbar
- Anschlüsse: Eingang ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Eingangsdruck 4,5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Integrierter Eingangsfilter


Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Flowregler als Doppelausführung, für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage



Mengenregelblende mit zwei Anzeigen (seitlich und frontal)



Halteplatte zum Einschub in Wandschienenklaue

Druckschlauch mit DIN-Stecker

*Versionen mit Druckschlauch inklusive Wandschienenklaue HWS01-KLEK

1 O₂ - Standard



2 AIR - Standard



Doppel-Flowregler

O ₂ Flow-Stufen		1 l/min 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 l/min 5 l/min 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min 15 l/min 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 l/min 25 l/min 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 15 - 25 l/min 50 l/min 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 l/min					Bestellnummer	
		O ₂ -Flow					Anschluss	
O ₂	Standard	1 l/min	5 l/min	15 l/min	25 l/min	50 l/min	ZGA-Stecker	Druckschlauch 1,5 m mit ZGA-Stecker
		✓					HDM01-1X2-ZGA	HDM01-1X2S-ZGA
			✓				HDM01-5X2-ZGA	HDM01-5X2S-ZGA
				✓			HDM01-15X2-ZGA	HDM01-15X2S-ZGA
					✓		HDM01-25X2-ZGA	HDM01-25X2S-ZGA
AIR	Standard					✓	HDM01-50X2-ZGA	HDM01-50X2S-ZGA
		✓					HDM04-1X2-ZGA	HDM04-1X2S-ZGA
			✓				HDM04-5X2-ZGA	HDM04-5X2S-ZGA
				✓			HDM04-15X2-ZGA	HDM04-15X2S-ZGA
					✓		HDM04-25X2-ZGA	HDM04-25X2S-ZGA
AIR	Standard					✓	HDM04-50X2-ZGA	HDM04-50X2S-ZGA

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Flowregler

Fast+ | DEBPLUS Flowregler

Flowregler gemäß DIN EN ISO 10524-4, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken, welche unterschiedliche Drücke und Druckschwankungen bei zentralen Gasanlagen in Krankenhäusern ausgleichen.

- Mit integriertem Druckminderer und 15 stufenweise einstellbaren Flowraten
- Präziser und stabiler Flow, auch bei Druckschwankungen
- Flowraten-Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 10524-4
- Eingangsdruck 2,8 bis 8 bar | Abgangsdruck max. 2,2 bar
- Anschlüsse: ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Mit extra großer Anzeige aller Flowraten
- Stabiles Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- Ergonomisches und praxisbezogenes Design

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage


1 O₂ - Standard



2 AIR - Standard



*Versionen mit Druckschlauch inklusive Wandschienenklaue HWS01-KLEK



Halteplatte zum Einschub in Wandschienenklaue

Druckschlauch mit DIN-Stecker

Einzel-Flowregler

O ₂ -Flow Flow-Stufen		5 l/min 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min 15 l/min 0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 l/min		
		Bestellnummer		
O ₂	Standard	Anschluss		
		5 l/min	15 l/min	
O ₂	Standard	✓		HDM01-5R-ZGA HDM01-5RS-ZGA
			✓	HDM01-15R-ZGA HDM01-15RS-ZGA
AIR	Standard	✓		HDM04-5R-ZGA HDM04-5RS-ZGA
			✓	HDM04-15R-ZGA HDM04-15RS-ZGA

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Doppel-Flowregler

Flow stufenweise einstellbar

Fast+ ZGA | DEBPLUS Doppel-Flowregler

Flowregler gemäß DIN EN ISO 10524-4, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen in Rettungsfahrzeugen und Kliniken, welche unterschiedliche Drücke und Druckschwankungen bei zentralen Gasanlagen in Krankenhäusern ausgleichen.

An Präzision nicht zu übertreffen

- Mit integriertem Druckminderer und 15 stufenweise einstellbaren Flowraten
- Präziser und stabiler Flow, auch bei Druckschwankungen
- Flowraten-Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 10524-4
- Eingangsdruck 2,8 bis 8 bar | Abgangsdruck 1,9 bar
- Anschlüsse: ZGA-Stecker DIN 13260 | Abgang UNF 9/16"
- Extra große Anzeige aller 15 stufenweise einstellbaren Flowraten
- Stabiles Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- Ergonomisches und praxisbezogenes Design

Unterschiedliche Modelle

- Sauerstoff (O₂) | Druckluft (AIR)
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaue*

Flowregler als Doppelausführung, für die Verwendung an einer zentralen Gasanlage



*Versionen mit Druckschlauch inklusive Wandschienenklaue HWS01-KLEK

Doppel-Flowregler

O ₂ -Flow		5 l/min 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 l/min 15 l/min 0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 l/min			
		O ₂ -Flow		Bestellnummer	
				Anschluss	
		5 l/min	15 l/min	ZGA-Stecker	Druckschlauch 1,5 m mit ZGA-Stecker
O ₂	Standard	✓		HDM01-5RX2-ZGA	HDM01-5RX2S-ZGA
	1		✓	HDM01-15RX2-ZGA	HDM01-15RX2S-ZGA
AIR	Standard	✓		HDM04-5RX2-ZGA	HDM04-5RX2S-ZGA
	2		✓	HDM04-15RX2-ZGA	HDM04-15RX2S-ZGA

Kontinuierlicher Flow auch zwischen 2 Flowstufen | Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Druckminderer

Flow fest eingestellt

Fix I | MINIREG Druckminderer

Kompakter Druckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1, für die Notfallmedizin.

- Mit fest eingestellter Sauerstoff-Dosierung
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4"
- Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 4 - 6 mm
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 1,6 bar

Für die Notfallmedizin

Hochdruck-Handanschluss G 3/4"



UNF 9/16" Schlauchanschlussstülle 6 mm

- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Stoßgeschütztes Flascheninhalts-Manometer
- Integriertes Sicherheitsventil und Eingangsfilter

Druckminderer Fix I

O ₂ -Flow	Bestellnummer
2 l/min	HDM03-1.6/2
4 l/min	HDM03-4
5 l/min	HDM03-1.6/5
6 l/min	HDM03-6
8 l/min	HDM03-8
10 l/min	HDM03-10

Abbildungen ähnlich

AEROWay® – Druckminderer

Druck fest eingestellt

Fix II | DETREG Druckminderer

Druckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1, zur Versorgung von medizinischen Geräten. Mit zusätzlichen Abgängen verfügbar.

- Mit fest eingestellter Sauerstoff-Dosierung
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4" oder G 5/8"
- Abgang G 3/8"
- Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 3,5 bar | 4,5 bar | 5 bar
- Robuster Körper aus vernickeltem Messing
- Stoßgeschütztes Flascheninhalts-Manometer
- Integriertes Sicherheitsventil und Eingangsfilter

Zur Versorgung von medizinischen Geräten

Abgang DIN-Kupplung



G 3/8"

Hochdruck-Handanschluss G 3/4" (O₂) G 5/8" (AIR)



G 3/8"

Druckminderer Fix II

			Bestellnummer	
			Rechtsanschluss	Linksanschluss
O ₂	160 l/min	3,5 bar	-	HDM02-3.5
	180 l/min	4,5 bar	-	HDM02-4.5
	200 l/min	5,0 bar	-	HDM02-5.0
	150 l/min	4,5 bar	DIN-Kupplung 4,5 bar	HDM02-4.5-PS
	150 l/min	4,5 bar	2 x DIN-Kupplung 4,5 bar	HDM02-4.5-PS2
	180 l/min	5,0 bar	DIN-Kupplung 5,0 bar	HDM02-5.0-PS
AIR	160 l/min	3,5 bar	-	HDM04-3.5
	180 l/min	4,5 bar	-	HDM04-4.5
	200 l/min	5,0 bar	-	HDM04-5.0
	150 l/min	4,5 bar	DIN-Kupplung 4,5 bar	HDM04-4.5-PS
	180 l/min	5,0 bar	DIN-Kupplung 4,5 bar	HDM04-5.0-PS
	180 l/min	5,0 bar	DIN-Kupplung 4,5 bar	HDM04-5.0-PS-L

Abbildungen ähnlich



Auf Anfrage sind die Geräte teilweise auch mit anderen Flowraten, weiteren Schlauchlängen sowie mit länderspezifischen Anschlüssen erhältlich

AEROWay® – Wartungen



Wartungen für AEROWay® – Druckminderer, Flowregler und Flowmeter.

„TAUSCHEN statt WARTEN und KOSTEN SPAREN!“

Für AEROWay® – Druckminderer älter als 10 Jahre oder Fremdfabrikate gilt:
Alt- oder Fremdgerät einschicken und ein vergleichbares Neugerät zum Sonderpreis erhalten!

Gerät alle 5 Jahre	Bestellnummer
Fix II DETREG Druckminderer (O ₂)	HRP01-DM02-STK
Fix I MINIREG Druckminderer (O ₂)	HRP01-DM03-STK
Fix II DETREG Druckminderer (AIR)	HRP01-DM04-FIXII-STK
Fast REGSON Druckminderer (AIR)	HRP01-DM04-STK
Fast DEBSON2 Flowregler (AIR)	HRP01-DM04-ZGA-STK

Gerät alle 5 Jahre	Bestellnummer
Fine REGFLOW Druckminderer (O ₂)	HRP01-DM00-STK
Fine RTM3 Flowmeter (O ₂)	HRP01-DM00-ZGA-STK
Fast REGSON Druckminderer (O ₂)	HRP01-DM01-STK
Fast DEBSON2 Flowregler (O ₂)	HRP01-DM01-ZGA-STK



Wartung

AEROWay® – Zubehör


Ersatzteile für Druckminderer



Dichtungen für Hochdruckanschlüsse, Manometerschutzkappen, Anschraubinjektor für AEROWay® – Druckminderer.

Ersatzteile - Druckminderer

Beschreibung	Bestellnummer
O-Ring / Dichtung für Anschlussbolzen, Hochdruckanschluss G 3/4" (VE = 10 Stk.)	❶ HDM01-O-D
Anschraubinjektor, Venturi / Absaugung mit Absperrhahn, für Fast-V und Fast-PSV, E: M 10 x 1	❷ HDM01-V
Manometerschutzkappe grau, 40 mm Ø, E: rückseitig	❸ HDM01-MR-SK
Manometerschutzkappe grau, 40 mm Ø, E: unten	❹ HDM01-MU-SK



Adapter



Hochwertige Adapter für die Verbindung / den Anschluss von verschiedenen Komponenten, wie z. B. Atemgasbefeuchter, Sterilwassersysteme sowie Verteiler und Druckschläuche. Erhältlich mit unterschiedlichen Gewindegrößen, Ausführungen von Innen- auf Außengewinde sowie Außen- auf Außengewinde.



Gewinde (Art)		Bestellnummer
von innen	auf außen	
UNF 9/16"	M12x1,25	HAD01-91612125
M12x1,25	G 3/8"	HAD01-1212538
UNF 9/16"	G 3/8"	HAD01-91638
M12x1,25	UNF 9/16"	HAD01-12125916
G 3/8"	UNF 9/16"	HAD01-38916
G 1/4"	UNF 9/16"	HAD01-14916
M18x1	UNF 9/16"	HAD01-181916



Beispielhafte Produktdarstellungen

Gewinde (Art)		Bestellnummer
von außen	auf außen	
M10x1	UNF 9/16"	HAD02-101916
M32x1,5	UNF 9/16"	HAD02-3215916
M34x1,5	UNF 9/16"	HAD02-3415916

Blindverschraubungen



Blindverschraubungen mit Dichtung, verchromt ❶ oder vernickelt ❷.



Innengewinde	Bestellnummer
G 3/8"	❶ HSA01-BV
UNF 9/16"	❷ HSA04-BV

AEROWay® – Zubehör

Schlauchanschlusstüllen



Schlauchanschlusstüllen für 6 mm Schläuche, verchromt, unterschiedliche Ausführungen: Gerade-starr, gerade-beweglich oder abgewinkelt-beweglich (um 360° drehbar), unterschiedliche Gewindetypen, mit Innen- oder Außengewinde.



Ausführung	Eingangsgewinde		Bestellnummer
	Innengewinde	Außengewinde	
Gerade-starr	G 3/8"		❶ HSA01-6
	UNF 9/16"		❷ HSA04-6
		UNF 9/16"	❸ HSA04-6-A
	M12x1.25		❹ HSA05-6
Gerade-beweglich	G 3/8"		❺ HSA01-6-B
	UNF 9/16"		❻ HSA04-6-B
		M12x1	❼ HSA06-6-BA
		M14x1	❽ HSA07-6-BA
Abgewinkelt-beweglich	G 3/8"		❾ HSA01-6-BW

AEROWay® – Zubehör

Kupplungen DIN 13260

Kupplungen DIN 13260 für O₂ und AIR. Für ZGA-Stecker, Eingang G 3/8", Außengewinde mit Dichtung. Dichtung auch einzeln als Ersatzteil erhältlich.



1



2



3

Gasart	Bestellnummer
O ₂	1 HVK02-O2-F
AIR	2 HVK02-AIR-F
Dichtring für DIN-Kupplungen mit Anschluss G 3/8"	3 HDM01-AA0-38

Y-Kupplungen DIN 13260

Y-Kupplungen DIN 13260 für O₂ und AIR. Eingang ZGA-Stecker, 2 Abgänge DIN-Kupplungen für ZGA-Stecker.



1



2

Gasart	Bestellnummer
O ₂	1 HVK02-O2-F2
AIR	2 HVK02-AIR-F2

Stecker DIN 13260

ZGA-Stecker DIN 13260 für O₂, AIR, VAC, N₂O, 90°-Winkel, Eingang ZGA-Stecker, Abgang für 6 mm Schläuche.



1



2



3



4



5

Gasart	Bestellnummer
O ₂	1 HVK02-O2-MW
O ₂ und AIR	2 HVK02-O2/AIR-MW
AIR	3 HVK02-AIR-MW
VAC	4 HVK02-VAC-MW
N ₂ O	5 HVK02-N2O-MW

AEROWay® – Zubehör

NIST-Verbindungsstücke für Schraubgewinde

NIST-Verbindungsstücke für O₂, AIR, VAC für NIST Verschlusskupplung, gerade, Abgang für 6 mm Schläuche.



1



2



3



Gasart	Bestellnummer
O ₂	1 HVK05-O2-M
AIR	2 HVK05-AIR-M
VAC	3 HVK05-VAC-M

HUM
Systems for Life®

AEROWay® – Zubehör

Verteilerleisten | Zur Wandmontage

Verteilerleisten / Entnahmestellen für Sauerstoff (O₂) oder Druckluft (AIR). Geeignet für den Einsatz in Rettungsfahrzeugen zur Versorgung mehrerer medizinischer Geräte über eine Gasquelle.

- Stufenweise einstellbarer Flow: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 15 l/min
- Anschluss UNF 9/16" oder G 1/8" Außengewinde
- Abgang Kupplung DIN 13260 und / oder 0 - 15 l/min UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 6 mm
- Mengenregelblende mit frontaler und seitlicher Flow-Anzeige
- Bei frontaler Ansicht eingestellter sowie benachbarte Flows sichtbar



Schlauchanschlussstülle 6 mm





Anz. Abgänge	Anschluss	Abgang		Bestellnummer
		15 l/min	DIN-Kupplung	
1	UNF 9/16"	1 x	-	❶ HVL01-15-SA
		-	1 x	❷ HVL01-PS-SA
	G 1/8"	-	-	❷ HVL01-PS-SA-KL
2	UNF 9/16"	2 x	-	❸ HVL01-15X2-SA
		-	2 x	❹ HVL01-PS2-SA
		1 x	1 x	❺ HVL01-15PS-SA
4	UNF 9/16"	4 x	-	❺ HVL01-15X4-SA

Abbildungen ähnlich

Verteilerleisten | Zur Wandmontage - Mit Schienenklaue

Verteilerleisten / Entnahmestellen für Sauerstoff (O₂). Geeignet für den Einsatz in Rettungsfahrzeugen zur Versorgung mehrerer medizinischer Geräte über eine Gasquelle.

- Anschluss ZGA-Stecker DIN 13260 mit Druckschlauch
- Abgang Kupplung DIN 13260



Anz. Abgänge	Schlauchlänge	Bestellnummer
1x	1,5 m	❶ HVL01-PSS-ZGA
	2,0 m	❶ HVL01-PSS/2000-ZGA
	3,0 m	❶ HVL01-PSS/3000-ZGA
2x	1,5 m	❷ HVL01-PS2S-ZGA
3x	1,5 m	❸ HVL01-PS3S-ZGA
	5,0 m	❹ HVL01-PS3S/5000-ZGA



Wandmontage

AEROWay® – Zubehör

Verteilerleisten | Zur Wandmontage - Mit Schienenklaue

Verteilerleisten / Entnahmestellen für Druckluft (AIR). Geeignet für den Einsatz in Rettungsfahrzeugen zur Versorgung mehrerer medizinischer Geräte über eine Gasquelle.

- Anschluss ZGA-Stecker DIN 13260 mit Druckschlauch
- Abgang Kupplung DIN 13260



Anz. Abgänge	Schlauchlänge	Bestellnummer
1x	1,5 m	❶ HVL04-PSS-ZGA
2x		❷ HVL04-PS2S-ZGA
3x		❸ HVL04-PS3S-ZGA

 Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen, wie z. B. mit regelbarem Abgang, erhältlich




Abbildungen ähnlich

Druckschläuche

Antistatische PVC-Druckschläuche für medizinische Gase, mit Farbkodierung nach DIN EN ISO 5359. Je erhältlich als Rolle à 40 m.

Unterschiedliche Ausführungen



Druckschläuche

Gasart Farbe	ID / AD	Bestellnummer
O ₂ Weiß	6 / 12 mm	❶ HDS02-6/12
AIR Schwarz-Weiß	6 / 12 mm	❷ HDS03-6/12
N ₂ O Blau	6 / 12 mm	❸ HDS05-6/12
Vac Gelb	6 / 12 mm	❹ HDS06-6/12

AEROWay® – Inhalationsgeräte

AirLiquide Healthcare Soffio Cube Inhalationsgerät

Leichtes, kompaktes sowie modernes Kompressor-Inhalationsgerät für die Aerosoltherapie der unteren Atemwege, ideal für die ganze Familie. Dank des benutzerfreundlichen Bedienkonzeptes und der geringen Abmessungen wird eine einfache und effiziente Therapie ermöglicht.

Optimierte Leistung

- Hohe Verneblerleistung (0,35 ml/min)
- Kleine Partikelgröße (MMAD 2,94 µm)
- Tropfwassergeschützt nach IP21
- Umfangreicher Lieferumfang für diverse Applikationswege
- Ersatz-Zubehör als Year Pack erhältlich

Anwenderfreundliches Produktdesign

- Gutes Design für sicheren Stand
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept und geringe Abmessungen
- Mit Aufbewahrungstasche für den kompletten Lieferumfang



Ein- / Ausschalter nach IP21 tropfwassergeschützt



Komfortabler Griff für alle Handgrößen



Integrierte Halterung für den Vernebler

AirLiquide Healthcare Soffio Cube Inhalationsgerät | Zubehör und Ersatzteile



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Air Liquide - Soffio Cube Inhalationsgerät Lieferumfang bestehend aus ❶ - ❷, zzgl. Aufbewahrungstasche ❸	HIG11-SC
Air Liquide - Soffio Cube Year Pack Bestehend aus 1 x Vernebler, 1 x Mundstück, 1 x Nasenstück, 1 x Adapter, 1 x Luftschlauch 1 m, 6 x Luftfilter, 1 x Erwachsenenmaske, 1 x Kindermaske, 2 x Gummibänderungen für Masken	HIG11-SC-YP

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers

AEROWay® – Inhalationsgeräte

AirLiquide Healthcare Nebula Inhalationsgerät

Hochwertiges Kompressor-Inhalationsgerät für die Aerosoltherapie der unteren Atemwege, welches speziell auf die Bedürfnisse von Gesundheitseinrichtungen abgestimmt ist und sich für Anwender eignet, die technische Spitzenleistung und höchste Verlässlichkeit in einem Gerät suchen. Mit leistungsstarkem Kompressor und Vernebler für kurze Behandlungszeiten.

Blickpunkt Therapieerfolg

- Hohe Verneblerleistung (0,3 ml/min)
- Kleine Partikelgröße (MMAD 1,9 µm), um auch tiefe Lungenregionen zu erreichen
- Großzügiger Lieferumfang sowie weiteres Zubehör für individuelle Bedürfnisse verfügbar

Form unterstützt Funktion

- Anwenderfreundliches Produktdesign mit Staufach für das komplette Zubehör bei geringer Geräte-Stellfläche
- Sehr sicherer Stand und integrierter Tragegriff für gutes Handling
- Einfache Reinigung und Wischdesinfektion dank glatter Oberflächen



In das Gehäuse integrierter Tragegriff



Staufach für das komplette Zubehör



AirLiquide Healthcare Nebula Inhalationsgerät | Zubehör und Ersatzteile



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Air Liquide - Nebula Kompressor-Inhalationsgerät Lieferumfang bestehend aus ❶ - ❷, plus Perfecta Mund-Nasen-Maske für Kinder und Säuglinge sowie zusätzlichem Filter	❶ HIG11-N
Air Liquide Nebula Spacer Vernebler-Set für Erwachsene (Vernebler, Adapter und Mundmaske)	❷ HIG11-N-VS
Air Liquide Nebula Mundstück	❸ HIG11-N-MS
Air Liquide Nebula 1,5 m Luftschlauch	❹ HIG11-N-S1.5
Air Liquide Nebula Luftfilter (2 Stk.)	❺ HIG11-N-F2
Air Liquide Nebula Perfecta Vernebler-Set für Kleinkinder und Säuglinge	❻ HIG11-N-VP
Air Liquide Nebula Vernebler und Mundstück	❼ HIG11-N-VMS
Air Liquide Nebula PVC-Erwachsenenmaske, mit Gummibänderung	❽ HIG11-N-M-E
Air Liquide Nebula PVC-Kindermaske, mit Gummibänderung	❾ HIG11-N-M-K

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers

AEROWay® – Vernebler-Nasendusche

AIRLIQUIDE Rinowash - Vernebler-Nasendusche

Mikronisierende Nasendusche zum Anschluss an ein Druckluft-Inhalationsgerät wie Soffio Cube oder Nebula, für physiologischen und therapeutischen Spülung der Nasenhöhlen sowie die Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege. Erzeugt feine Aerosolpartikel, die die therapiegerechte Deposition von Kochsalz- und physiologischen Lösungen sowie Medikamenten in den oberen Atemwegen ermöglichen.

Vorteile

- Vernebelt 5 ml Lösung in nur 2 Minuten
- Feine Partikelgröße (MMAD 18 µm)
- Ideal zur Behandlung von Rhinitis, Rhinosinusitis, Nasenpolypen, Adenoiditis und Mittelohrentzündungen
- Verwendbar ab einem sehr frühen Alter, keine Kontraindikationen

Einfache Handhabung

- Ergonomisches Design mit weicher Silikonspitze und optimal positionierter Vernebelungstaste
- Kompatibel mit den meisten pneumatischen Verneblerkompressoren
- Praktische Rinowash-Inhalationslösung als Zubehör erhältlich

Verwendung

- Inbetriebnahme mit Druckluft-Inhalationsgerät wie Soffio Cube oder Nebula
- Verbindung über den Luftschlauch mit dem Inhalationsgerät
- Bedarfsgerechte Aktivierung der Vernebelung durch Drücken der Vernebelungstaste bei angestelltem Kompressor
- Weitere Angaben gemäß der jeweiligen Gebrauchsanweisungen



AIRLIQUIDE Rinowash | Lieferumfang, Zubehör und Ersatzteile

Lieferumfang: Bestehend aus einsatzbereiter Vernebler-Nasendusche, welche gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung sofort in Betrieb genommen werden kann. ❶

Zubehör: Rinowash-Lösung, 10 Ampullen à 10 ml. Hypertonische Kochsalzlösung, ideal zum Spülen der Nasenhöhlen. Die Osmosewirkung der Rinowash-Kochsalzlösung sorgt in Verbindung mit der Vernebler-Nasendusche für eine deutlich verbesserte Durchgängigkeit der Nasenhöhlen und / oder eine Ödemreduzierung. ❷

Ersatzteile: Um auch bei intensiver Rinowash-Nutzung eine lange Lebensdauer zu ermöglichen, bieten wir ein Year Pack an, bestehend aus Außenkammer, Vernebler und Dichtungsring. ❸



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
AIR Liquide Rinowash Vernebler-Nasendusche	❶ HIG11-RW
AIR Liquide Rinowash Inhalationslösung, 10 Ampullen à 10 ml, hypertonische Kochsalzlösung	❷ HIG11-RW-L
AIR Liquide Rinowash Year Pack, bestehend aus Außenkammer, Düse und Dichtungsring	❸ HIG11-RW-YP

INFEKTIONSSCHUTZ
PATIENTENSICHERHEIT

AEROprotective®



AEROprotective® umfasst qualitativ hochwertige OP-Gesichtsmasken zum persönlichen Schutz vor Infektionen und zur allgemeinen Gewährleistung der Patientensicherheit, bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

AEROprotective® – OP-Gesichtsmaske Typ IIR

Unser medizinischer Mund-Nasen-Schutz hält nötigen Anforderungen im Rettungsdienst, Klinikalltag oder Privatbereich stand. Aus 3-lagigem PP-Spinnvlies und PP-Meltblown-Filtermaterial mit hoher Bakterienfiltrationseffizienz, latex- und glasfaserfrei sowie weiteren Merkmalen wie elastischen Ohrschlaufen.

Um Ihren Bedürfnissen an Sicherheit gerecht zu werden, sprechen Sie uns jederzeit gerne zu Ihrem persönlichen Bedarf sowie weiteren Produkten an!

AEROprotective® – OP-Gesichtsmaske Typ IIR

OP-Gesichtsmaske (medizinischer Mund-Nasen-Schutz) zum Einmalgebrauch, Typ IIR. Hydrophob, 3-lagig und mit biegbarem kunststoffbeschichteten Nasenbügel sowie elastischen Ohrschlaufen.

- Medizinprodukt der Klasse I
- 3-lagig (PP-Spinnvlies außen und innen, mittiges PP-Meltblown-Filtermaterial)
- Latex- und glasfaserfrei
- Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): ≥ 98 %*
- Atmungsaktivität (Druckdifferenz Pa/cm²): < 60*
- Spritzwiderstand: ≥ 16 kPa*

*gemäß Anforderung EN 14683:2019+AC:2019

Einsatzbereiche

- Klinik
- Rettungsdienst
- Arztpraxen
- Weitere Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
- Privatbereich



Beispielhafte Produktausführung*

Modell	Maße (B x H)	Farbe	Bestellnummer
Typ IIR, 3-lagig	17,5 x 9,5 cm	Blau	ICO-FM301-E50*

 Auf Anfrage erhältlich

Weitere Produkte aus dem Bereich Infektionsschutz

Der Infektionsschutz hat einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung und Eindämmung der COVID-19-Pandemie geleistet. Für medizinische Einrichtungen besteht darüber hinaus jederzeit weiterer Bedarf an Schutzmaßnahmen. Gerne werden wir Ihren Bedürfnissen an Sicherheit gerecht und stellen Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zur generellen Verhütung von Infektionen und zur Minimierung von Risiken im Bereich der Patientensicherheit zur Verfügung. Sprechen Sie uns jederzeit zu Ihrem individuellen Bedarf an!



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website in der Produktkategorie „Infektionsschutz“

KOMPONENTEN ZUR SAUERSTOFF-THERAPIE



AERObreat® bietet Ihnen eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten zur individuellen Zusammenstellung tragbarer Sauerstoff-Geräte sowie fahrbarer Sauerstoff-Standgeräte. Teilen Sie uns Ihre gewünschte Anwendung mit - gerne stellen wir Ihnen einen Therapievorschlagn anhand unserer verschiedensten Einzelkomponenten zusammen!

AERObreat® – Komponenten | Für tragbare Sauerstoff-Geräte

Mit unseren Komponenten für tragbare Sauerstoff-Geräte bleiben Sie unabhängig und mobil und die leichte Bedienung gewährt Ihnen die notwendige Sicherheit. Wählen Sie aus Produkten für die kurzfristig dosierbare Sauerstoff-Inhalation mit Tragetasche oder Tragevorrichtung.

AERObreat® – Komponenten | Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte | Inhalation, Absaugung & Beatmung

Unsere Konfigurationsmöglichkeiten bieten Ihnen höchste Flexibilität bei Ihren Anwendungen an Patienten daheim, in Pflege- und Altenheimen sowie Arztpraxen und in der Klinik. Sie haben die Wahl zwischen Komponenten zur reinen Sauerstoff-Inhalation oder zusätzlicher Möglichkeit der Sekretabsaugung bzw. Beatmung. Sie benötigen Hilfe bei der Zusammenstellung? Wir sind selbstverständlich für Sie da!

AEROtreat® – Komponenten zur Sauerstoff-Therapie

Tragbar - Mit Tasche

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung tragbarer Sauerstoff-Geräte für den mobilen Einsatz und zur kurzfristigen Sauerstoffgabe. Mögliche Konfiguration mit unterschiedlichen AEROWay® – Druckminderern sowie Sauerstoff-Flaschen.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROCASE® – Tragetasche, mit Schulter- und Rückentragergurt, aus Polyester, schwarz
- AEROPART® – Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch, phthalatfrei
- AEROWAY® – Druckminderer, Fast | REGSON 1 l/min | 5 l/min | 15 l/min, stufenweise einstellbar oder AEROWAY® – Druckminderer, Fix | | MINIREG 4 l/min | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min, mit fest eingestelltem Flow
- Sauerstoff-Flasche aus Stahl oder Aluminium

Kurzfristige dosierbare Sauerstoff-Inhalation | Für Therapie und Notfall



Weiteres Zubehör für die Sauerstoff-Versorgung liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit - mehr dazu im Kapitel AEROPART®!

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich

AEROtreat® – Komponenten zur Sauerstoff-Therapie

Fahrbar - Inhalation

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung fahrbarer Sauerstoff-Standgeräte sowie Armaturen 2 - 5. Mögliche Konfiguration mit unterschiedlichen AEROWay® – Druckminderern.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROTREAT® – Gasflaschenfahrgestell
- AEROPART® – Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch, phthalatfrei
- AEROPART® – Sauerstoff-Brille, gerade, klar, phthalatfrei
- AEROPART® – Atemgasbefeuchter, für den Einmalgebrauch
- AEROWAY® – Druckminderer, Fast | REGSON 1 l/min | 5 l/min | 15 l/min, stufenweise einstellbar oder AEROWAY® – Druckminderer, Fine | REGFLOW 15 l/min, stufenlos einstellbar
- Sauerstoff-Flasche 10 l
- Flaschenmantel, 3-teilig

Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte | Zur Inhalation



AEROtreat® – Komponenten zur Sauerstoff-Therapie

Fahrbar - Inhalation, Absaugung und Beatmung

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung fahrbarer Sauerstoff-Standgeräte für Pflege und Notfall. Zur Inhalation sowie für die dosierbare Absaugung und Beatmung.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROtreat® – Gasflaschenfahrgestell 1
- Normschiene, gebogen und Wandschienenklaue 2 3
- AEROpact® – Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel 4
- AEROpact® – Atemgasbefeuchter, wiederverwendbar 5
- AEROWay® – Druckminderer, Fast | REGSON 15 l/min, mit fest eingestelltem Abgang und DIN-Kupplung 4,5 bar | 120 l/min 6
- AEROsuc® – Absauginjektor, stufenlos dosierbar bis 800 mbar 7
- AEROsuc® – Absauggefäß 1000 ml 8
- AERObag® – Beatmungsbeutel SEBS, Beatmungsmaske Gr. 5V 9, 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel 2000 ml
- Sauerstoff-Flasche 10 l 10
- Flaschenmantel, 3-teilig 11

Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte | Zur Inhalation, Absaugung und Beatmung



*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäß ohne Schlauchset.

Beispielhafte Darstellung Fahrbare Konfiguration | Inhalation, Absaugung und Beatmung*



Weiteres Zubehör für die Sauerstoff-Versorgung, Absaugung und Beatmung liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit - mehr dazu in den Kapiteln AEROpact®, AEROsuc® und AERObag®!

Alternative Konfiguration



Absaugung fest eingestellt regelbar auf / zu

HDM01-15-V

Zusätzlicher Abgang Absauginjektor



Beispielhafte Darstellung Fahrbare Konfiguration Inhalation, Absaugung* Mit AEROWay® – Druckminderer HDM01-15-V

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäß ohne Schlauchset.

Tragevorrichtungen

Tragevorrichtungen für 2 Liter Sauerstoff-Flaschen, mit Klaue für die Befestigung an einer Normschiene oder einem Krankenhausbett. Sowohl als Ausführung nur für die Aufnahme einer Sauerstoff-Flasche als auch mit zusätzlicher Schiene für DIN-Klaue zur Geräteaufnahme, für z. B. Absauggefäß mit Halterung.



Maße (B x H x T): 190 x 390 x 120 mm

Bezeichnung	Bestellnummer
Tragevorrichtung TP 12	1 HTP01-2



Maße (B x H x T): 400 x 495 x 150 mm

Bezeichnung	Bestellnummer
Tragevorrichtung TP 22S	2 HTP02-2S

AERObag® – Tragetaschen und AEROtreat® – Transportcaddy

Tragetaschen mit Schulter- und Rückentragergurt sowie Transportcaddy mit höhenverstellbarem Griff und Leichtlaufrollen.

Zubehör - Tragbare Geräte



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer
Polyester	Schwarz	ca. 48 x 22 x 11 cm	ca. 0,9 kg	1 HT01
Nylon	Schwarz	ca. 25 x 50 x 13 cm	ca. 1,6 kg	2 HT02-OBH
Metall	Weiß	ca. 32 x 80 x 32 cm, höhenverstellbar bis 100 cm	ca. 4,0 kg	3 HC01

AEROtreat® – Gasflaschenfahrgestell | Flaschenmantel | Normschiene

Gasflaschenfahrgestell für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte, Flaschenmantel und Normschiene.

Zubehör - Fahrbare Geräte



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Gasflaschenfahrgestell mit Standrohr aus Stahl sowie Fußkreuz aus Guss Aluminium, pulverbeschichtet, mit 5 lenkbaren Rollen, Ø 50 mm. Transportsichere Fixierung über stabile Aufnahmeschale und Prisma mit Sicherheitsgurt, für 10 l O ₂ -Flaschen	1 HFG01
Flaschenmantel, 3-teilig, weiß, mit Abdeckung und Aussparung für Flaschenventil bzw. Druckminderer, für 10 l O ₂ -Flaschen	2 HFM01
Normschiene, gebogen aus Edelstahl sowie Klemmschelle aus Stahl, pulverbeschichtet. Zum Anbringen von Zubehörteilen an das Gasflaschenfahrgestell, z. B. Absaugbehälter	3 HFG01-GS

MANUELLE BEATMUNG
BEATMUNGSHILFEN



Mit unserer AERObag® – Produktfamilie stehen Ihnen vielfältige Lösungen für eine sichere und zuverlässige manuelle Beatmung sowie Atemspende zur Verfügung.

AERObag® – Beatmungsbeutel und -masken

Unsere Beatmungsbeutel und -masken aus SEBS oder Silikon sind leistungsstarke Helfer in kritischen Situationen, entwickelt für eine anwenderfreundliche und patientengerechte Verwendung. Mit unseren drei Modellen für Erwachsene, Kinder oder Kleinkinder sowie unseren unterschiedlichen Masken sind Sie für jede Patientengruppe bestens ausgerüstet. Das notwendige Zubehör zur PEEP- oder sauerstoffangereicherten Beatmung ist ebenfalls bei uns erhältlich.

AERObag® – Taschenmasken und Beatmungstücher

Die Taschenmasken schützen Ersthelfer effizient während der lebensrettenden Atemspende und vermeiden den direkten Kontakt zwischen Anwender und Patient. Auch unsere Einmal-Beatmungstücher eignen sich als optimale Helfer für eine einfache und sichere Atemspende in Notfallsituationen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen kundenspezifische Taschenmasken und Beatmungstücher - mit individuellem Kunden-Logo und in verschiedenen Farben. Sprechen Sie uns gerne an!

AERObag® – Beatmungsbeutel

NEUHEIT

Beatmungsbeutel-Sets | SEBS
Neue Qualität im Einwegbereich

Hochwertige SEBS-Beatmungsbeutel, erhältlich im Set: Bestehend aus Beatmungsbeutel, bis zu 3 PVC-Beatmungsmasken sowie Reservoirbeutel und 2 m Sauerstoff-Sicherheitsschlauch. Verfügbare Sets für Erwachsene, Kinder sowie Kleinkinder. Lieferung in einer Tragetasche, mit einzeln verpackten Komponenten.

Material und Komponenten

- Hochwertiges und umweltfreundliches SEBS-Material
- Biokompatibel: Hautfreundlich, ohne allergische Reaktionen zu verursachen
- Flexibel und elastisch – mit hoher Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Ozon- und Wetterbeständigkeit
- Latex- und phthalatfreie Komponenten (lediglich der O₂-Schlauch enthält PHT DINP)
- Einfache Handhabung und sicherer Halt durch griffige Oberflächenstruktur

Weitere Besonderheiten im Überblick

- Passgenaue Anschlüsse gemäß DIN EN ISO 5356
- Mit drehbarem Patientenanschlusskonus, Druckbegrenzungsventil, All-In-One Ansaugventil – mit integriertem Reservoirventil sowie separatem Anschluss für 6 mm Sauerstoff-Schläuche
- Leistungsstark, anwenderfreundlich und patientengerecht sowie robust – auch unter härtesten Einsatzbedingungen – verbunden mit einem hohem Bedienkomfort
- Sehr reaktionsschneller Beutel mit minimalem mechanischem Widerstand



Beispielhafte Produktdarstellung

Unsere Beatmungsbeutel SEBS



Bestandteile Patientengruppe	Beatmungsbeutel Volumen	Anzahl Masken	Beatmungsmaske Größe						Bestellnummer
			0V	1V	2V	3V	4V	5V	
Erwachsene (≥ 33kg)	1630 ml	1					✓		HBB17-E-4R
								✓	HBB17-E-5R
		2				✓		✓	HBB17-E-35R
		3				✓	✓	✓	HBB17-E-345R
Kinder (10 - 33 kg)	680 ml	1			✓				HBB17-K-2R
						✓			HBB17-K-3R
		2		✓	✓				HBB17-K-12R
Kleinkinder (≤ 10 kg)	340 ml	1	✓						HBB17-B-0R
				✓					HBB17-B-1R
		2	✓	✓					HBB17-B-01R

AERObag® – Beatmungsbeutel

Beatmungsbeutel-Sets | Silikon
Langlebige wiederverwendbare Variante

Hochwertige Silikon-Beatmungsbeutel, erhältlich im Set: Bestehend aus Beatmungsbeutel, bis zu 3 Beatmungsmasken aus Vollsilikon (Gr. 0V - 2V) oder Teilsilikon (Gr. 3 - 5) sowie Reservoirbeutel und 2 m Sauerstoff-Sicherheitsschlauch. Verfügbare Sets für Erwachsene, Kinder sowie Kleinkinder. Lieferung in einer Tragetasche, mit einzeln verpackten Komponenten. Zusätzlich sind weitere Beatmungsmasken als ergänzendes Zubehör verfügbar.

Material und Komponenten

- Hochwertige Materialien, hygienefreundlich und „einsichtig“, verbunden mit einfacher Handhabung und sicherem Halt durch griffige Oberflächenstruktur
- Ideal zur Anwendung im Rettungsdienst und den routinemäßigen Klinikeinsatz
- Latex- und phthalatfreie Komponenten (lediglich der O₂-Schlauch enthält PHT DINP)
- Desinfizierbar und autoklavierbar; Verunreinigungen sind leicht erkennbar und zu reinigen
- Temperaturbeständig, mit sehr guter Qualität und langer Lebensdauer

Weitere Besonderheiten im Überblick

- Passgenaue Anschlüsse gemäß DIN EN ISO 5356
- Mit drehbarem Patientenanschlusskonus, Druckbegrenzungsventil, All-In-One Ansaugventil – mit integriertem Reservoirventil sowie separatem Anschluss für 6 mm Sauerstoff-Schläuche
- Leistungsstark, anwenderfreundlich und patientengerecht sowie robust – auch unter härtesten Einsatzbedingungen – verbunden mit einem hohem Bedienkomfort
- Sehr reaktionsschneller Beutel mit minimalem mechanischem Widerstand



Beispielhafte Produktdarstellung

Unsere Beatmungsbeutel Silikon



Bestandteile Patientengruppe	Beatmungsbeutel Volumen	Anzahl Masken	Beatmungsmaske Größe						Bestellnummer
			0V	1V	2V	3	4	5	
Erwachsene (≥ 33kg)	1630 ml	1					✓		HBB15-E-4R
								✓	HBB15-E-5R
		2				✓		✓	HBB15-E-35R
		3				✓	✓	✓	HBB15-E-345R
Kinder (10 - 33 kg)	680 ml	1			✓				HBB15-K-2VR
						✓			HBB15-K-3R
		2		✓		✓			HBB15-K-1V3R
Kleinkinder (≤ 10 kg)	340 ml	2		✓		✓			HBB15-K-12V3R
			✓	✓					HBB15-B-01VR
		3	✓	✓	✓				HBB15-B-012VR

AERObag® – Beatmungsbeutel SEBS | Silikon

SEBS-Beatmungsbeutel für den Einmalgebrauch sowie wiederverwendbare Silikon-Beatmungsbeutel, erhältlich in drei Größen für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder. Aus hochwertigem, hygienefreundlichem Material, mit griffiger Oberflächenstruktur für einen optimalen Halt.

1 Beatmungsbeutel SEBS

NEUHEIT

Besonderheiten im Überblick

- Hochwertiges SEBS-Material
- Haut- und umweltfreundlich
- Latex- und phthalatfrei
- Mit drehbarem Patientenanschlusskonus
- Druckbegrenzungsventil und All-In-One Ansaugventil
- In 3 gängigen Größen



All-In-One Ansaugventil



Druckbegrenzungsventil

Patientengruppe	Volumen	Bestellnummer	
		1 SEBS	2 Silikon
Erwachsene (≥ 33 kg)	1630 ml	HBB17-E	HBB15-E
Kinder (10 - 33 kg)	680 ml	HBB17-K	HBB15-K
Kleinkinder (≤ 10 kg)	340 ml	HBB17-B	HBB15-B

2 Beatmungsbeutel Silikon

Besonderheiten im Überblick

- Hochwertiges Silikon-Material
- Autoklavierbar
- Latex- und phthalatfrei
- Temperaturbeständig
- Mit drehbarem Patientenanschlusskonus
- Druckbegrenzungsventil und All-In-One Ansaugventil
- In 3 gängigen Größen



All-In-One Ansaugventil



Druckbegrenzungsventil

AERObag® – Beatmungsmasken PVC | Silikon

PVC-Beatmungsmasken für den Einmalgebrauch sowie wiederverwendbare Beatmungsmasken aus Voll- bzw. Teilsilikon. Unterschiedliche Maskengrößen für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder verfügbar, mit Masken-Anschluss nach ISO-Norm. Transparent, anatomisch geformt sowie weich und geschmeidig. Mit guter Abdichtung schon bei niedrigem Anpressdruck.

Einmalgebrauch

- Für den Einmalgebrauch in Blau, Universal 1 oder Transparent, für HBB17 2
- PVC-Masken mit Klarsichtkörper und aufblasbarer Lippenwulst mit Ventil
- Farbcodierte Befestigungshaken aus Polyethylen für Masken-Kopfbänderung

PVC | Universal 1



PVC | Für HBB17 2



Größen	Bestellnummer			
	1 PVC		2 PVC*	
0	HBM06-0V		HBM16-0V	
1	HBM06-1V		HBM16-1V	
2	HBM06-2V		HBM16-2V	
3	HBM06-3V		HBM16-3V	
4	HBM06-4V		HBM16-4V	
5	HBM06-5V		HBM16-5V	

*Nachbestellung für vorhandene Sets HBB17

Wiederverwendbar

- Wiederverwendbar / Autoklavierbar
- Mit Silikon-Lippenwulst und Klarsichtkörper aus Vollsilikon, Universal 3 oder Vollsilikon bzw. Teilsilikon, für HBB15 und HBB17 4 5

Vollsilikon | Universal 3



Vollsilikon | Für HBB15 4



Silikon / PC | Für HBB15 5



Größen	Bestellnummer		
	3 Vollsilikon	4 Vollsilikon*	5 Silikon / PC*
0	HBM05-0V	HBM15-0V	-
1	HBM05-1V	HBM15-1V	
2	HBM05-2V	HBM15-2V	
3	HBM05-3V	HBM15-3V	
4	HBM05-4V	HBM15-4V	HBM15-4
5	HBM05-5V	HBM15-5V	HBM15-5

*Nachbestellung sowie Ergänzung für vorhandene Sets HBB15

AERObag® – PEEP-Ventile

+ Zubehör - Beatmungsbeutel

PEEP-Ventile 2 - 10 cmH₂O oder 5 - 20 cmH₂O (orange) aus Polycarbonat ❶ ❷ sowie PEEP-Ventil 2 - 10 cmH₂O (gelb), aus Polycarbonat ❸, für HBB15 bzw. HBB17, zur stufenlosen Regulierung des positiven endexpiratorischen Drucks bei der Beatmung (PEEP - Positive End-Expiratory Pressure). Lieferung mit je 1 integrierten Sockeladapter. Das PEEP-Ventil für HBB15 bzw. HBB17 kann mittels Diverter ❹ am Patientenventil aufgesteckt werden. Für den Einmalgebrauch.




Für HBB15 bzw. HBB17

Modell	Material	Bestellnummer
❶ PEEP-Ventil, 2 - 10 cmH ₂ O	Polycarbonat	❶ HPV06-10
❷ PEEP-Ventil, 5 - 20 cmH ₂ O		❷ HPV06-20
❸ PEEP-Ventil, 5 - 20 cmH ₂ O	Polycarbonat	❸ HPV16-20
Diverter / PEEP-Ventil-Adapter	Polycarbonat Silikon	❹ HBB16-DV

AERObag® – Reservoirbeutel | Zubehör und Ersatzteile - Beatmungsbeutel

Reservoirbeutel aus PVC, Polyethylen oder Ethylen-Vinylacetat (EVA) / Polypropylen (PP), für eine zusätzliche Oxygenierung bei der Beatmung. Mit 25 mm ID Anschluss aus Polycarbonat, zur Verwendung als Reservoirbeutel Universal ❶ ❷ bzw. für Beatmungsbeutel HBB15 und HBB17 ❸. Latex- sowie phthalatfrei.



Volumen	Bestellnummer		Volumen	Bestellnummer
	❶ PVC	❷ Polyethylen		❸ EVA, PP*
2500 ml (Erwachsene, Kinder)	HBB05-RB2500	HBB06-RB2500	2000 ml (Erwachsene)	HBB16-RB2000
600 ml (Kleinkinder)	HBB05-RB600	HBB06-RB600	1600 ml (Kinder)	HBB16-RB1600
-	-	-	600 ml (Kleinkinder)	HBB16-RB600

*Nachbestellung für vorhandene Sets HBB15 bzw. HBB17

AERObag® – Aufbewahrungsboxen

+ Zubehör - Beatmungsbeutel

Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen, transparent ❶ bzw. mit transparentem Deckel ❷, passend für alle AERObag® – Beatmungsbeutel-Modelle inkl. Zubehör. Mit klappbarem Handgriff und großem Stauraum.



Maße (B x H x T)	Bestellnummer
34 x 14,5 x 13,5 cm	❶ HBB05-AB
26,5 x 15 x 15 cm	❷ HBB15-AB

Inflator / Deflator

+ Zubehör - Beatmungsmasken

Kleiner handlicher PVC-Balg zum Aufblasen und Entleeren von Luftpolstern, mit Befestigungsmöglichkeit am Schlüsselring.



Material	Maße (B x H)	Gewicht	Bestellnummer
PVC	4,2 x 7,9 cm	ca. 23 g	HBM01-ID

AERObag® – Masken-Kopfbänderung

+ Zubehör - Beatmungsmasken

Masken-Kopfbänderung für AERObag® – Beatmungsmasken, wiederverwendbar aus Silikon ❶ oder zum Einmalgebrauch aus Gummi ❷.



Modell	Bestellnummer	
Masken-Bänderung, 700 mm, weiß, Silikon	HBM05-B700	-
Masken-Bänderung, 700 mm, schwarz, Gummi	-	HBM06-B700

AERObag® – Hyperventilationsmaske

Einmal-Hyperventilationsmaske aus PVC zur begleitenden Behandlung des Hyperventilationssyndroms. Optimale Therapie durch Rückatmung und besonders anwender- und patientenfreundlich.

- Anatomiegerechte Passform
- Fest angebrachter und mit 2000 ml großvolumiger Rückatembeutel
- Breite Nasenklammer und verstellbares Gummiband

Bestellnummer
HBM06-HV2000E



AERObag® – Taschenmasken

Einmal-Beatmungs- maske aus PVC für Erwachsene und Kinder, in robuster Hartschalenbox. Anatomisch geformte, gut dichtende Luftwulstmaske mit elastischem Kopfhaltband für die Fixierung der Maske am Kopf des Patienten. Geeignet zum optimalen Schutz während der Atemspende, ohne direkten Kontakt zwischen Anwender und Patient.

Sicher

- Doppelter Schutz durch Einweg-Ventil im Mundstück und Bakterienfilter
- Zusätzlicher Infektionsschutz durch PVC-Einmalhandschuhe
- Klarsichtkörper aus PVC zur besseren Überwachung des Patienten

Flexibel

- Universeller Einsatz, geeignet für Erwachsene sowie Kinder
- Sofort einsatzbereit – ideal für die schnelle und effektive Beatmung in jeder Situation

Hoher Bedienkomfort

- Leicht entfaltbare Maske mit anschmiegsamer Maskenwulst und verstellbarem Gummiband für einen optimalen Sitz
- Einfacher und sicherer Transport durch robuste Hartschalenbox mit praktischem Halteband

Lieferumfang



Luftwulstmaske



Alkoholtupfer



Einmalhandschuhe aus PVC



HUM
INDIVIDUELL



Hartschalenbox mit Halteband



Einwegventil inkl. Bakterienfilter



Kundenspezifische Taschenmasken auf Anfrage erhältlich
Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 5 verschiedenen Farben möglich!

Standardfarbe*		Bestellnummer
	Blau	HBM16-PMB
	Gelb	HBM16-PMB-Y

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich

AERObag® – Beatmungstücher

Einmal-Beatmungstuch aus Polyethylen (PE) für Erwachsene, bestehend aus anwenderseitig bedruckter Gesichtsschürze und eingearbeitetem Einwegventil. Lieferung im praktischen Softcase 5 x 5 cm, aus Nylongewebe und mit Schlüsselring. Für die einfache und sichere Anwendung in Notfallsituationen.



Kundenspezifische Beatmungstücher auf Anfrage erhältlich
Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 14 verschiedenen Farben möglich!

Standardfarbe*		Bestellnummer
	Blau	HBT01-V-S5x5-B
	Schwarz	HBT01-V-S5x5-BLK
	Blaulila	HBT01-V-S5x5-LB
	Rot	HBT01-V-S5x5-R
	Orange	HBT01-V-S5x5-O
	Rosa	HBT01-V-S5x5-P
	Gelb	HBT01-V-S5x5-Y
	Goldgelb	HBT01-V-S5x5-YG
	Grün	HBT01-V-S5x5-G

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich



QTY: 10

ABSAUGUNG

AEROsuc®



AEROsuc® eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Homecare, Rettungsdienst und Klinik. Wir liefern Ihnen verschiedenste Lösungen mit umfangreichem Zubehör rund um das Thema medizinische Absaugung.

AEROsuc® – Manuelle Absauggeräte

Die manuellen Absauggeräte sind konzipiert für den mobilen Notfalleinsatz. Wählen Sie zwischen Hand- und Fußbetrieb, je nach Anwendungszweck und Wunsch des Anwenders.

AEROsuc® – Pneumatische Absauggeräte

Unsere Lösungen für die pneumatische Absaugung werden mit Vakuum, Druckluft oder Sauerstoff betrieben und sind in diversen Ausführungen erhältlich. Wir stellen Ihnen Vakuumregler mit unterschiedlichen Vakuumbereichen, verschiedenen Gehäusefarben, analogem oder digitalem Manometer sowie mit direktem ZGA-Stecker oder Druckschlauch mit ZGA-Stecker zur Verfügung. Zum Sortiment gehören außerdem Absauginjektoren, eine Vielzahl verschiedenster Absaugbehälter und Deckel sowie weiteres Zubehör. Sprechen Sie uns für Ihre individuelle Produktlösung gerne an!

AEROsuc® – Elektrische Absauggeräte

Die beiden elektrisch betriebenen Absauggeräte AEROsuc® – EASY Home 1 und 2 eignen sich für medizinische Absaugungen in der häuslichen Pflege oder in der Klinik. Leistungstark, leise, hygienisch sicher und einfach sowie intuitiv zu bedienen.

AEROsuc® – Rescue - Handabsaugpumpe

Manuell

Handbetriebenes Absauggerät für die oropharyngeale Absaugung, gemäß DIN EN ISO 10079-2. Für den schnellen Einsatz entwickelt, energieunabhängig und wartungsfrei. Geeignet für Erwachsene und Kinder.

- Einfache Einhandbedienung mit maximaler Leistung
- Max. Vakuum (innerhalb von 10 s) -60 kPa, -450 mmHg, -0,6 bar
- Freier Luftstrom > 0,33 l/s (20 l/min)

Lieferumfang

Handgerät ❶ inkl. Absauggefäß 300 ml mit Bakterienfilter ❷, Adapter für Absaugkatheter ❸ sowie PVC-Absaugschläuchen, Größe S und L ❹ ❺

Für Notfall- und Transportbehältnisse



Dichtungssystem an der Pumpe

Perfekter Sitz des Absauggefäßes



Dichtring am Pumpeneingang

Schutzsystem-Vorrichtungen
Einweg-Ventiltechnik



Überlaufschutz
Kontaminationsschutz
für die Pumpe




Ventilklappe
Rücklaufschutz
zum Patienten

Maße (B x H x T)	Gewicht	Bestellnummer
22 x 18 x 8 cm	275 g	❶ HAG01-HP

AEROsuc® – Rescue - Handabsaugpumpe | Zubehör und Ersatzteile

Lieferumfang zu HAG01-HP sowie als Ersatzteile erhältlich. Für den Einmalgebrauch.



Beschreibung	Material	Bestellnummer
Absauggefäß 300 ml, mit Bakterienfilter	Polypropylen (PP)	❷ HAG01-HP-AG
Adapter für Absaugkatheter mit Trichterkonnektor, 10 Stk. (Ersatz)	ABS747	❸ HAG01-HP-AAK
PVC-Absaugschlauch, Größe S	Polyvinylchlorid (PVC)	❹ HAG01-HP-ASS
PVC-Absaugschlauch, Größe L	Polyvinylchlorid (PVC)	❺ HAG01-HP-ASL

VacUp - Fußabsaugpumpe

Manuell

Für den täglichen Einsatz entwickelte, energieunabhängige und wartungsfreie Sekret-Fußabsaugpumpe, gemäß DIN EN ISO 10079-2. Zum Absaugen von größeren Ansammlungen von Blut, Schleim, Speichel etc. sowie zähflüssigen und festen Nahrungsbestandteilen.

- Einfache und zuverlässige Handhabung
- Leistungsstark bei max. Vakuum von -82 kPa, -615 mmHg, -0,82 bar bei einer Saugleistung von 72 l/min (Luft)
- Besonders widerstandsfähige Materialien | Autoklavierbar bei 121 °C
- Kann auch zum Evakuieren von Vakuummatratzen verwendet werden


Ausstattung

Inklusive 650 großem Absaugbehälter mit Überlaufsicherung und Absaugschlauch 1300 mm (Ø 8 mm) mit Schlauchverbinder

Auch für den Handbetrieb geeignet




1 Bügel – 2 Funktionen



1. Arretierung des Pedals

Zum platzsparenden Verstauen



2. Entlüftungsvorrichtung

Reduzierung des Drucks bzw. Entlüftung durch komplettes Einschieben



Einschub für zusätzlichen Sammelbehälter

Maße (B x H x L)	Gewicht	Bestellnummer
13 x 11 x 18 cm	850 g	HAG01-FP

AEROsuc® – Komponenten für Absauggeräte | Tragbar und Fahrbar - Pneumatisch

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung tragbarer oder fahrbarer Absauggeräte. Mögliche Konfiguration mit unterschiedlichen Vakuumreglern bzw. Absauginjektoren.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

Tragbar

- Doppelhalterung und Absauggefäße 1000 ml oder 2000 ml, aus Polysulfon
- Vakuumregler / Absauginjektor, mit 1,5 m Druckschlauch und ZGA-Stecker sowie Überlaufbehälter mit Bakterienfilter
- Deckel mit Druck- oder Drehverschluss und integrierter Überlaufsicherung

Fahrbar

- Fahrgestell, verchromt, mit Einschüben für 2 Absauggefäße und Doppelhalterung für Köcher
- Doppelhalterung und Köcher 500 mm lang, aus Polycarbonat, für Absaugkatheter
- Absauggefäße 1000 ml oder 2000 ml, aus Polysulfon
- Vakuumregler / Absauginjektor, mit 1,5 m Druckschlauch und ZGA-Stecker sowie Überlaufbehälter mit Bakterienfilter
- Deckel mit Druck- oder Drehverschluss und integrierter Überlaufsicherung


Unterschiedliche Vakuumregler

- Vakuumbereich: 0 - 250 mbar | 0 - 600 mbar | 0 - 1000 mbar
- Gehäuse: Grau oder gelb | Manometer: Analog | Digital (Auf Anfrage)
- Anschluss: 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker DIN 13260
- Mit Überlaufbehälter und Bakterienfilter

Absauginjektoren

- Absaugleistung bis 800 mbar
- Gehäuse: Grau oder gelb | Manometer: Analog | Digital (Auf Anfrage)

Beispielhafte Darstellung Tragbare Konfiguration mit Vakuumregler 1 oder Absauginjektor* 2



*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäße ohne Schlauchset.

Beispielhafte Darstellung
Fahrbare Konfiguration mit Vakuumregler*



AEROsuc® – Vakuumregler und Absauginjektoren

Pneumatisch

Vakuumregler

Vakuumregler gemäß DIN EN ISO 10079-3, für die medizinische bzw. chirurgische Absaugung, für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen / Vakuumleitungen in Kliniken (ZGA).


- Max. Flow 110 l/min (Pumpe mit Flow 160 l/min)
- Frei drehbares Regelventil am Anschlag - keine Blockierung möglich
- Easy Click-Verschluss zum einfachen Anbringen und Abnehmen des Überlaufbehälters
- Anschlussstülle aus Metall, direkt in den Körper des Reglers eingebaut
- Mit bruchsicherem Überlaufbehälter aus Polycarbonat und Bakterienfilter an der Vorderseite (Wirksamkeit 99,97 %, Partikelgröße 0,3 µm)

Unterschiedliche Modelle

- Vakuumbereich: 0 - 250 mbar | 0 - 600 mbar | 0 - 1000 mbar
- Manometer: Analog oder digital | Gehäuse: Grau oder gelb
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 | 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklau



*Versionen mit Druckschlauch
inklusive Wandschienenklau
HWS01-KLEK



Manometer digital oder analog

Analog



Digital



Vakuumregler analog

	Bestellnummer			
	1 ZGA-Stecker		2 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker	
Vakuumbereich	● Grau	● Gelb	● Grau	● Gelb
0 - 250 mbar	HAG02-C2RV-ZGA	HAG02-C2YRV-ZGA	HAG02-C2RVS-ZGA	HAG02-C2YRVS-ZGA
0 - 600 mbar	HAG02-C6RV-ZGA	HAG02-C6YRV-ZGA	HAG02-C6RVS-ZGA	HAG02-C6YRVS-ZGA
0 - 1000 mbar	HAG02-C10RV-ZGA	HAG02-C10YRV-ZGA	HAG02-C10RVS-ZGA	HAG02-C10YRVS-ZGA

Vakuumregler digital

	Bestellnummer			
	3 ZGA-Stecker		4 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker	
Vakuumbereich	● Grau	● Gelb	● Grau	● Gelb
0 - 250 mbar	HAG02-CD2RV-ZGA	HAG02-CD2YRV-ZGA	HAG02-CD2RVS-ZGA	HAG02-CD2YRVS-ZGA
0 - 600 mbar	HAG02-CD6RV-ZGA	HAG02-CD6YRV-ZGA	HAG02-CD6RVS-ZGA	HAG02-CD6YRVS-ZGA
0 - 1000 mbar	HAG02-CD10RV-ZGA	HAG02-CD10YRV-ZGA	HAG02-CD10RVS-ZGA	HAG02-CD10YRVS-ZGA

AEROsuc® – Vakuumregler und Absauginjektoren

Pneumatisch

Absauginjektoren

Absauginjektoren gemäß DIN EN ISO 10079-3, für die Absaugung von Flüssigkeiten und Sekreten, mit ZGA-Stecker (AIR / O₂) für den Anschluss an DIN-Kupplungen bzw. Wanddosen / Druckluft- oder Sauerstoff-Leitungen in Kliniken (ZGA).


- Max. Vakuum 800 mbar (± 50 mbar), Flowleistung 40 l/min, begrenzter Gasverbrauch 60 l/min bei 800 mbar
- Hochleistungs-Schalldämpfer garantiert leisen Betrieb
- Extrem robuster Körper aus eloxiertem Aluminium und mit bruchsicherem Überlaufbehälter aus Polycarbonat

Unterschiedliche Modelle

- Mit Überlaufbehälter und Filter | Mit separater Anschlussstülle
- Manometer: Analog oder digital | Gehäuse: Grau oder gelb
- Direktanschluss DIN-Stecker 13260 | 1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker und Halterung für Wandschienenklaus*



*Versionen mit Druckschlauch inklusive Wandschienenklaus HWS01-KLEK



Analog



Digital



Nachrüstbar:
150 ml Überlaufbehälter
HAG02-RV150SI-V2



Optional für Versionen
2 4 6 8



Absauginjektor analog

	Bestellnummer	
Abgang	ZGA-Stecker	1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker
Überlaufbehälter und Filter mit Anschlussstutzen	1 HAG02-IRV-ZGA	5 HAG02-IRVS-ZGA
Schlauchanschlussstülle	2 HAG02-ISA-ZGA	6 HAG02-ISAS-ZGA

Absauginjektor digital


	Bestellnummer	
Abgang	ZGA-Stecker	1,5 m Druckschlauch mit ZGA-Stecker
Überlaufbehälter und Filter mit Anschlussstutzen	3 HAG02-IDRV-ZGA	7 HAG02-IDRVS-ZGA
Schlauchanschlussstülle	4 HAG02-IDSA-ZGA	8 HAG02-IDSAS-ZGA

AEROsuc® – Vakuumregler und Absauginjektoren

Ersatzteile

Ersatzteile

Überlaufbehälter, Bakterienfilter, Schalldämpfer, analoge und digitale Manometer und ZGA-Stecker.



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Reservoir- / Überlaufbehälter 100 ml, autoklavierbar bei 134 °C, passend für AEROsuc® – Vakuumregler und Absauginjektoren	1 HAG02-RV100SC
Reservoir- / Überlaufbehälter 150 ml, autoklavierbar bei 134 °C, passend für AEROsuc® – Absauginjektoren mit Schlauchanschlussstülle	2 HAG02-RV150SI-V2
Bakterienfilter für Überlaufbehälter HAG02-RV100SC, 10 Stk.	3 HAF03-RV
Bakterienfilter - Absaugfiltermembran für Überlaufbehälter HAG02-RV150SI-V2, 100 Stk.	4 HAF03-M50/100
Wandschienenklaus, mit Einschub für Halterung	5 HWS01-KLEK
Schalldämpfer / Ansauggeräuschedämpfer für AEROsuc® – Absauginjektoren	6 HAG02-I-SD
Analoges Manometer für AEROsuc® – Absauginjektoren	7 HAG02-VGA-SI
Digitales Manometer für AEROsuc® – Absauginjektoren	8 HAG02-VGD-SI
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 250 mbar, Gehäuse grau	9 HAG02-VGA-250G-VR
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 600 mbar, Gehäuse grau	9 HAG02-VGA-600G-VR
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 1000 mbar, Gehäuse grau	9 HAG02-VGA-1000G-VR
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 250 mbar, Gehäuse gelb	10 HAG02-VGA-250Y-VR
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 600 mbar, Gehäuse gelb	10 HAG02-VGA-600Y-VR
Analoges Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 1000 mbar, Gehäuse gelb	10 HAG02-VGA-1000Y-VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 250 mbar, Gehäuse grau	11 HAG02-VGD-250G-VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 600 mbar, Gehäuse grau	11 HAG02-VGD-600G-VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 1000 mbar, Gehäuse grau	11 HAG02-VGD-1000G-VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 250 mbar, Gehäuse gelb	12 HAG02-VGD-250Y VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 600 mbar, Gehäuse gelb	12 HAG02-VGD-600Y-VR
Digitales Manometer für AEROsuc® – Vakuumregler, 1000 mbar, Gehäuse gelb	12 HAG02-VGD-1000Y-VR
ZGA-Stecker / Kombistecker AIR / O ₂ für AEROsuc® – Absauginjektoren	13 HAG02-02/AIR-SI
ZGA-Stecker für AEROsuc® – Vakuumregler	14 HAG02-VAC-VR
Schmierfett „High Vacuum Grease“ für AEROsuc® – Vakuumregler	HAG02-HVG-VR

AEROsuc® – Absauggefäße | Gefäße und Deckel

Wiederverwendbare Absauggefäße für pneumatische Absauggeräte, gemäß DIN EN ISO 10079-3.

Unterschiedliche Modelle

- 1000 ml | 2000 ml | 4000 ml
- Aus Polysulfon (autoklavierbar bis 134 °C) | Aus Polycarbonat (autoklavierbar bis 121 °C)

Alle Deckel mit integrierter Überlaufsicherung

- Drehverschluss (Metall) | Druckverschluss (Polypropylen, Silikon)
- Mit integrierter Halterung für Wandschienenklaue (1000 ml | 2000 ml), separat erhältlich bei 4000 ml (HWS01-KLEK)



Gefäße komplett mit Deckel

Gefäße komplett mit Deckel	Gefäß		Mit Deckel (Drehverschluss)	Mit Deckel (Druckverschluss)	
	Material	Volumen	Metall	Polypropylen	Silikon
Bestellnummer	Polysulfon	1000 ml	❶ HAG02-1000KD-PSF	❷ HAG02-1000KP-PSF	❸ HAG02-1000KS-PSF
		2000 ml	❹ HAG02-2000D-PSF	❺ HAG02-2000P-PSF	❻ HAG02-2000S-PSF
		4000 ml	-	❿ HAG02-4000P-PSF	-
	Polycarbonat	2000 ml	❷ HAG02-2000D-PC	❸ HAG02-2000P-PC	❹ HAG02-2000S-PC
		4000 ml	-	❾ HAG02-4000P-PC	-

Gefäße

Material	Volumen	Bestellnummer
Polysulfon	1000 ml	HAG02-1000K-G-PSF
	2000 ml	HAG02-2000-G-PSF
	4000 ml	HAG02-4000-G-PSF
Polycarbonat	2000 ml	HAG02-2000-G-PC
	4000 ml	HAG02-4000-G-PC




11 Ersatzteile - Absauggefäße

Deckel

Bestellnummer	Drehverschluss	Druckverschluss		Passend für Absauggefäße
	1 Metall	2 Polypropylen	3 Silikon	
	HAG02-2000-DD-PSF	HAG02-2000-DP-PSF	HAG02-2000-DS-PSF	1000 ml 2000 ml
-	-	HAG02-4000-DP	-	4000 ml

AEROsuc® – Absauggefäße | Halterungen

Einzel-, Doppel- oder Standhalterungen für Absauggefäße, verchromt.




Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Halterung für 2000 ml Absauggefäß, mit integrierter Halterung für Wandschienenklaue*	1 HAG02-2000-H
Halterung für 4000 ml Absauggefäß, mit integrierter Halterung für Wandschienenklaue*	2 HAG02-4000-H
Doppelhalterung für 1000 ml und 2000 ml Absauggefäße, mit integrierter Halterung für Wandschienenklaue*	3 HAG02-2000-H2
Standhalterung für 2000 ml Absauggefäß	4 HAG02-2000-HS
Standhalterung für 4000 ml Absauggefäß	5 HAG02-4000-HS


AEROsuc® – Köcher-Sets und Einzelteile

Köcher-Sets mit Polycarbonat-Köchern, Länge 400 mm oder 500 mm, Wandschienenklaue und verchromte Einzel- oder Doppel-Halterungen mit integrierter Halterung für Wandschienenklaue sowie einzeln bestellbare Artikel, zur Aufbewahrung von Absaugkathetern.

Köcher-Sets



Einzelteile



	Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Köcher-Sets	Köcher 400 mm, Halterung und Wandschienenklaue	1 HAG02-KÖ-400
	Köcher 500 mm, Halterung und Wandschienenklaue	2 HAG02-KÖ-500
	Doppelköcher 400 mm, Doppel-Halterung und Wandschienenklaue	3 HAG02-KÖ-400-H2
	Doppelköcher 500 mm, Doppel-Halterung und Wandschienenklaue	4 HAG02-KÖ-500-H2
Einzelteile	Einzel-Halterung	5 HAG02-KÖ-H
	Doppel-Halterung	6 HAG02-KÖ-H2
	Wandschienenklaue	7 HWS01-KLEK
	Köcher 400 mm	8 HAG02-KÖ-400/E
	Köcher 500 mm	9 HAG02-KÖ-500/E

AEROSuc® – Absaugkatheter



Zubehör - Absauggeräte

Absaugkatheter aus latexfreiem PVC, mit weicher medizinischer Schlauchqualität (70 ± 2 Shore A). Länge ca. 30 cm ❶ und 50 cm ❷, einzeln steril verpackt.

- Gute Gleiteigenschaften
- Zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen, die das Festsaugen der Katheterspitze verhindern
- Atraumatisch abgerundete Katheterspitze für minimale Schleimhautreizungen



Farbcodierte Trichterkonnektoren

Charrière (CH)	Farbe	Bestellnummer	
		❶ 30 cm	❷ 50 cm
06	● Hellgrün	HAK11-30-06	HAK11-50-06
08	● Blau	HAK11-30-08	HAK11-50-08
10	● Schwarz	HAK11-30-10	HAK11-50-10
12	● Weiß	HAK11-30-12	HAK11-50-12
14	● Dunkelgrün	HAK11-30-14	HAK11-50-14
16	● Orange	HAK11-30-16	HAK11-50-16
18	● Rot	HAK11-30-18	HAK11-50-18

AEROSuc® – Absaug Verbindungsschlauch



PVC-Absaugverbindungsschlauch mit Trichterkonnektor und Fingertip-Absaugunterbrecher, CH 25, Länge 200 cm, einzeln steril verpackt.



QTY: 50

Bestellnummer
HAS02-25-200-TK/FT



Auf Anfrage auch in anderen Längen, Charrières sowie mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich

AEROSuc® – Absaugunterbrecher



Absaugunterbrecher zur Vakuumkontrolle, für den Einsatz zwischen Absaugkatheter und Verbindungsschlauch.



❶ QTY: 100



❷ QTY: 50



❸ QTY: 50

Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Fingertip-Absaugunterbrecher mit Fingermulde und Verschlussstopfen, einzeln steril verpackt	❶ HAU11-FT
Absaugunterbrecher mit Dosiertip und Haken für Schienensysteme	❷ HAU01-DTS
Absaugunterbrecher mit Fingermulde und Haken für Schienensysteme	❸ HAU01-FMS

AEROSuc® – EASY Home



Elektrisch

Elektrisch betriebene Absaugpumpen für den Einsatz in den Bereichen Homecare, Klinik und weiteren Gesundheitseinrichtungen. Zur Entfernung von Sekreten und Flüssigkeiten aus den Atemwegen sowie Infektionsmaterial aus Wunden.

Leistungsstark und laufruhig

- Max. Vakuum ≥ 0,71 bar (≥ 530 mmHg)
- Hohe Flowleistung: ≥ 20 lpm
- Niedriges Geräuschniveau: ≤ 60 dB, aus 1 m Distanz
- Ca. 50 min Akku-Dauerbetrieb

Mehr Mobilität für den Anwender

- Als Netzversion oder mit integriertem Akku erhältlich
- Leichtgewichte (2,4 bzw. 2,8 kg)
- Bequemer Transport mit Tragegriff oder in der Aufbewahrungstasche



AEROSuc® – EASY Home 1

Netzversion



AEROSuc® – EASY Home 2

Akkuversion

Übersichtliches Bedienfeld

Alle Bedienelemente sind im Bedienfeld zusammengefasst

- Kippschalter für einfaches Ein- und Ausschalten
- Manometeranzeige in bar und mmHg
- Stufenlose Vakuumregulierung
- Batterie-Statusanzeige (bei Akkuversion)



Bedienfeld EASY Home 2



Effizient und zuverlässig

Zweifaches Hygienekonzept

1. Absauggefäß mit Überlaufsicherung

- 1000 ml Fassungsvermögen
- Füllstand-Skalierung (100 ml-Teilung)
- Verschließbare Öffnung im Deckel für Schnellentleerung und Probenentnahme
- Patientenanschluss verschließbar
- Einfache Reinigung
- Mehrfach verwendbar, zur Verwendung bei einem Patienten

2. Absaugfilter

- Kontaminationsschutz

Spezifikationen	Bestellnummer	
	HAG03-HC1 (EASY Home 1)	HAG03-HC2 (EASY Home 2)
Lieferumfang	Bestehend aus Absaugpumpe und Zubehör ❶ - ❸	
Maße (B x H x T)	21,2 x 36,3 x 17,5 cm	
Gewicht (inkl. Netzkabel)	2,40 kg	2,80 kg
Stromanschlusskabel (Netzteil)	Input: 100-240 Volt ~ 50-60 Hz., 1,1 A; Output: 12 Volt === 4.0 A	
Eingang Gleichstromanschluss	12 Volt === 4.0 A	
Interne Stromversorgung (Lithium-Ionen-Akku)	-	18650 drei Serien zwei parallel, 11,1V / 4400mAh
Akku-Ladezeit	-	8 Stunden
Akku-Betriebsdauer (nach 8-stündiger Aufladung)	-	ca. 50 min (bei max Saugleistung)
Max. Vakuum	≥ 0,71 bar (≥ 530 mmHg)	
Min. Vakuum	≤ 0,19 bar (≤ 150 mmHg)	
Max. Saugleistung (freier Fluss)	≥ 20 lpm, mit 1000-ml-(CC)-Absaugkanister	
Geräuschpegel	≤ 60 dB, aus 1 m Distanz	
Betriebslebensdauer	≥ 2 Jahre	

AEROsuc® – EASY Home | Zubehör und Ersatzteile



Artikelbeschreibung	Bestellnummer
Absauggefäß mit Überlaufsicung, 1000 ml, Deckel aus PP, Behälter aus PC	❶ HAG03-HC-AG1
Absaugverbindungsschlauch 1,80 m mit Trichterkonnektoren	❷ HAG03-HC-AS1
Bakterien- / Absaugfilter	❸ HAG03-HC-AF
Silikon-Absaugschläuche, ID 7 mm / AD 13,5 mm, 0,10 m, 2 Stk.	❹ HAG03-HC-AS-7/13.5-SET
Geräte- / Luftfilter, 6 Stk. (Ersatz) 5 Stk. (Zubehör)	❺ HAG03-HC-GF/6
Stromanschlusskabel	❻ HAG03-HC-NSEU
Netzteil EU	❼ HAG03-HC-NTEU
Transporttasche, schwarz	❽ HAG03-HC-T
KFZ-Adapter 12V	❾ HAG03-HC-AA
Filterkappe für Geräte- / Luftfilter	❿ HAG03-HC-GF-K

Separat verfügbar: Fingertip-Absaugunterbrecher mit Fingermulde und Verschlussstopfen, einzeln steril verpackt (QTY: 100)

MEDIZINISCHE GASE
SAUERSTOFF-THERAPIE



AEROpарт® umfasst hochqualitativen Sauerstoff sowie Atemgase plus zuverlässiges Zubehör. Im Vordergrund stehen Anwendungssicherheit sowie Patientenkomfort. Sicher, einfach und komfortabel - für den gewünschten Therapieerfolg!

Druckgasflaschen Sauerstoff | Druckluft | Lachgas | Kohlendioxid

Wir bieten Ihnen gefüllte Druckgasflaschen oder Füllungen mit Sauerstoff oder Kohlendioxid für medizinische Zwecke, Sauerstoff zur Höhenatmung oder für Lebensmittelzwecke sowie mit medizinischer Luft und Lachgas, für eine ideale und patientengerechte Versorgung.

AEROpарт® – Applikationshilfen und Zubehör

Von Sauerstoff-Brillen und -Masken über Sicherheitsschläuche bis hin zu Schlauchverbindern finden Sie bei uns das nötige Zubehör. Hochwertige Rohmaterialien, maximaler Komfort und Sicherheit - all das bedeutet einen optimalen Sauerstoff-Fluss, auch in schwierigen Umgebungen.

AEROpарт® – Produkte für die Atemgasbefeuchtung

Atemgasbefeuchter für den Einmalgebrauch sowie wiederverwendbare Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen runden unser AEROpарт® – Sortiment entsprechend ab. Auch Sterilwasser sowie Sterilwassersysteme können Sie in verschiedenen Varianten über uns beziehen.

Druckgasflaschen Sauerstoff



Gefüllte Druckgasflaschen oder Flaschenfüllungen mit Sauerstoff für medizinische Zwecke, zur Höhenatmung oder für Lebensmittelzwecke, Fülldruck 200 bar. Ausgestattet mit Restdruckventil, genormte Anschlussgewinde nach DIN 477, Flaschenkörper aus Stahl oder Aluminium.

Großhandelserlaubnis gemäß § 52a AMG erforderlich!*



Beispielhafte Produktdarstellungen

Sauerstoff für medizinische Zwecke - O₂ med.

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	0,3 l	60 l	60 mm	265 mm	1,35 kg	HFL11-03	HFL11-03-FÜLL
	0,8 l	160 l	83 mm	310 mm	2,10 kg	HFL11-08	HFL11-08-FÜLL
	1,0 l	200 l	83 mm	355 mm	2,40 kg	HFL11-1	HFL11-1-FÜLL
	2,0 l	400 l	100 mm	430 mm	3,60 kg	HFL11-2	HFL11-2-FÜLL
	3,0 l	600 l	100 mm	580 mm	4,80 kg	HFL11-3	HFL11-3-FÜLL
	5,0 l	1000 l	140 mm	530 mm	10,05 kg	HFL11-5	HFL11-5-FÜLL
	10,0 l	2000 l	140 mm	915 mm	15,90 kg	HFL11-10	HFL11-10-FÜLL
Aluminium	2,0 l	400 l	102 mm	360 mm	2,80 kg	HFL11-2-LA	HFL11-2-LA-FÜLL
	10,0 l	2000 l	140 mm	1045 mm	13,00 kg	HFL11-10-LA	HFL11-10-LA-FÜLL

Sauerstoff zur Höhenatmung - O₂

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	0,8 l	160 l	83 mm	310 mm	2,10 kg	HFL07-08	HFL07-08-FÜLL
	1,0 l	200 l	83 mm	355 mm	2,40 kg	HFL07-1	HFL07-1-FÜLL
	2,0 l	400 l	100 mm	430 mm	3,60 kg	HFL07-2	HFL07-2-FÜLL
	3,0 l	600 l	100 mm	580 mm	4,80 kg	HFL07-3	HFL07-3-FÜLL
	5,0 l	1000 l	140 mm	530 mm	10,05 kg	HFL07-5	HFL07-5-FÜLL
	10,0 l	2000 l	140 mm	915 mm	15,90 kg	HFL07-10	HFL07-10-FÜLL
Aluminium	2,0 l	400 l	105 mm	445 mm	2,85 kg	HFL07-2-LA	HFL07-2-LA-FÜLL

Sauerstoff für Lebensmittelzwecke - O₂ E948

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	2,0 l	400 l	100 mm	430 mm	3,60 kg	HFL18-2	HFL18-2-FÜLL
	5,0 l	1000 l	140 mm	530 mm	10,05 kg	HFL18-5	HFL18-5-FÜLL
	10,0 l	2000 l	140 mm	915 mm	15,90 kg	HFL18-10	HFL18-10-FÜLL

*Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Erstbestellung von Druckgasflaschen für medizinische Zwecke eine Großhandelserlaubnis gemäß § 52a AMG erforderlich ist, da zum Erwerb nur Apotheken, Ärzte, Kliniken, Heilpraktiker sowie pharmazeutische Unternehmer bezugsberechtigt sind!

Druckgasflaschen Druckluft | Lachgas | Kohlendioxid



Gefüllte Druckgasflaschen oder Flaschenfüllungen mit Druckluft, Lachgas oder Kohlendioxid für medizinische Zwecke. Ausgestattet mit Restdruckventil (nur CO₂), genormte Anschlussgewinde nach DIN 477 und Flaschenkörper aus Stahl.

Großhandelserlaubnis gemäß § 52a AMG erforderlich!*



Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen sowie ZÜS-Prüfungen, Lackierungen in Verbindung mit einer Flaschenfüllung, Flaschen mit kundenspezifischer Prägung sowie leere Druckgasflaschen



Beispielhafte Produktdarstellungen

Druckluft - AIR

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	2,0 l	400 l	100 mm	430 mm	3,60 kg	HFL04-2	HFL04-2-FÜLL
	3,0 l	600 l	100 mm	580 mm	5,60 kg	HFL04-3	HFL04-3-FÜLL
	5,0 l	1000 l	140 mm	530 mm	10,05 kg	HFL04-5	HFL04-5-FÜLL
	10,0 l	2000 l	140 mm	915 mm	15,90 kg	HFL04-10	HFL04-10-FÜLL

Lachgas - N₂O

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	2,0 l	1,50 kg	100 mm	430 mm	3,60 kg	HFL05-2	HFL05-2-FÜLL
	10,0 l	7,50 kg	140 mm	915 mm	15,90 kg	HFL05-10	HFL05-10-FÜLL

Kohlendioxid für medizinische Zwecke - CO₂

Material	Volumen	Inhalt	Ø	Länge	Gewicht	Bestellnummer	
						Flasche gefüllt	Füllung
Stahl	10,0 l	7,50 kg	140 mm	915 mm	18,00 kg	HFL16-10	HFL16-10FÜLL
	13,4 l	7,50 kg	140 mm	915 mm	18,00 kg	HFL16-13.4	HFL16-13.4-FÜLL

*Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Erstbestellung von Druckgasflaschen für medizinische Zwecke eine Großhandelserlaubnis gemäß § 52a AMG erforderlich ist, da zum Erwerb nur Apotheken, Ärzte, Kliniken, Heilpraktiker sowie pharmazeutische Unternehmer bezugsberechtigt sind!

AEROpart® – Sauerstoff-Brillen


Sauerstoff-Nasenbrillen aus transparentem PVC mit knicksicherem Sauerstoff-Sicherheitsschlauch.

Unterschiedliche Ausführungen, nach:

- Patientengruppe: Erwachsene | Kinder | Kleinkinder | Säuglinge | Neonaten | Frühgeborene
- Nasenstutzen (Kanülen): Gerade | Gebogen
- Material: „Soft“ | „Supersoft“ | und / oder Phthalatfrei
- Ausführung: „Standard“ | „Low Flow“ | „High Flow“ | „Geräuscharm“ | Speziell für Demandventile
- Schlauchlänge: Sicherheitsschläuche in unterschiedlichen Längen | Verschiedene Sternlumen



Nasenstutzen gerade, soft



Sauerstoff-Brillen mit geraden Nasenstutzen, soft

Patientengruppe	Schlauch	Ausführung	Bestellnummer
Erwachsene	0,33 m	bis 6 l/min, Standard	1 HSB11-S-0.33
	2,00 m		1 HSB11-S
	5,00 m		1 HSB11-S5
Kinder	2,00 m	bis 3 l/min, Standard	1 HSB11-S-K
Kleinkinder	2,00 m		1 HSB11-S-KK
Erwachsene	2,00 m	bis 6 l/min, Standard	2 HSB13-S

Als DEHP-freie Variante auf Anfrage erhältlich

Nasenstutzen gebogen, soft



Sauerstoff-Brillen mit gebogenen Nasenstutzen, soft

Patientengruppe	Schlauch	Ausführung	Bestellnummer
Erwachsene	2,00 m	bis 6 l/min, Standard	HSB12-S
		bis 6 l/min, Standard	HSB14-S
Kinder		bis 6 l/min, Standard	HSB12-S-K
Kleinkinder		bis 3 l/min, Standard	HSB12-S-KK
Neonaten / Säuglinge			HSB12-S-NS

Als DEHP-freie Variante auf Anfrage erhältlich

Nasenstutzen gebogen, supersoft



Sauerstoff-Brillen mit gebogenen Nasenstutzen, supersoft

Patientengruppe	Schlauch	Ausführung	Bestellnummer
Erwachsene	0,33 m	bis 6 l/min, Standard	HSB02-S-0.33
	2,10 m		HSB02-S
	2,10 m	bis 3 l/min (Schmalere Kanülen)	HSB02-S-LF
	2,10 m	bis 8 l/min (Geräuscharm)	HSB02-S-Q
	2,10 m	bis 15 l/min (High Flow)	HSB02-S-HF
Kinder	2,10 m	bis 6 l/min, Abstand 7,0 mm	HSB02-S-K
Kleinkinder	2,10 m	bis 3 l/min, Abstand 5,0 mm	HSB02-S-KK
Neonaten /Säuglinge	2,10 m	bis 3 l/min, Abstand 4,5 mm	HSB02-S-NS
Frühgeborene	2,10 m	bis 3 l/min, Abstand 3,0 mm	HSB02-S-F

Nasenstutzen gebogen, supersoft



Sauerstoff-Brillen mit gebogenen Nasenstutzen, supersoft

Patientengruppe	Schlauch	Ausführung	Bestellnummer
Erwachsene	1,20 m	bis 6 l/min Speziell für die Verwendung mit Demandventilen entwickelt	HSB02-S-D1.2

Geteilte Nasenstutzen für Patientenüberwachung und Sauerstoffgabe

Nasenstutzen gebogen, trichterförmig




Sauerstoff-Brille mit gebogenen, trichterförmigen Nasenstutzen

Patientengruppe	Schlauch	Bestellnummer
Erwachsene	2,10 m	HSB04-S-F

Ohrpolster

+ Zubehör - Sauerstoff-Brillen

Hellgraue Ohrpolster für Sauerstoff-Brillen, aus weichem und dichtzelligem Schaumstoff. Zuverlässiger Schutz gegen Wundreibung an den Ohren, zur Verwendung an einem Patienten, nicht sterilisierbar.



Menge	Bestellnummer
1 Paar	HSB02-EZW

AEROpart® – Sauerstoff-Masken

Sauerstoff-Masken aus transparentem PVC, für Kinder oder Erwachsene, mit formbarem Nasenclip und elastischem Kopfhaltband.

Unterschiedliche Ausführungen:

- Mit knicksicherem Sauerstoff-Sicherheitsschlauch 1 3
- Mit Reservoirbeutel und knicksicherem Sauerstoff-Sicherheitsschlauch 2
- Phthalatfrei 3




Patientengruppe	Ausführung	Bestellnummer
Erwachsene	Mit O ₂ -Schlauch	1 HSM11-E
	Mit Reservoirbeutel und O ₂ -Schlauch	2 HSM11-EB
	Mit O ₂ -Schlauch, phthalatfrei	3 HSM13-E
Kinder	Mit O ₂ -Schlauch	1 HSM11-K
	Mit Reservoirbeutel und O ₂ -Schlauch	2 HSM11-KB
	Mit O ₂ -Schlauch, phthalatfrei	3 HSM13-K

Als DEHP-freie Variante auf Anfrage erhältlich

AEROp[®]art – Aerosol-Inhalationssets

Einmal-Aerosol-Inhalationssets für Erwachsene oder Kinder, bestehend aus Maske mit formbarem Nasenclip, elastischem Kopfhalteband, 6 ml Medikamentenvernebler und knicksicherem 2 m Sauerstoff-Sicherheitsschlauch.



Patientengruppe	Bestellnummer	
Erwachsene	HAI11-E	A
	1 HAI12-E	
	2 HAI13-E	
Kinder	HAI11-K	A
	1 HAI12-K	
	2 HAI13-K	

2,00 m O₂-Schlauch

AEROp[®]art – Venturi-Masken

NEUHEIT

Einmal-Venturi-Masken für Erwachsene oder Kinder, bestehend aus Maske mit 2 farbcodierten, einstellbaren Ventilen (Diluter), formbarem Nasenclip, elastischem Kopfhalteband und knicksicherem 2,1 m Sauerstoff-Sicherheitsschlauch. Für die Inhalation / Insufflation von medizinischem Sauerstoff mit erhöhter Sauerstoff-Konzentration.



Patientengruppe	Bestellnummer
Erwachsene	HSMV11-E-BV
Kinder	HSMV11-K-BV

2,10 m O₂-Schlauch

AEROp[®]art – Sauerstoff-Sicherheitsschläuche

Sauerstoff-Sicherheitsschläuche aus transparentem PVC, knicksicher, in unterschiedlichen Längen. Auch als phthalatfreie Ausführung erhältlich.



Sicherheitsschlauch mit Sternlumen

Länge	Bestellnummer
0,33 m	HSS11-0.33
2,00 m	HSS11-2
3,00 m	HSS11-3
7,50 m	HSS11-7.5
10,00 m	HSS11-10
15,00 m	HSS11-15

NEUHEIT

Sicherheitsschlauch mit Sternlumen | Phthalatfrei

Länge	Bestellnummer
0,33 m	HSS13-0.33
2,00 m	HSS13-2
3,00 m	-
7,50 m	HSS13-7.5
10,00 m	HSS13-10
15,00 m	HSS13-15

AEROp[®]art – Schlauchanschlussstücken

Schlauchanschlussstücken drehbar oder starr, für 6 mm Schläuche. Bewegliche Schlauchanschlussstücke UNF 9/16" Innengewinde 1 | Winkel-Schlauchanschluss 90° UNF 9/16" Außengewinde 2



Modell	Material	Ausführung	Bestellnummer
Schlauchanschlussstücke	Polyoxymethylen (POM)	gerade, drehbar, grün	1 HSA02-6G
Winkel-Schlauchanschluss	Polybutylenterephthalat (PBT)	90°, starr, weiß	2 HSA02-6-WA

Firesafe™ - Schlauchanschlussstücke und -verbinder

Thermische Sicherungen mit integriertem Rückschlagventil, unterbrechen den O₂-Flow bei Entzündung der nachgelagerten Schlauchleitung, für 6 mm Schläuche. Schlauchanschlussstücke UNF 9/16" Innengewinde 1 | Schlauchverbinder MKII, bidirektionales Design 2



Modell	Ausführung	Bestellnummer
Schlauchanschlussstücke	gerade, drehbar, weiß	1 HSA03-6-FS
Schlauchverbinder MKII	gerade, starr, weiß	2 HSV03-6-FS

AEROp[®]art – Schlauchverbinder

Schlauchverbinder starr oder gerade, drehbar sowie T-Form, für 6 mm Schläuche.



Ausführung	Bestellnummer
Gerade, starr, transparent	1 HSV11-6
Gerade, 360° drehbar, weiß	2 HSV01-6D
Y-Form, starr, transparent	3 HSV11-6-Y

AEROp[®]art – Wasserfalle

Wasserfalle zum Auffangen von Kondenswasser bei der Sauerstoff-Therapie, transparent, beidseitig mit Schraubverschlüssen und Anschlüssen, für 6 mm Schläuche.



Maße (B x H x L)	Bestellnummer
ca. 29 x 29 x 188 mm*	HWF11

*Inklusive Schraubverschlüsse

AEROp[®]art – Atemgasbefeuchter

Atemgasbefeuchter für den Einsatz bei der Sauerstoff-Therapie. Unterschiedliche Fassungsvermögen | Anschlussmutter UNF 9/16" oder G 3/8" Für den Einmalgebrauch ❶ - ❹ oder wiederverwendbar ❺, ❻ | Für „High Flow“ - Anwendungen ❸, ❹

❶

bis 3 l/min

❷

bis 6 l/min

❸

6 - 15 l/min „High Flow“

❹

6 - 15 l/min „High Flow“

❺ ❻

bis 15 l/min

Max. Füllmenge	Gesamtvolumen	Leistung / Flow	Eingangsanschluss	Sicherheitsventil	Bestellnummer
125 ml	-	bis 3 l/min	Anschlussmutter mit Innengewinde UNF 9/16"	207 mbar	❶ HAB01-916E
250 ml	440 ml	bis 6 l/min		410 mbar	❷ HAB01-916
250 ml	400 ml	6 - 15 l/min (High Flow)		410 mbar	❸ HAB11-916HF
300 ml	350 ml	6 - 15 l/min (High Flow)		410 mbar	❹ HAB01-916HF
160 ml	250 ml	bis 15 l/min	Anschlussmutter mit Innengewinde G 3/8"	-	❺ HAB02-38
			Anschlussmutter mit Innengewinde UNF 9/16"	-	❻ HAB02-916

Ersatzteil für wiederverwendbare Atemgasbefeuchter

Diffusor

QTY: 10

Bestellnummer

HAB02-DIF

AEROp[®]art – Sterilwasser und Sterilwassersysteme

Sterilwasser mit Schraubverschluss

Sterilwasserflasche 1000 ml, steril und pyrogenfrei. PP-Behälter mit Schraubverschluss zum manuellen Befüllen von Atemgasbefeuchtern. Auch verwendbar zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen, zur Spülung von Wunden und Verbrennungen u. v. m. Latex- und DEHP-frei sowie nickelfrei.

VE = 6 Stk. / Karton
576 Stk. / Palette

Beschreibung	Inhalt	Bestellnummer
Behälter mit Schraubverschluss	1000 ml	HSTW03-1000FLD

Sterilwassersysteme

Sterilwassersysteme, pyrogenfrei, inkl. Anschlussadapter UNF 9/16" für den direkten Anschluss an Sauerstoff-Konzentratoren oder Druckminderern, Ausgangsanschluss für 6 mm Schläuche.

❶

VE = 20 Stk. / Karton
720 Stk. / Palette

❷

VE = 10 Stk. / Karton
630 Stk. / Palette

❸

VE = 20 Stk. / Karton
900 Stk. / Palette

❹

VE = 12 Stk. / Karton
1.152 Stk. / Palette

❺

VE = 25 Stk. / Karton
Ca. 800 Stk. / Palette

❻

VE = 25 Stk. / Karton
Ca. 800 Stk. / Palette

Bezeichnung	Inhalt	Leistung / Flow	Bestellnummer
Aquapak [®] 340	340 ml	1,5 - 10 l/min	❶ HSTW01-340
Aquapak [®] 650	650 ml	1,5 - 10 l/min	❷ HSTW01-650
AMSure [®] 350	350 ml	1 - 15 l/min	❸ HSTW03-350
AMSure [®] 550	550 ml	1 - 15 l/min	❹ HSTW03-550
AEROp [®] art – Sterilwassersystem 350	350 ml	0 - 15 l/min	❺ HSTW13-350
AEROp [®] art – Sterilwassersystem 500	500 ml	0 - 6 l/min	❻ HSTW13-500

AEROp[®]art – Halterungen für Atemgasbefeuchter und Sterilwassersysteme

Halterungen aus transparentem Acrylglas für Atemgasbefeuchter oder Sterilwassersysteme. Bestehend aus Grundbox, austauschbarer Schablone und zusätzlichen Ösen zum Aufhängen.

Magnetische Befestigung

Halterungen (Grundbox und Schablone)

Passend für	Bestellnummer
AEROp [®] art – Atemgasbefeuchter - AB1-916E	HSTW01-H-916E
AEROp [®] art – Atemgasbefeuchter - AB1-916	HSTW01-H-916
Sterilwassersysteme Aquapak [®] und AMSure [®]	HSTW01-H-GSU1

Einzelkomponenten

Beschreibung	Bestellnummer
Schablone für AEROp [®] art – Atemgasbefeuchter - AB1-916E	❶ HSTW01-H-S916E
Schablone für AEROp [®] art – Atemgasbefeuchter - AB1-916	❷ HSTW01-H-S916
Schablone für Sterilwassersysteme Aquapak [®] und AMSure [®]	❸ HSTW01-H-SGSU1
Grundbox 13 x 8 x 13 cm (B x H x T)	❹ HSTW01-H-BOX

Beispielhafte Produktdarstellung

Entweder als Set, bestehend aus Grundbox und Schablone, oder einzeln erhältlich



AERObag® – Taschenmasken

Unsere Taschenmasken stehen Ihnen jeweils in robuster Hartschalenbox zur Verfügung und können ergänzend zu unserem Standardsortiment mit Ihrem Kunden-Logo erstellt werden. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Farben aus!

AERObag® – Beatmungstücher

Jedes Beatmungstuch wird im praktischen Softcase 5 x 5 cm geliefert und besteht aus Nylongewebe, mit Schlüsselring. Das Softcase ist in 14 verschiedenen Farben erhältlich und Ihr Logo wird per aufgenähtem Etikett aufgebracht. Hier sind bis zu 4 Druckfarben möglich.

AEROfusion – Einhand-Venenstauer

Bei dieser individualisierbaren Lösung des Venenstauers stehen 10 Farben zu Ihrer Auswahl. Mit dem Druck Ihres Logos auf die Schnalle steht Ihnen eine eigens angefertigte Variante zur Verfügung.

AEROuse – Sofort-Kältekompresse

Unsere Sofort-Kältekompressen können Sie auf Wunsch völlig frei gestalten. Neben dem Kundenlogo bringen wir hier Ihr ganz eigenes Design auf. Teilen Sie uns gerne Ihre Vorstellung mit!

AERObag® – Taschenmasken

Einmal-Beatmungsmaske aus PVC für Erwachsene und Kinder, in robuster Hartschalenbox. Anatomisch geformte, gut dichtende Luftwulstmaske mit elastischem Kopfhaltband für die Fixierung der Maske am Kopf des Patienten. Mit Einwegventil inkl. Bakterienfilter sowie Einmalhandschuhen und Alkoholtupfern.



Ergänzung zu unserem Standardsortiment

Bestellformular

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 5 verschiedenen Farben möglich!
Lieferzeiten und Mindestbestellmengen: Ca. 16 Wochen* | Je Farbe ab 600 Stk.



Farbe*		Bestellnummer
	Grün	HBM16-PMB-G/KD
	Hellblau	HBM16-PMB-HB/KD
	Orange	HBM16-PMB-O/KD
	Rot	HBM16-PMB-R/KD
	Weiß	HBM16-PMB-W/KD
Weitere Farben auf Anfrage		

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich



AERObag® – Beatmungstücher

Einmal-Beatmungstuch aus Polyethylen (PE) für Erwachsene, bestehend aus anwenderseitig bedruckter Gesichtsschürze und eingearbeitetem Einwegventil. Lieferung im praktischen Softcase 5 x 5 cm, aus Nylongewebe und mit Schlüsselring. Für die einfache und sichere Anwendung in Notfallsituationen.



Ergänzung zu unserem Standardsortiment

Bestellformular

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 14 verschiedenen Farben möglich!
Lieferzeiten und Mindestbestellmengen: Ca. 8 - 10 Wochen* | Je Farbe verfügbar als VE = 100 Stk.



Farbe*		Bestellnummer
	Blau	HBT01-V-S5x5-B/KD
	Schwarz	HBT01-V-S5x5-BLK/KD
	Weiß	HBT01-V-S5x5-W/KD
	Hellgrün	HBT01-V-S5x5-LG/KD
	Grün	HBT01-V-S5x5-G/KD
	Olivgrün	HBT01-V-S5x5-OG/KD
	Gelb	HBT01-V-S5x5-Y/KD
	Goldgelb	HBT01-V-S5x5-YG/KD
	Orange	HBT01-V-S5x5-O/KD
	Rot	HBT01-V-S5x5-R/KD
	Rotviolett	HBT01-V-S5x5-RV/KD
	Rosa	HBT01-V-S5x5-P/KD
	Erikaviolett	HBT01-V-S5x5-VH/KD
	Blaulila	HBT01-V-S5x5-LB/KD

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich



AEROfusion – Einhand-Venenstauer

Professioneller und patientenfreundlicher Venenstauer, geeignet für Erwachsene und Kinder. Individualisierbare Lösung, bequeme Einhandbedienung und dank des Multifunktionsverschlusses getrennt zu entstauen und zu öffnen.

Hilfsmittel zur

- Blutstauung
- Blutentnahme
- Infusion

Einfaches Handling

- Multifunktionsverschluss für leichtes Öffnen 2 bzw. Lockern 1
- Schnelle Einhandbedienung ohne Umgreifen
- Leichtes Anlegen und sicheres Entstauen
- Sicher aufgerollt durch Klemmverschluss 3
- Mit Öse zum Aufhängen 4

Patientenfreundlich und sicher

- Kein Kneifen, Klemmen oder Quetschen der Haut
- Hautfreundliches und mit einer Elastizität von 250 % sehr robustes Polyesterband
- Zuverlässiger Halt dank stabilem Sicherheitsverschluss
- Desinfizierbar und waschmaschinenfest bis 60°



Ergänzung zu unserem Standardsortiment

Bestellformular

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 10 verschiedenen Farben möglich! Lieferzeiten und Mindestbestellmengen: Ca. 12 - 16 Wochen* | Je Farbe ab 500 Stk.

Farbe*		Bestellnummer
■	Blau	HVS01-25W/B-2.0/KD
■	Grün	HVS01-25W/G-2.0/KD
■	Gelb	HVS01-25W/Y-2.0/KD
■	Orange	HVS01-25W/O-2.0/KD
■	Rot	HVS01-25W/R-2.0/KD
■	Schwarz	HVS01-25W/BLK-2.0/KD
■	Violett	HVS01-25W/V-2.0/KD
■	Weiß	HVS01-25W/W-2.0/KD
■	Olivgrün	HVS01-25W/OG-2.0/KD
■	Pink	HVS01-25W/P-2.0/KD

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich



AEROuse – Sofort-Kältekomresse

Für die Linderung von Schmerzen und Schwellungen bei Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen, leichten Verbrennungen und vieles mehr.

- Sofortige Intensivkälte ohne Vorkühlung
- Einfache Aktivierung durch Zusammendrücken
- Auf Urea- / Wasser-Basis
- Einmalgebrauch

Einsatzbereiche

- Sanitäts- und Rettungsdienst
- Betriebsverbandkasten gem. DIN 13157 | DIN 13169
- Freizeit und Sport
- Privater Haushalt



*Logo und Hintergrund können individuell angepasst werden, die Texte bleiben unverändert.



Ergänzung zu unserem Standardsortiment

Bestellformular

Mit individuellem Kundenlogo und in eigenem Design möglich! Lieferzeiten und Mindestbestellmengen: Ca. 12 - 16 Wochen* | Ab 10.000 Stk.

Material	Maße (B x L)	Gewicht	Bestellnummer
Polyethylen (PE), Nylon	15 x 17 cm	ca. 155 g	HKP01-U-15x17/KD

Wichtige Hinweise für Ihre Bestellung

- Logoformate: pdf, ai, eps
- Auflösung min. 300 dpi
- Schriftgröße min. 7 pt
- Keine Farbverläufe, nur vollflächige Prozess- oder Volltonfarben (außer bei AEROuse – Sofort-Kältekomresse)
- Lieferzeiten und Mindestbestellmengen:
 - AERObag® – Taschenmasken: Ca. 16 Wochen* | Je Farbe ab 600 Stk.
 - AERObag® – Beatmungstücher: Ca. 8 - 10 Wochen* | Je Farbe verfügbar als VE = 100 Stk.
 - AEROfusion – Einhand-Venenstauer: Ca. 12 - 16 Wochen* | Je Farbe ab 500 Stk.
 - AEROuse – Sofort-Kältekomresse: Ca. 12 - 16 Wochen* | Ab 10.000 Stk.

*Lieferzeiten werden auftragsbezogen kommuniziert

Bei Rückfragen sprechen Sie uns jederzeit gerne an!



Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie uns berechtigen, das von Ihnen übersandte Logo ausschließlich zur Ausführung dieses Auftrags zu verwenden. Sie versichern, dass Sie Inhaber aller erforderlichen Rechte an dem Logo sind oder im Falle von Logos Dritter über die entsprechenden Nutzungsrechte verfügen. Sollten uns aus der Nutzung des Logos Ansprüche Dritter entgegeng gehalten werden, stellen Sie uns von allen Ansprüchen frei.

Übersicht Hilfsmittelnummern / Pharmazentralnummern

Um Ihnen die Bestellung, insbesondere als Kunde aus den Bereichen Apotheke und Sanitätshaus, zu vereinfachen, stellen wir Ihnen nachfolgende Übersichten für verschiedenste Produkte unseres Sortiments zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache und eindeutige Zuordnung gemäß Ihres gewünschten Artikels. Wenn Sie Fragen hierzu haben, kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu!

HiMi – Hilfsmittelnummer

	HUM Bestellnummer Unsere individuelle Bestellnummer	HiMi Hilfsmittelnummer des Artikels
AEROcheck®	HPO02-801+/EU	21.30.02.1010
	HPO02-805/EU	21.30.02.1011
AEROWay®	HDM03-4	14.24.05.0028
	HDM03-6	14.24.05.0029
	HDM03-8	14.24.05.0030
	HDM03-10	14.24.05.0031
	HDM01-15	14.24.05.3024
	HDM01-15-KL	14.24.05.3024
	HDM01-15-KR	14.24.05.3024
	HDM01-5	14.24.05.3025
	HDM01-1	14.24.05.3027
AEROSuc®	HAK11-50-06	01.99.01.0043
	HAK11-50-08	01.99.01.0043
	HAK11-50-10	01.99.01.0043
	HAK11-50-12	01.99.01.0043
	HAK11-50-14	01.99.01.0043
	HAK11-50-16	01.99.01.0043
	HAK11-50-18	01.99.01.0043
	HAG03-HC1	01.24.01.1023
	HAG03-HC2	01.24.02.1021

PZN – Pharmazentralnummer

	HUM Bestellnummer Unsere individuelle Bestellnummer	PZN Pharmazentralnummer des Artikels
AEROvent®	HAF01-K	01076241
	HAF02-K	01076258
	HBAF11-K	19721469
	HBF01-KN-TS	01076169
	HBF21-BFLMG	19902171
	HBF21-BFLS	19627351
	HBF21-BFS	19627405
	HBF21-HFLN	19627204


	HUM Bestellnummer Unsere individuelle Bestellnummer	PZN Pharmazentralnummer des Artikels
AEROvent®	HBF21-HFLP	19627167
	HBF21-HFLS	19627138
	HCFW22-FINE/12	19720895
	HCFW23-FINE/12	19720843
	HCFW22-FOAM/2	19720889
	HCFW23-FOAM/2	19720820
	HGF22-D/5	19720286
	HVF22-A-FOAM/6	19720263
	HGF01-INTAKE	01076270
	HGF12-INTAKE	19631246
AEROtube®	HBAD01-22M15F-22M15F	19709669
	HET01-20	08886977
	HET01-25	08886983
	HET01-30	08887008
	HET01-35	08887014
	HET01-40	08887037
	HET01-45	08887066
	HET01-50	08887089
	HET01-55	08887103
	HET01-60	08887132
	HET01-65	08887161
	HET01-70	08887190
	HET01-75	08887221
	HET01-80	08887250
	HET01-85	08887296
	HET01-90	08887327
	HET01-95	08887356
	HET01-100	08886954
	HET01-25M	19186496
	HET01-30M	19186510
	HET01-35M	08887020
	HET01-40M	08887043
	HET01-45M	08887072
	HET01-50M	08887095
	HET01-55M	08887126
	HET01-60M	08887149
	HET01-65M	08887178
	HET01-70M	08887209
	HET01-75M	08887238

	HUM Bestellnummer	PZN
	Unsere individuelle Bestellnummer	Pharmazentralnummer des Artikels
AEROTube®	HET01-80M	08887267
	HET01-85M	08887304
	HET01-90M	08887333
	HET01-95M	08887362
	HET01-100M	08886960
	HET01-50M-SET	04699132
	HET01-55M-SET	09224824
	HET01-60M-SET	08887155
	HET01-65M-SET	08887184
	HET01-70M-SET	08887215
	HET01-75M-SET	08887244
	HET01-80M-SET	08887273
	HET01-85M-SET	08887310
	HET01-90M-SET	09224818
	HTL02-1000W	08888522
	HTV21-15M/15A-DKK	19627150
	HTV21-22F/15A	19902308
	HTV21-22F/15A-DKK	19627196
	HTV21-22F/20-DKK	19627173
AEROcheck®	HPO02-801+/EU	11105630
AEROuse	HD01-GS1-160x210	10947775
	HHS01-PG-PF3-B-S	11107971
	HHS01-PG-PF3-B-M	11107994
	HHS01-PG-PF3-B-L	11108031
	HHS01-PG-PF3-B-XL	11108077
	HHS01-L-PF3-B-S	11090940
	HHS01-L-PF3-B-M	11090934
	HHS01-L-PF3-B-L	11090928
	HHS01-L-PF3-B-XL	11090957
	HKP01-U-15x17	12555571
AEROWay®	HDM01-1	01075804
	HDM01-5	01075810
	HDM01-15	01075827
AEROprotective®	ICO-FM301-E50	18361365
AERObag®	HBM06-HV2000E	04699149
AEROsuc®	HAK11-30-06	19284678
	HAK11-30-08	19284684
	HAK11-30-10	19284690
	HAK11-30-12	19284709

	HUM Bestellnummer	PZN
	Unsere individuelle Bestellnummer	Pharmazentralnummer des Artikels
AEROsuc®	HAK11-30-14	19284715
	HAK11-30-16	19284721
	HAK11-30-18	19284738
	HAK11-50-06	08887379
	HAK11-50-08	08887592
	HAK11-50-10	08887965
	HAK11-50-12	08887971
	HAK11-50-14	08888108
	HAK11-50-16	08888114
	HAK11-50-18	08888120
AEROpart®	HAS02-25-200-TK/FT	10045251
	HAU11-FT	19709474
	HAB01-916	01076117
	HAB02-38	01076123
	HAB02-916	01076146
	HAI11-E	19631217
	HAI11-K	19631223
	HSB02-S	01075537
	HSB02-S-LF	01075566
	HSB02-S-Q	01075543
	HSB02-S-HF	01075626
	HSB02-S-K	01075572
	HSB02-S-KK	01075589
	HSB02-S-NS	01075595
	HSB02-S-F	01075603
	HSM11-EB	19631275
	HSB11-S	19631269
	HSM11-E	19631252
	HSS11-2	19631588
	HSS11-7.5	19631602
	HSS11-10	19631559
	HSS11-15	19631571
	HSV11-6	19709675
	HSTW03-1000FLD	00088992
	HSTW13-350	20278660
	HSTW13-500	20278677
	HWF11	19709445

HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH

Mittlerweile besteht unser Produktportfolio aus 14 Marken, die spezifische medizin- und textiltechnische Anwendungsbereiche abdecken.





HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | 44536 Lünen | Germany
FON +49 (0)231 880885-0 | FAX +49 (0)231 880885-58
E-Mail: sales@hum-online.de | www.hum-online.de



K-Gesamt_DE



ID 4711451 Rev. 6.0 / 11.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH